



MICROCURRENT FACE-LIFTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



Anti Aging
Massage Technology



Ultra-Gentle Contouring
& Firming Spheres



Low-Voltage
Current

Okamžitě
Face Lift



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



CO JE DOBRÉ VĚDĚT

TIP 01

Před zapnutím MicroCurrent Face-Lift Technology se ujisti, že přístroj je suchý.

TIP 02

Pro dosažení nejlepších výsledků a optimální funkčnosti se ujisti, že používáš náš speciálně vyvinutý hydratační gel MicroCurrent. Gel je třeba používat se všemi našimi mikroproudovými přístroji.

TIP 03

Po každém použití vyčisti přístroj čisticím prostředkem GESKE.



Pulsace SmartSonic

Lifting a oživení




Mikroproud

5 Intenzit



Zapnout/vypnout

Stiskněte na 1-2 sekundy



Konturování a zpevnění

Tónovaná pleť



Masáž proti stárnutí

Mladistvé rozjasnění

ZVLÁDNĚTE PRVNÍ KROKY

SmartAppGuided™ mikroproudový lifting na obličej | 6 v 1 využívá technologie MicroCurrent a SmartSonic Pulsation ke zpevnění a vypnutí pokožky, dodává jí mladistvý vzhled a zdravou záři.



LIFTING CELÉHO OBLIČEJE A KRKU

PŘÍPRAVA

Ujisti se, že je tvůj obličej čistý a bez make-upu. Nanes náš speciálně vyvinutý hydratační gel MicroCurrent.

ZAPNUTÍ

SmartSonic Pulsation a MicroCurrent Face Lift Technology zapni přidržetím tlačítka napájení po dobu 2 sekund. Pomocí tlačítek plus a minus vyber požadovanou intenzitu.

LIFTING

Začni od brady a přístrojem pohybuj podél čelisti, nosu, linií úsměvu, tváří a nahoru po krku, přičemž každý pohyb několikrát opakuj na obou stranách obličeje a krku.

DOKONČENÍ

Vypni zařízení podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund a pro vyčištění opláchni zařízení vodou. Po každém použití vyčisti své zařízení čistícím prostředkem na přístroj GESKE.



BODY DO CÍLE

ČELISTI

Začni u brady, otoč přístroj na stranu a jemně jím pohybuj podél čelisti směrem ven. Poté přejdi k nosní rýze a pohybuj přístrojem nahoru a ven směrem k uchu.

LINIE ÚSMĚVU

Přístroj drž vodorovně a přejížděj jím od rýh úsměvu směrem ven podél lícni kosti a pak nahoru ke spánku.

ČELO

Začni od spánku a pohybuj přístrojem směrem nahoru k linii vlasů. Tento pohyb opakuj a věnuj se celému čelu.

KRK

Začni na spodní části krku u ramene a postupuj přístrojem směrem nahoru po straně krku až k linii čelisti. Vyhni se krku. Poté tento klouzavý pohyb zopakuj, nyní ale přejď přes celou čelist až k lícni kosti.

**Vytvoř si svou osobní
rutinu péče o pleť**

a stáhni si naši aplikaci GESKE



Pokročilý
Aplikace



Video
Řízený



Poháněno AI
Skenování pleti



Expert
Tipy



Osobní
Průvodce



V aplikaci App
Odměny



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM.

Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní informace. Uchovejte oba návody k použití.

Váš produkt na první pohled

Tvůj produkt je multifunkční zařízení MicroCurrent. Bezpečně ho můžeš používat až 3krát týdně, ale ne častěji než jednou denně. Nepoužívej ho prosím častěji. Pro maximální bezpečnost a ideální výsledky vždy dodržuj svůj osobní postup péče o pleť vytvořený aplikací GESKE.

Zamýšlené použití

Přístroj Geske MicroCurrent Face-Lifter je určen ke stimulaci pokožky krku a obličeje a je určen k volnému prodeji.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím přístroje je třeba si přečíst celou tuto bezpečnostní brožuru a stručnou příručku. Obě příručky by měly být uchovávány, protože obsahují důležité informace o bezpečném používání a o technických a právních požadavcích na informace. Zařízení je produktem péče o pleť pro dospělé, není zdravotnickým prostředkem ani produktem s lékařskými nebo jinými léčivými vlastnostmi. Zamýšlené použití také zahrnuje dozorování Příručky pro rychlý start, zde uvedených výstrah a doporučení personalizovaných aplikací od GE. Zařízení je dobíjecí a umožňuje pohodlné a bezdrátové ovládání. Před prvním použitím musí být plně nabitý. Vše, co potřebujete, je přiložený USB nabíjecí kabel. Počáteční nabíjení může trvat až osm hodin. Kabel se musí ukotvit oběma magnetickými kontakty na určených kovových kontaktních bodech zařízení. Pokud se nabíjecí kabel nepřipojí sám, připojte jej k napájení a počkejte. Tím se znovu aktivuje magnetický efekt a kontakty se automaticky spojí. Dbej na to, aby se magnetické kontakty připojovaly pouze ke kontaktním bodům přístroje, nikoli k jiným kovovým povrchům.

Specifikace

Materiály: ABS, silikon, slitina zinku | **Skladovací teplota:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterie:** Li-Ion 3,7V | **Kapacita baterie:** 380 mAh | **Maximální nabíjecí proud:** 350 mA | **Nabíjecí napětí:** 5V | **Doba nabíjení:** cca. 2,5 hodiny | **Provozní doba** se liší v závislosti na aktivovaných technologiích a intenzitách. | **Rozhraní:** USB | **programy:** Vibrace: 1 intenzita, mikroproud: 5 intenzit

Výrobek není vhodný pro použití za následujících podmínek:

Přístroj nepoužívejte, pokud jste přecitlivělí na teplo (např. urtikarie na teplo) nebo se během léčby objeví pocit (příliš) intenzivního tepla, je nutné léčbu okamžitě ukončit

V následujících případech je nutná konzultace s lékařem, zda je pro tebe použití přípravku vhodné:

Pokud máš srdeční onemocnění a při těhotenství. Bezpečnost užívání během těhotenství nebyla stanovena.

Další informace o použití:

Před použitím Microcurrent Face-Lift Technology musí být produkt zcela suchý. Microcurrent Face-Lift Technology používej pouze v kombinaci s gelem GESKE Hydrating MicroCurrent. Funkci Microcurrent nepoužívej na oblast hrudníku, kolem očí, střední čáru krku, oblast genitální/slabiny nebo na zarudlou a zanícenou kůži, na mateřská znaménka a zvláště krevní cévy. O dlouhodobých účincích mikroproudu není nic známo. V důsledku stimulace zrakového nervu můžeš během používání vnímat blikající světlo. Pokud tento stav přetrvává i po ukončení používání produktu, vyhledej lékařskou pomoc. Během aplikace se může objevit mírné brnění. Pro snížení nebo odstranění brnění sniž intenzitu mikroproudu. Během používání přístroje nemusí elektronická monitorovací zařízení správně fungovat. Nikdy nepoužívej výrobek při řízení nebo obsluze těžkých strojů. Do otvorů produktu nestřekej žádné ostré předměty. Výrobek lze používat pouze s adaptérem pro bezpečné velmi nízké napětí (SELV). K nabíjení zařízení doporučujeme používat standardní napájecí zdroj IEC60335. Nepoužívej přípravek na podrážděnou nebo poraněnou pokožku nebo otevřeně rány (po jakémkoliv poranění), v případě bakteriálních nebo virových infekcí kůže (v oblasti použití nebo jinde) Tento produkt není určen k léčbě kožních onemocnění nebo nemocí. Pokud máš zdravotní potíže nebo kožní onemocnění, poraď se před použitím tohoto přípravku se svým dermatologem. Výrobek nepoužívej, pokud je 1) netypicky teplý, 2) mechanicky poškozený nebo zdeformovaný, 3) zabarvený. Pokud se během používání objeví bolest a/nebo nepohodlí, přeruš používání a vyhledej lékařskou pomoc. Oční okolí je velmi citlivé: V této oblasti buď obzvláště opatrná a vyhní se jakémukoli kontaktu přípravku s očními víčky nebo samotným okem. Výrobek používej pouze podle doporučení ve svém individuálním postupu. Z hygienických důvodů doporučujeme nesdílet přístroj s jinými osobami. Přípravek je určen pro kosmetické použití na obličej, krk a dekolt. Společnost GESKE nenese žádnou odpovědnost za škodlivé následky vyplývající z použití na jiných částech těla nebo jiného nesprávného použití, připojení k nevhodným zdrojům napětí, znečištění vodivé kapalné nebo kulíčkům. Před nabíjením se vždy ujisti, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru. Výrobek se nesmí používat, pokud je připojen k elektrické zásuvce.

Výstraha

Nebezpečí poranění při nesprávném použití!

Výrobek používejte pouze jak je popsáno v příručce pro rychlý start a ve videonávodech. Pokud máte další dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na adrese support@geske.com.

Nebezpečí zranění v důsledku požáru/vznícení!

Výrobek nehaste vodou. Nevhazujte výrobek do ohně.

Nebezpečí zranění v důsledku vadných baterií!

Nesprávná manipulace s bateriemi může způsobit nekontrolovanou exotermickou reakci. V takovém případě celý výrobek ihned a řádně zlikvidujte.

Nebezpečí poranění dětí!

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Kapalina může poškodit nabíjecí obvod a ohrozit vaše zdraví. Během čištění odpojte produkt od nabíjecího kabelu/obvodu.

Nebezpečí poškození magnetickým polem!

Magnetická pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou například kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Do blízkosti produktu neumísťte karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty), protože magnety produktu je mohou poškodit. Nebezpečí poškození v důsledku měnících se okolních teplot!

Změna okolní teploty (např. po přepravě) může vést ke kondenzaci vodních par. **V takovém případě nepoužívejte výrobek, dokud se nepřizpůsobí nové okolní teplotě. Nikdy nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, extrémnímu teplu nebo vařící vodě.**

Bezpečné použití až do okolní teploty 50 °C/122 °F.

Bezpečné poškození v důsledku příliš dlouhého nabíjení!

Po každém nabíjení odpojte nabíjecí kabel z okruhu.

Bezpečné nabíjení až do okolní teploty 45 °C/113 °F.

Informace o likvidaci zařízení a OEEZ. Tento elektrický spotřebič byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. V souladu s evropskou směrnicí WEEE a národními předpisy nesmí být elektrické spotřebiče a elektronické součásti obsažené v této dodávce likvidovány společně s domovním odpadem. Na konci životnosti výrobku je nutné je zlikvidovat v komunálním sběrném místě, aby byla zajištěna ekologická likvidace.

Poznámky k bateriím / dobíjecím bateriím

Bezpečné použití až do okolní teploty 50 °C/122 °F.

Nebezpečí poškození v důsledku příliš dlouhého nabíjení!

Po každém nabíjení odpojte nabíjecí kabel z okruhu.

Bezpečné nabíjení až do okolní teploty 45 °C/113 °F.



Informace o likvidaci zařízení a OEEZ. Tento elektrický spotřebič byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. V souladu s evropskou směrnicí WEEE a národními předpisy nesmí být elektrické spotřebiče a elektronické součásti obsažené v této dodávce likvidovány společně s domovním odpadem. Na konci životnosti výrobku je nutné je zlikvidovat v komunálním sběrném místě, aby byla zajištěna ekologická likvidace.

Poznámky k bateriím / dobíjecím bateriím

V souvislosti s distribucí baterií a dobíjecích baterií jsme v souladu s evropskými předpisy povinni vy, spotřebitele, informovat o následujícím: Jste ze zákona povinni vracet baterie a dobíjecí baterie. Po použití nám je můžete vrátit, odevzdat na komunální sběrné místo nebo je zdarma doručit místnímu prodejci. Baterie a dobíjecí baterie jsou označeny následovně:



Tyto symboly znamenají, že vy jako spotřebitel nemůžete baterie a dobíjecí baterie likvidovat prostřednictvím domovního odpadu. Baterie a dobíjecí baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny jedním z těchto symbolů. Symbol se skládá z přeškrtnutého kontejneru a chemického symbolu těžkého kovu, který představuje hlavní znečišťující látku. Podrobně výše uvedené symboly znamenají:

Poznámky k lithiovým bateriím/nabíjecím bateriím

Lithiové baterie a lithiové dobíjecí baterie poznáte podle chemické značky „Li“. Kromě výše uvedených informací bychom také rádi upozornili na následující: Při likvidaci lithiových baterií nebo dobíjecích baterií, ať už nám je vrátíte, odnesete na komunální sběrné místo nebo je odevzdáte místním prodejcům nebo veřejným společnostem pro likvidaci odpadu, zajistíte, aby byly zcela vybité. Také žádáme, abyste pokrýt plochy na baterii označené „+“ a „-“ přelepili lepicí páskou, abyste předešli riziku požáru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlín tímto prohlašuje, že všechna elektronická zařízení splňují příslušné podmínky příslušných evropských směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Omezení odpovědnosti

GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci jsou odpovědní za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním GESKE Beauty Tech GmbH, zástupce nebo zástupce, v souladu s právními předpisy. S výjimkou újmy na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností) ručí GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci pouze za škody, které lze přičíst úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Kromě toho je odpovědnost vůči spotřebitelům z důvodu převzaté záruky, s výjimkou případů úmyslného nebo hrubě nedbalého chování, nebo pokud dojde k újme na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností), omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy a také na úroveň průměrných škod typických pro tuto smlouvu. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Pokud jde o společnost, s výjimkou případu zranění na životě, končetinách a zdraví nebo úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání ze strany společnosti GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejců je odpovědnost omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy, a i na úroveň průměrných škod typických pro tuto zakázku. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Za škody způsobené: Nedodržení tohoto návodu/Neodborné použití/Neoprávněné úpravy/Technické úpravy/Použití neschválených náhradních dílů/Použití neschváleného příslušenství Nároky na ručení podle německé legislativy o ručení za výrobek zůstávají nedotčeny.