



# MICRODERMABRASION BLACKHEAD REMOVER | 7 IN 1



Skin Scan & Personal  
Routine Guide



UltraSpin Exfoliation  
Technology



AirPulse Suction  
Deep Pore Cleansing



MicroDermabrasion Technology  
for Skin Impurities



Red Light Active  
Regeneration Technology



Cell Renewal  
System



Skin Rejuvenation  
Technology

Zahrnuje  
Face Cap  
Body Cap  
Blackhead Cap  
2 Body Discs  
8 Face Discs  
Filtiry



**Create your personal  
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH  
Leipziger Platz 18  
10117 Berlin Germany  
info@geske.com, www.geske.com



## CO JE DOBRÉ VĚDĚT

### TIP 01

Podle pokynů vlevo můžete nástavce snadno střídat. Vždy začínějte s nejnižší intenzitou a vyvíjejte co nejmenší tlak.

### TIP 02

Tento přístroj má zvýšené riziko vzniku jizev u osob s Fitzpatrickovou škálou pokožky V a VI a zvýšené riziko hyperpigmentace u osob s Fitzpatrickovou škálou pokožky III-V. Používejte je na vlastní nebezpečí a zacházejte s nimi obzvláště opatrně.

### TIP 03

Důrazně se doporučuje před jakýmkoli použitím přístroje se nevystavovat přímému slunečnímu záření 3-4 týdny. Po použití přístroje se snaž vyhybat přímému slunečnímu záření po dobu 4-8 týdnů, nebo použij ochranu proti slunci s minimálně SPF 30.



### Červené LED světlo

Proti stárnutí



### Zapnout/vypnout

Stiskněte na 1-2 sekundy



### Vakuové odsávání

5 úrovní



### Rotující exfoliace

5 intenzit



Body Cap



Body Discs



Face Cap



Face Discs



Blackhead Cap



Filters




### Různé nástavce

Snadná výměna

## ZVLÁDNĚTE PRVNÍ KROKY

Rozluč se s černými tečkami a přivítejte čistou, zářící a bezchybnou pleť s naším SmartAppGuided™ odstraňovačem černých teček pomocí mikrodermabraze | 7 v 1



### SPECIÁLNÍ TIPY

#### PRAXE

Před prvním použitím zařízení vyzkoušejte na ruce nebo noze. Ujistěte se, že zařízení nepoužíváte na citlivou pokožku kolem očí.

#### BUĎ OPATRNÁ

Začni na nejnižší intenzitě a používej velmi jemný tlak. Pomalu se propracuj k vyšším intenzitám, až budete se zařízením pohodlnější.

#### POHYB

Pro zabránění poranění a jizvám nedrž zařízení nehybně na jednom místě. Pokračuj v pohybu po obličeji.

#### NAPNUTÍ

Kůži napni, aby byl pohyb plynulejší, a v každé dráze proved pouze jeden pohyb. Vyhněte se citlivé pokožce kolem očí.



### MIKRODERMABRAZE OBLIČEJE

#### PŘÍPRAVA

Začni s čistým obličejem bez make-upu. Do přístroje umísti exfoliační kotouč požadované intenzity a poté zajisti Face Cap.

#### ZAPNUTÍ

Přidržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund zapni technologii MicroDermabrasion na nečistoty pleti a technologii Red Light Active Regeneration. Pomocí tlačítek plus a minus vyber požadovanou intenzitu exfoliace UltraSpin.

#### EXFOLIACE

Vyzkoušej na ruce a seznam se s funkcí. Poté umístěte zařízení na spodní část brady a posuňte zařízení směrem ven a nahoru po linii čelisti k uchu. Začni znovu od brady a prováděj stejný pohyb nad tím předešlým. Pokračuj v těchto tazích a ošetři celou stranu obličeje až k linii vlasů.

#### DOKONČENÍ

Přístroj vypni stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund. Nyní na cílenou oblast nanes sérum nebo hydratační krém GESKE pro zklidnění pleti. Po každém použití vyčisti svůj přístroj čisticím prostředkem na zařízení GESKE.

**Vytvoř si svou osobní  
rutinu péče o pleť**

a stáhni si naši aplikaci GESKE



Pokročilý  
Aplikace



Video  
Řízený



Poháněno AI  
Skenování pleti



Expert  
Tipy



Osobní  
Průvodce



V aplikaci App  
Odměny



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM.

Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní informace. Uchovejte oba návody k použití.

### Váš produkt na první pohled

Váš produkt je multifunkční přístroj pro mikrodermabrazí. Bezpečné je používat ho 1krát týdně, maximálně 2krát týdně, ale ne více než jednou denně. Nepoužívejte ho prosím častěji. Pro maximální bezpečnost a ideální výsledky dodržujte vždy svůj individuální postup péče o pleť vytvořený aplikací GESKE.

### POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím přístroje je třeba si tyto bezpečnostní informace a návod k obsluze výrobku přečíst v plném rozsahu. Nezapomeňte si uložit kopii obou dokumentů, protože obsahují důležité informace o bezpečném používání a o technických a právních požadavcích na informace. Přístroj je výrobek pro péči o pokožku dospělých, nikoli zdravotnický prostředek nebo výrobek s lékařskými či jinými léčivými vlastnostmi. Při používání přístroje je třeba vždy dodržovat personalizovaná doporučení aplikace GESKE Beauty App.

### Specifikace

**Materiály:** silikon, ABS PC, akryl, polyester | **Skladovací teplota:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Baterie:** Kapacita baterie Li-Ion 3,7 V: 600 mAh | **Maximální nabíjecí proud:** 370 mA | **Nabíjecí napětí:** 5V | **Doba nabíjení:** cca. 3 hodiny | **Provozní doba:** Doba provozu je řízená v závislosti na aktivovaných technologiích a intenzitách. | **rozhraní:** USB | **programy:** Rotující peeling: 5 rychlostí, vakuové sání: 5 rychlostí, LED světelná technologie: 1 barva

### Výrobek není vhodný pro použití za následujících podmínek:

Po laserovém ošetření nebo chemickém peelingu a po chirurgických zákrocích na obličeji, a to z kosmetických i z lékařských důvodů.

### V následujících případech je nutná konzultace s lékařem, zda je pro tebe použití přípravku vhodné:

Pokud máte srdeční onemocnění a při těhotenství. Bezpečnost užívání během těhotenství nebyla stanovena.

### Další informace o použití:

Tento přístroj má zvýšené riziko vzniku jizev u osob s Fitzpatrickovou škálou pokožky V a VI a zvýšené riziko hyperpigmentace u osob s Fitzpatrickovou škálou pokožky III-V. Používejte je na vlastní nebezpečí a zacházejte s nimi obzvláště opatrně. Důrazně doporučujeme vyhnout se přímému slunečnímu záření 3-4 týdny před každým použitím zařízení. Po použití zařízení je třeba se následujících 4-8 týdnů vyhnout přímému slunečnímu záření. Pokud se nemůžete vyhnout slunečnímu záření, používejte ochranu proti slunci minimálně s SPF 30. Doporučujeme se SPF 50. Po dobu 24 hodin po mikrodermabrazii se vyhněte cvičení a plavání a nepoužívejte make-up. Pro zabránění kožním infekcím se doporučuje po aplikaci použít antiseptický krém. Důkladně navlhčete. V důsledku intenzivních aplikací s vyšší intenzitou je třeba počítat s povrchovými oděrkami. Čím vyšší intenzita, tím vyšší riziko. V případě pochybností se před každým použitím zařízení poraďte se svým lékařem. Nikdy nepoužívejte funkci odsávání na stejném místě déle, než je doporučeno v aplikaci GESKE, aby nedošlo k podráždění nebo mírnému pohmoždění. Vždy začínejte s nejnižší intenzitou a podle potřeby pomalu zvyšujte. Je žádoucí mírné a stálé používání. Vyšší intenzita se rovná vyšším rizikům nežádoucích jizev. Použijte pouze lehký tlak. Produkt může vyzařovat intenzivní světlo, neaplikujte jej ve směru nebo v blízkosti otevřeného oka. Nepoužívejte přípravky na podrážděnou nebo poraněnou pokožku nebo otevřené rány (po jakémkoliv poranění), v případě bakteriálních nebo virových infekcí kůže (v oblasti použití nebo jinde) Tento produkt není určen k léčbě kožních onemocnění nebo nemocí. Pokud máte zdravotní potíže nebo kožní onemocnění, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým dermatologem. Výrobek nepoužívejte, pokud je 1) netypicky teplý, 2) mechanicky poškozený nebo zdeformovaný, 3) zabarvený. Pokud se během používání objeví bolest a/nebo nepohodlí, přeruš používání a vyhledej lékařskou pomoc. Oční okolí je velmi citlivé: V této oblasti buď obzvláště opatrná a vyhněte se jakémukoli kontaktu přípravku s očními víčky nebo samotným okem. Výrobek používejte pouze podle doporučení ve svých individuálních postupu. Z hygienických důvodů doporučujeme nesdílet svůj produkt s ostatními a vyměnit nástavce podle potřeby. Přípravek je určen pro kosmetické použití na obličeji. Společnost GESKE nenese žádnou odpovědnost za škodlivé následky vyplývající z použití na jiných částech těla nebo jiného nesprávného použití, připojení k nevhodným zdrojům napětí, znečištěné vodivé kapaliny nebo kuličkám. Před nabíjením se vždy ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru. Výrobek se nesmí používat, pokud je připojen k elektrické zásuvce.

### Výstraha

#### Nebezpečí poranění při nesprávném použití!

Výrobek používejte pouze jak je popsáno v příručce pro rychlý start a ve videonávodech. Pokud máte další dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na adrese support@geske.com.

#### Nebezpečí zranění v důsledku požáru/vznícení!

Výrobek nehas vodou. Nevhazujte výrobek do ohně.

#### Nebezpečí zranění v důsledku vadných baterií

Nesprávná manipulace s bateriemi může způsobit nekontrolovanou exotermickou reakci. V takovém případě celý výrobek ihned a řádně zlikvidujte.

#### Nebezpečí poranění dětí!

Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Kapalina může poškodit nabíjecí obvod a ohrozit vaše zdraví. Během čištění odpojte produkt od nabíjecího kabelu/obvodu.

#### Nebezpečí poškození magnetickým polem!

Magnetická pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou například kardiostimulátory. Výrobek nepoužívejte přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Do blízkosti produktu neumísťte karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty), protože magnety produktu je mohou poškodit.

#### Nebezpečí poškození v důsledku měnících se okolních teplot!

Změna okolní teploty (např. po přepravě) může vést ke kondenzaci vodních par. V takovém případě výrobek nepoužívejte, dokud se nepřizpůsobí nové okolní teplotě. Nikdy nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, extrémnímu teplu nebo vařící vodě.

#### Bezpečné použití až do okolní teploty 50 °C/122 °F.

#### Nebezpečí poškození v důsledku příliš dlouhého nabíjení!

Po každém nabíjení odpojte nabíjecí kabel z okruhu.

Bezpečné nabíjení až do okolní teploty 45 °C/113 °F.



**Informace o likvidaci zařízení a OEEZ.** Tento elektrický spotřebič byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. V souladu s evropskou směrnicí WEEE a národními předpisy nesmí být elektrické spotřebiče a elektronické součásti obsažené v této dodávce likvidovány společně s domovním odpadem. Na konci životnosti výrobku je nutné je zlikvidovat v komunálním sběrném místě, aby byla zajištěna ekologická likvidace.

### Poznámky k bateriím / dobíjecím bateriím

V souvislosti s distribucí baterií a dobíjecích baterií jsme v souladu s evropskými předpisy povinni vás, spotřebitele, informovat o následujícím: Jste ze zákona povinni vracet baterie a dobíjecí baterie. Po použití nám je můžete vrátit, odevzdat na komunální sběrné místo nebo je zdarma doručit místnímu prodejci. Baterie a dobíjecí baterie jsou označeny následovně:



Tyto symboly znamenají, že vy jako spotřebitel nemůžete baterie a dobíjecí baterie likvidovat prostřednictvím domovního odpadu. Baterie a dobíjecí baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny jedním z těchto symbolů. Symbol se skládá z přeškrtnutého kontejneru a chemického symbolu těžkého kovu, který představuje hlavní znečišťující látku. Podrobně výše uvedené symboly znamenají: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť

### Poznámky k lithiovým bateriím/nabíjecím bateriím

Lithiové baterie a lithiové dobíjecí baterie poznáte podle chemické značky „Li“. Kromě výše uvedených informací bychom také rádi upozornili na následující: Při likvidaci lithiových baterií nebo dobíjecích baterií, ať už nám je vrátíte, odnesete na komunální sběrné místo nebo je odevzdáte místnímu prodejci nebo veřejným společenstvem pro likvidaci odpadu, zajistěte, aby byly zcela vybité. Také žádáme, abyste kontaktní plochy na baterii označené „+“ a „-“ přelepili lepicí páskou, abyste předešli riziku požáru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlín tímto prohlašuje, že všechna elektronická zařízení splňují příslušné podmínky příslušných evropských směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.

### Omezení odpovědnosti

GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci jsou odpovědní za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním GESKE Beauty Tech GmbH, zástupce nebo zástupce, v souladu s právními předpisy. S výjimkou újmy na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností) ručí GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci pouze za škody, které lze přičíst úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Kromě toho je odpovědnost vůči spotřebitelům z důvodu převzaté záruky, s výjimkou případů úmyslného nebo hrubě nedbalého chování, nebo pokud dojde k újmě na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností), omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy a také na úroveň průměrných škod typických pro tuto smlouvu. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Pokud jde o společnost, s výjimkou případu zranění na životě, končetinách a zdraví nebo úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání ze strany společnosti GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci je odpovědnost omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy, a i na úroveň průměrných škod typických pro tuto zakázku. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Za škody způsobené: Nedodržení tohoto návodu/Neodborné použití/Neoprávněné úpravy/Technické úpravy/Použití neschválených náhradních dílů/Použití neschváleného příslušenství Nároky na ručení podle německé legislativy o ručení za výrobek zůstávají nedotčeny.