



MICRONEEDLE FACE & BODY ROLLER | 8 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



SmartSonic Pulsation Technology



Red Light Active Regeneration Technology



DeepDerma Skin Renewal & Firming Technology



Cell Stimulation System



Impurities Prevention Technology



Fine Lines Refinement Technology



Energizing Cooling Technology

Zahrnutý
přílohy
Mikro Jehličky
Chlazení



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



CO JE DOBRÉ VĚDĚT

KROK 01

K upevnění role MicroNeedle na zařízení použijte náš speciálně dodávaný stojánek. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali přímo jehel. Součástí nástavce je 1680 jehel 0,3 mm.

KROK 02

Před použitím dejte chladicí váleček na několik hodin do lednice. Poté jej připojte k zařízení a začněte ošetření.

KROK 03

Jakmile skončíte, postříkejte váleček alkoholovým sprejem a otáčejte s ním, aby byly pokryty všechny oblasti. Nech ho na vzduchu uschnout. Poté nasadte kryt na zařízení.



Mikrojehličkový nástavec

DeepDerma Skin Renewal



Sonické pulzace

Uklidnění a uvolnění



Zapnout/vypnout

Stiskněte na 1-2 sekundy



Chladicí nástavec

Revitalizovaná plet'

JAK ZVLÁDNOUT PRVNÍ KROKY

Stimulujte vaši pokožku pomocí SmartAppGuided™ mikrojehlíkového válečku na obličej a tělo | 8 v 1. Tento inovativní kosmetický přístroj je dodáván s mikrojehlou a chladicím nástavcem.



ENERGIZUJÍCÍ MIKROJEHLÍČKOVÁNÍ NA OBLIČEJ

PŘÍPRAVA

Začněte s čistým obličejem bez make-upu. Nasaďte mikrojehlíkový nástavec na vaše zařízení.

ZAPNUTÍ

Stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund zapnete technologii SmartSonic Pulsation.

VÁLEČEK

Rozdělte obličej na čtyři kvadranty a věnujte se masáži po dobu 15 sekund každé části. Pohyby provádějte ve vertikálních, horizontálních a diagonálních liniích. Dále ošetřujte krk a dekolt po 60 sekundách.

DOKONČENÍ

Přístroj vypněte podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund a naneste sérum GESKE na obličej a krk. Váleček desinfikujte a po každém použití vyčistěte zařízení čisticím prostředkem na zařízení GESKE.



CHLADICÍ VÁLEČEK

PŘÍPRAVA

Začněte s čistým obličejem bez make-upu. Vyjměte energizující chladicí váleček z mrazničky a nasaďte jej na zařízení.

ZAPNUTÍ

Stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund zapnete technologii SmartSonic Pulsation.

VÁLEČEK

Postupujte svislými tahy přes bradu a linii čelisti. Nechte přístroj jeho vlastní vahou spočívat na obličeji a jemně s ním přejíždějte po oblasti kolem očí a mezi očima po dobu 15 až 30 sekund. Nakonec si položte přístroj na čelo a postupujte svislými tahy až k linii vlasů.

DOKONČENÍ

Přístroj vypněte stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund. Váleček desinfikujte a po každém použití vyčistěte zařízení čisticím prostředkem na zařízení GESKE.

**Vytvoř si svou osobní
rutinu péče o pleť**

a stáhni si naši aplikaci GESKE



Pokročilý
Aplikace



Video
Řízený



Poháněno AI
Skenování pleti



Expert
Tipy



Osobní
Průvodce



V aplikaci App
Odměny



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM.

Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní informace. Ušchovejte oba návody k použití.

Váš produkt na první pohled

Váš produkt je multifunkční zařízení MicroCurrent. Je bezpečné jej používat až 2krát týdně, maximálně 3krát týdně. Nepoužívejte ho prosím častěji. Toto omezení se týká pouze nejintenzivnější funkce zařízení: mikroehličkování. Pro maximální bezpečnost a ideální výsledky dodržujte vždy svůj individuální postup péče o plet vytvořený aplikací GESKE.

Poznámky k použití

Před prvním použitím přístroje je třeba si tyto bezpečnostní informace a návod k obsluze výrobku přečíst v plném rozsahu. Nezapomeňte si uložit kopii obou dokumentů, protože obsahují důležité informace o bezpečném používání a o technických a právních požadavcích na informace. Přístroj je výrobek pro péči o pokožku dospělých, nikoli zdravotnický prostředek nebo výrobek s lékařskými či jinými léčivými vlastnostmi. Při používání přístroje je třeba vždy dodržovat personalizovaná doporučení aplikace GESKE Beauty App.

Specifikace

Materiály: silikon, ABS, PC, nerezová ocel | **Skladovací teplota:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterie:** Li-Ion 3,7V | **Kapacita baterie:** 140 mAh | **Maximální nabíjecí proud:** 140 mA | **Nabíjecí napětí:** 5V | **Doba nabíjení:** cca. 2,5 hodiny | **Provozní doba** se liší v závislosti na aktivovaných technologiích a intenzitách. | **Rozhraní:** USB | **programy:** Vibration: 1 rychlostní stupeň, technologie LED světla: 1 barva

Výrobek není vhodný pro použití za následujících podmínek:

Trpíte-li rakovinou kůže nebo prekancerózním stadiem (aktinické keratózy) a trpíte-li hemoragickými onemocněními (vrozené poruchy srážlivosti krve) a/nebo užíváte léky ovlivňující srážlivost krve, po laserovém ošetření nebo chemickém peelingu a po operacích obličje, a to jak kosmeticky, tak i lékařsky indikováno. Bezpečnost a účinnost produktu nebyla nikdy hodnocena ve spojení s produkty péče o plet a maskami jiných výrobců než GESKE. Výrobek doporučujeme používat pouze s výrobky GESKE. Používejte s jinými produkty na vlastní nebezpečí. Po laserovém ošetření nebo chemickém peelingu. Po kosmetické operaci obličje.

In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:

Pokud máte srdeční onemocnění, v případě těhotenství nebo pokud máte výplně nebo injekce. Bezpečnost užívání během těhotenství nebyla stanovena.

Další informace o použití:

Při použití mikroehličkové hlavy vyvíjejte pouze mírný tlak. Mikroehličkování může způsobit lehké otoky nebo modřinky. Po každém ošetření důkladně hydratujte. 24 hodin po mikroehličkování se vyhněte cvičení, plavání a dlouhodobému pobytu na slunci. Pokud se nemůžete vyhnout slunění, použijte opalovací krém s vysokým SPF. Nenanošujte make-up po dobu 24 hodin. Vyhněte se používání produktů s kyselinami a vůni, stejně jako fyzických peelingu a exfoliatorů během a po mikroehličkovém ošetření. Používání přípravků s aktivními složkami, jako je vitamín C nebo retinol, může vést k intenzivnějšímu podráždění pokožky. Pokud toto podráždění přetrvává delší dobu, vyhledejte lékařskou pomoc. Po každém použití dezinfikujte nástavec jehly alkoholovým sprejem a nechte jej uschnout na vzduchu. Nepoužívejte přípravek na podrážděnou nebo poraněnou pokožku nebo otevřené rány (po jakémkoliv poranění), v případě bakteriálních nebo virových infekcí kůže (v oblasti použití nebo jinde) Nepoužívejte přípravek na névy, mateřská znaménka nebo jiné (benigní) kožní léze. Tento produkt není určen k léčbě kožních onemocnění nebo nemocí. Pokud máte zdravotní potíže nebo kožní onemocnění, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým dermatologem. Výrobek nepoužívejte, pokud je 1) netypicky teplý, 2) mechanicky poškozený nebo zdeformovaný, 3) zabarvený. Pokud se během používání objeví bolest a/nebo nepohodlí, přeruš používání a vyhledejte lékařskou pomoc. Produkt může vyzařovat intenzivní světlo, neaplikujte jej ve směru nebo v blízkosti otevřeného oka. Oční okolí je velmi citlivé: V této oblasti buď obzvláště opatrná a vyhněte se jakémukoli kontaktu přípravku s očními víčky nebo samotným okem. Výrobek používejte pouze podle doporučení ve svém individuálním postupu. Z hygienických důvodů doporučujeme nesdílet přístroj s jinými osobami. Produkt je určen pro kosmetické použití na obličej a části těla, jak je doporučeno v aplikaci GESKE Beauty App. Společnost GESKE nenese žádnou odpovědnost za škodlivé následky vyplývající z použití na jiných částech těla nebo jiného nesprávného použití, připojení k nevhodným zdrojům napětí, znečištěné vodivé kapaliny nebo kuličkám. Před nabíjením se vždy ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru. Výrobek se nesmí používat, pokud je připojen k elektrické zásuvce.

Výstraha

Nebezpečí poranění při nesprávném použití!

Výrobek používejte pouze jak je popsáno v příručce pro rychlý start a ve videonávodech. Pokud máte další dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na adrese support@geske.com.

Nebezpečí zranění v důsledku požáru/vznícení!



Informace o likvidaci zařízení a OEEZ. Tento elektrický spotřebič byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. V souladu s evropskou směrnicí WEEE a národními předpisy nesmí být elektrické spotřebiče a elektronické součásti obsažené v této dodávce likvidovány společně s domovním odpadem. Na konci životnosti výrobku je nutné je zlikvidovat v komunálním sběrném místě, aby byla zajištěna ekologická likvidace.

Poznámky k bateriím / dobíjecím bateriím

V souvislosti s distribucí baterií a dobíjecích baterií jsme v souladu s evropskými předpisy povinni vás, spotřebitele, informovat o následujícím: Ze zákona jste povinni vracet baterie a dobíjecí baterie. Po použití nám je můžete vrátit, odevzdat na komunální sběrné místo nebo je zdarma doručit místnímu prodejci. Baterie a dobíjecí baterie jsou označeny následovně:



Tyto symboly znamenají, že vy jako spotřebitel nemůžete baterie a dobíjecí baterie likvidovat prostřednictvím domovního odpadu. Baterie a dobíjecí baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny jedním z těchto symbolů. Symbol se skládá z přeškrtnutého kontejneru a chemického symbolu těžkého kovu, který představuje hlavní znečišťující látku. Podrobně výše uvedené symboly znamenají:

Poznámky k lithiovým bateriím/nabíjecím bateriím

Lithiové baterie a lithiové dobíjecí baterie poznáte podle chemické značky „Li“. Kromě výše uvedených informací bychom také rádi upozornili na následující: Při likvidaci lithiových baterií nebo dobíjecích baterií, ať už nám je vrátíte, odnesete na komunální sběrné místo nebo je odevzdáte místním prodejcům nebo veřejným společenstvem pro likvidaci odpadu, zajištěte, že jsou zcela vybité. Žádáme vás také o přeplepení kontaktních ploch na baterii označené „+“ a „-“ lepicí páskou, abyste předešli riziku požáru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlín tímto prohlašuje, že všechna elektronická zařízení splňují příslušné podmínky příslušných evropských směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Omezení odpovědnosti

GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci jsou odpovědní za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním GESKE Beauty Tech GmbH, zástupce nebo zástupce, v souladu s právními předpisy. S výjimkou újmy na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností) ručí GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci pouze za škody, které lze přičíst úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Kromě toho je odpovědnost vůči spotřebitelům z důvodu převzaté záruky, s výjimkou případů úmyslného nebo hrubě nedbalého chování, nebo pokud dojde k újmě na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností), omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy a také na úroveň průměrných škod typických pro tuto smlouvu. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Pokud jde o společnost, s výjimkou případů újmy na životě, zdraví a zdraví nebo úmyslného či hrubě nedbalého jednání společnosti GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci je odpovědnost omezena na typickou, předvídatelnou škodu při uzavření smlouvy a také na úroveň průměrné škody typické pro tuto smlouvu. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Za škody způsobené: Nedodržení tohoto návodu k obsluze/ Nesprávné použití/ Neoprávněné změny/ Technické úpravy/použití neschválených náhradních dílů/použití neschváleného příslušenství Nároky z odpovědnosti podle německých právních předpisů o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny.