



MICROCURRENT SKIN SCRUBBER & BLACKHEAD REMOVER | 9 IN 1

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology

 MicroCurrent Face-lift Technology

 Youthful Glow Massage Technology

 ION- Deep Nurturing Technology

 ION+ Ultra Hygienic Deep Cleansing

 Red Light Active Regeneration Technology

 Pore-Opening Deep Warming Technology

 Dry and Dead Cell Removing Technology

Rozluč se
s odumřelými
buněkami



**Create your personal
Skincare Routine**
and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



PRVNÍ KROKY

- KROK 01** Před zapnutím MicroCurrent Face-Lift Technology se ujisti, že přístroj je suchý.
- KROK 02** Pro zvýšení účinku ošetření vždy používejte náš speciálně vyvinutý hydratační gel MicroCurrent.
- KROK 03** Po každém použití vyčistiťe přístroj čisticím prostředkem GESKE.



Sonické pulzace

Uklidnění a uvolnění



ION+ Technology

Hlubkové čištění



ION- Technology

Bohatá vlhkost



Červené LED světlo

Proti stárnutí



Mikro Proud

Okamžitý lifting obličeje



Hluboké zahřívání

Otevření pórů

ZVLÁDNĚTE PRVNÍ KROKY

Několik špičkových technologií v jednom zařízení: SmartAppGuided™ MicroCurrentOdstraňovač černých teček | 9 v 1 je dokonalý přístroj pro zářivou pleť bez nedokonalostí.



PEELING, LIFTING NEBO HYDRATAČE

PŘÍPRAVA

Ujistěte se, že je váš obličej čistý a bez make-upu, a naneste na něj náš speciálně vyvinutý hydratační gel MicroCurrent. Přístroj vypni stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy.

EXFOLIACE

Pomocí tlačítka napájení procházej funkcemi, dokud se nerozsvítí LED indikátory Exfoliate a ikona slunce, čímž se aktivuje technologie hlubkového čištění Ion+ a technologie hlubokého zahřívání s otevřením pórů.

LIFTING

Pomocí tlačítka napájení přepínej funkce, dokud se nerozsvítí LED indikátory blesku a ikony slunce, čímž aktivuješ technologie MicroCurrent Face-Lift a Pore-Opening Deep Warming.

NAVLHČENÍ

Pomocí tlačítka napájení přepínej mezi funkcemi, dokud se nerozsvítí indikátory Moisturize a LED s ikonou slunce, čímž aktivuješ technologie ION- Deep Nurturing a Pore-Opening Deep Warming.



KROKY RELACE

POLOHA

Drž přístroj tak, aby LED světla směřovala směrem od tebe, a natoč špachtli do úhlu 30 stupňů.

SCRUB

Zařízením pohybuj od brady ke rtům. Přesuň se k nosu a posouvej přístrojem nahoru podél nosu a po stranách nosu. Poté přesuň zařízení od brady nahoru a ven směrem k lícni kosti. Opakuj na druhé straně obličeje.

OŽIVENÍ

Technologie odstraňování suchých a odumřelých buněk působí na hluboké vrstvy pokožky a odstraňuje nečistoty a zbytky z pórů, zatímco technologie mikroproudového liftingu obličeje stimuluje svaly v pokožce a zpevňuje a vyhlazuje jemné vrásky.

DOKONČENÍ

Přístroj vypni stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund a opláchni jej jemnou vodou a mýdlem. Po každém použití vyčistěte své zařízení čisticím prostředkem na přístroj GESKE.

**Vytvoř si svou osobní
rutinu péče o pleť**

a stáhni si naši aplikaci GESKE



Pokročilý
Aplikace



Video
Řízený



Poháněno AI
Skenování pleti



Expert
Tipy



Osobní
Průvodce



V aplikaci App
Odměny



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM.

Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní informace. Uchovejte oba návody k použití.

Váš produkt na první pohled

Váš produkt je multifunkční čistič pleti MicroCurrent. Bezpečné je používat ho 1krát týdně, maximálně 2krát týdně, ale ne více než jednou denně. Nepoužívejte ho prosím častěji. Pro maximální bezpečnost a ideální výsledky dodržujte vždy svůj individuální postup péče o pleť vytvořený aplikací GESKE.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím přístroje je třeba si tyto bezpečnostní informace a návod k obsluze výrobku přečíst v plném rozsahu. Nezapomeňte si uložit kopii obou dokumentů, protože obsahují důležité informace o bezpečném používání a o technických a právních požadavcích na informace. Přístroj je výrobek pro péči o pokožku dospělých, nikoli zdravotnický prostředek nebo výrobek s lékařskými či jinými léčivými vlastnostmi. Při používání přístroje je třeba vždy dodržovat personalizovaná doporučení aplikace GESKE Beauty App.

Zamýšlené použití

Naše Geske & Hello Kitty MicroCurrent Skin Scrubber & Blackhead Remover Devices jsou volně prodejná zařízení pro domácí použití, která jsou určena pro:

- Ultrazvukové čištění obličejů od černých teček, nečistot a odumřelé pokožky
- Stimulace pokožky obličej s technologií MicroCurrent
- Usnadnění vstřebávání produktů péče o pleť

Specifikace

Materialy: silikon, ABC, PC, nerezová ocel, měď | **Skladovací teplota:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterie:** Li-Ion 3,7V | **Kapacita baterie:** 700 mAh | **Maximální nabíjecí proud:** 350 mA | **Nabíjecí napětí:** 5V | **Doba nabíjení:** cca. 3,5 hodiny | Provozní doba se liší v závislosti na aktivovaných technologiích a intenzitách. | **Rozhraní:** USB | **programy:** Vibrace: 1 intenzita, ION Technology, MicroCurrent: 1 intenzita, LED technologie: 1 barva

Výrobek není vhodný pro použití za následujících podmínek:

Pokud máte implantovaný lékařský přístroj nebo jiné elektronické zařízení, například kardiostimulátor, po laserovém ošetření nebo chemickém peelingu a po kosmetické operaci obličej.

V následujících případech je nutná konzultace s lékařem, zda je pro tebe použití přípravku vhodné:

Pokud máš srdeční onemocnění a při těhotenství. Bezpečnost užívání během těhotenství nebyla stanovena.

Další informace o použití:

Produkt může vyzařovat intenzivní světlo, neaplikujte jej ve směru nebo v blízkosti otevřeného oka. Před použitím Microcurrent Face-Lift Technology musí být produkt zcela suchý. Microcurrent Face-Lift Technology používá pouze v kombinaci s gelem GESKE Hydrating MicroCurrent. Funkci Microcurrent nepoužívejte na oblast hrudníku, kolem očí, střední čáru krku, oblast genitálií/slabin nebo na zarudlou a zanícenou kůži, na mateřská znaménka a zvětšené krevní cévy. O dlouhodobých účincích mikroproudu není nic známo. V důsledku stimulace zrakového nervu můžeš během používání vnímat blikající světlo. Pokud tento stav přetrvává i po ukončení používání produktu, vyhledej lékařskou pomoc. Během aplikace se může objevit mírné brnění. Pro snížení nebo odstranění brnění snižte intenzitu mikroproudu. Během používání přístroje nemusí elektronická monitorovací zařízení správně fungovat. Nikdy nepoužívejte výrobek při řízení nebo obsluze těžkých strojů. Do otvorů produktu nestrkej žádné ostré předměty. Výrobek lze používat pouze s adaptérem pro bezpečné velmi nízké napětí (SELV). K nabíjení zařízení doporučujeme používat standardní napájecí zdroj IEC60335. Nepoužívejte přípravek na podrážděnou nebo poraněnou pokožku nebo otevřenou ránu (po jakémkoliv poranění), v případě bakteriálních nebo virových infekcí kůže (v oblasti použití nebo jinde). Tento produkt není určen k léčbě kožních onemocnění nebo nemocí. Pokud máš zdravotní potíže nebo kožní onemocnění, poraď se před použitím tohoto přípravku se svým dermatologem. Výrobek nepoužívejte, pokud je 1) netypicky teplý, 2) mechanicky poškozený nebo zdeformovaný, 3) zabarvený. Pokud se během používání objeví bolest a/nebo nepohodlí, přeruš používání a vyhledej lékařskou pomoc. Oční okolí je velmi citlivé. V této oblasti buď obzvláště opatrná a vyhnij se jakémukoli kontaktu přípravku s očními víčky nebo samotným okem. Výrobek používejte pouze podle doporučení ve svém individuálním postupu. Z hygienických důvodů doporučujeme nesdílet přístroj s jinými osobami. Přípravek je určen pro kosmetické použití na obličej, krk a dekolt. Společnost GESKE nenese žádnou odpovědnost za škodlivé následky vyplývající z použití na jiných částech těla nebo jiného nesprávného použití, připojení k nevhodným zdrojům napětí, znečištění vodivé kapaliny nebo kulíčkům. Před nabíjením se vždy ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru. Výrobek se nesmí používat, pokud je připojen k elektrické zásuvce.

Výstraha

Nebezpečí poranění při nesprávném použití!

Výrobek používejte pouze jak je popsáno v příručce pro rychlý start a ve videonávodech. Pokud máte další dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na adrese support@geske.com.

Nebezpečí zranění v důsledku požáru/vznícení!

Výrobek nehaste vodou. Nevhazujte výrobek do ohně.

Nebezpečí zranění v důsledku vadných baterií!

Nesprávná manipulace s bateriemi může způsobit nekontrolovanou exotermickou reakci. V takovém případě celý výrobek ihned a řádně zlikvidujte.

Nebezpečí poranění dětí!

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Kapalina může poškodit nabíjecí obvod a ohrozit vaše zdraví. Během čištění odpojte produkt od nabíjecího kabelu/obvodu.

Nebezpečí poškození magnetickým polem!

Magnetická pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou například kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Do blízkosti produktu neumísťte karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty), protože magnety produktu je mohou poškodit. Nebezpečí poškození v důsledku měnících se okolních teplot!

Změna okolní teploty (např. po přepravě) může vést ke kondenzaci vodních par. V takovém případě nepoužívejte výrobek, dokud se nepřizpůsobí nové okolní teplotě. Nikdy nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, extrémnímu teplu nebo vařící vodě.

Bezpečné použití až do okolní teploty 50 °C/122 °F.

Nebezpečí poškození v důsledku příliš dlouhého nabíjení!

Po každém nabíjení odpojte nabíjecí kabel z okruhu.

Bezpečné nabíjení až do okolní teploty 45 °C/113 °F.

Informace o likvidaci zařízení a OEEZ. Tento elektrický spotřebič byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. V souladu s evropskou směrnicí WEEE a národními předpisy nesmí být elektrické spotřebiče a elektronické součásti obsažené v této dodávce likvidovány společně s domovním odpadem. Na konci životnosti výrobku je nutné je zlikvidovat v komunálním sběrném místě, aby byla zajištěna ekologická likvidace.

Poznámky k bateriím / dobíjecím bateriím

Bezpečné použití až do okolní teploty 50 °C/122 °F.

Nebezpečí poškození v důsledku příliš dlouhého nabíjení!

Po každém nabíjení odpojte nabíjecí kabel z okruhu.

Bezpečné nabíjení až do okolní teploty 45 °C/113 °F.



Informace o likvidaci zařízení a OEEZ. Tento elektrický spotřebič byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. V souladu s evropskou směrnicí WEEE a národními předpisy nesmí být elektrické spotřebiče a elektronické součásti obsažené v této dodávce likvidovány společně s domovním odpadem. Na konci životnosti výrobku je nutné je zlikvidovat v komunálním sběrném místě, aby byla zajištěna ekologická likvidace.

Poznámky k bateriím / dobíjecím bateriím

V souvislosti s distribucí baterií a dobíjecích baterií jsme v souladu s evropskými předpisy povinni vás, spotřebitele, informovat o následujícím: Jste ze zákona povinni vrátit baterie a dobíjecí baterie. Po použití nám je můžete vrátit, odevzdat na komunální sběrné místo nebo je zdarma doručit místnímu prodejci. Baterie a dobíjecí baterie jsou označeny následovně:



Tyto symboly znamenají, že vy jako spotřebitel nemůžete baterie a dobíjecí baterie likvidovat prostřednictvím domovního odpadu. Baterie a dobíjecí baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny jedním z těchto symbolů. Symbol se skládá z přeškrtnutého kontejneru a chemického symbolu těžkého kovu, který představuje hlavní znečišťující látku. Podrobně výše uvedené symboly znamenají: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť

Poznámky k lithiovým bateriím/nabíjecím bateriím

Lithiové baterie a lithiové dobíjecí baterie poznáte podle chemické značky „Li“. Kromě výše uvedených informací bychom také rádi upozornili na následující: Při likvidaci lithiových baterií nebo dobíjecích baterií, ať už nám je vrátíte, odnesete na komunální sběrné místo nebo je odevzdáte místním prodejcům nebo veřejným společenstvem pro likvidaci odpadu, zajistěte, aby byly zcela vybité. Také žádáme, abyste kontaktní plochy na baterii označené „+“ a „-“ přelepili lepicí páskou, abyste předešli riziku požáru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlín tímto prohlašuje, že všechna elektronická zařízení splňují příslušné podmínky příslušných evropských směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Omezení odpovědnosti

GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci jsou odpovědní za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním GESKE Beauty Tech GmbH, zástupce nebo zástupce, v souladu s právními předpisy. S výjimkou újmy na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností) ručí GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci pouze za škody, které lze přičíst úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Kromě toho je odpovědnost vůči spotřebitelům z důvodu převzaté záruky, s výjimkou případů úmyslného nebo hrubě nedbalého chování, nebo pokud dojde k újme na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností), omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy a také na úroveň průměrných škod typických pro tuto smlouvu. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Pokud jde o společnosti, s výjimkou případu zranění na životě, končetinách a zdraví nebo úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání ze strany společnosti GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci je odpovědnost omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy, a i na úroveň průměrných škod typických pro tuto zakázku. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Za škody způsobené: Nedodržení tohoto návodu/Neodborné použití/Neoprávněné úpravy/Technické úpravy/Použití neschválených náhradních dílů/Použití neschváleného příslušenství Nároky na ručení podle německé legislativy o ručení za výrobek zůstávají nedotčeny.