

Body Cap



Face Cap



Blackhead Cap



Body Discs



moderate (blue)



very intense (red)

Face Discs



moderate (blue)



sensitive (green)



very intense (red)



very sensitive (yellow)

Filters



GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

Quickstart Guide




www.geske.com

GESKE Beauty Tech GmbH,
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany
info@geske.com, www.geske.com



SmartAppGuided™
MicroDermabrasion
Blackhead Remover | 7 in 1

Short Introduction

Scan for the full instructions
in your language



Replacement Instructions



GESKE German Beauty Tech App
Available in 45 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.



**Read the safety information before first use.
Keep both instructions for use.**

YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multi-functional Microdermabrasion device. It is safe to be used up to 1 time per week, at maximum 2 times per week but not more than once per day. Please do not use more frequently. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skincare Routine created by the GESKE App.

Download the GESKE app and get your personalized routine.

SPECIFICATIONS

Materials: silicone, ABS, PC, acrylic, polyester | **Storage temperature:** -5 - +60°C/23 - 140°F | **Battery:** Li-Ion 3.7V | **Battery Capacity:** 600 mAh | **Maximum Charging Current:** 370 mA | **Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 3 hours | **Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities. | **Interface:** USB | **Programs:** Spinning Exfoliation: 5 speeds, Vacuum Suction: 5 speeds, LED Light Technology: 1 colour

IMPORTANT SAFETY INFORMATION! READ BEFORE USE!

- This device has an increased scarring risk for people with Fitzpatrick Skin Types V and VI. Use at your own risk and handle with extra care.
- This device has an increased hyperpigmentation risk for people with Fitzpatrick Skin Types III-V. Use at your own risk and handle with extra care.
- Always start with the lowest intensity. A mild and steady use is desired. Higher intensity equals higher risks for unwanted effects. Only apply light pressure.
- It is highly recommended to avoid exposure to direct sunlight 3-4 weeks before any usage of the device.
- After usage of the device, direct sunlight must be avoided for the following 4-8 weeks. If you can't avoid sunlight, make sure to use sun protection with SPF 30 at minimum, SPF 50 is recommended.
- Avoid exercising and swimming and do not apply make-up for 24 h after a microdermabrasion session.
- To prevent skin infections, it is recommended to apply an antiseptic cream after use. Moisturize thoroughly.
- As a result of intensive applications with higher intensity, superficial abrasions are to be expected. The higher the intensity, the higher the risk. In case of doubts, consult your medician before any usage of the device.

The product is not suitable for use under the following conditions:

- After laser treatment or chemical peeling

- After facial surgery, both cosmetically and medically indicated

In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:

- If you have a heart disease
- In case of pregnancy. The safety of use during pregnancy has not been established

Further information on use:

- The product can emit intense light, avoid applying it in the direction of or near an open eye
- Never use the suction function in the same place for a longer period of time to avoid skin irritation, swelling or slight bruising
- Start with the lowest intensity and slowly increase as needed
- Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the treatment area and elsewhere)
- This product is not intended to treat medical skin conditions or diseases. If you have medical skin conditions or diseases, consult your dermatologist before using this product
- Do not use the product if it is 1) untypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend not sharing your product with others and replacing attachments as needed
- The product is intended for cosmetic use on the face, GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet



Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionales Mikrodermabrasion-Device. Kann sicher bis zu 1 Mal, höchstens 2 Mal pro Woche verwendet werden, aber nicht mehr als einmal täglich. Bitte nicht häufiger verwenden. Befolge für maximale Sicherheit

und optimale Ergebnisse immer Deine personalisierte Hautpflegeroutine, die von der GESKE App erstellt wurde.

Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

SPEZIFIKATIONEN

Materialien: Silikon, ABS, PC, Acryl, Polyester | **Lagertemperatur:** -5 - +60 °C/-23-140 °F | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V | **Batteriekapazität:** 600 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 370 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 3 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten, | **Anschluss:** USB | **Programme:** Spinning-Peeling: 5 Geschwindigkeitsstufen, Vakuumbaabsaugung: 5 Geschwindigkeitsstufen, LED Licht Technologie: 1 Farbe

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

- Dieses Gerät birgt ein erhöhtes Narbenbildungsrisiko für Menschen mit den Fitzpatrick-Hauttypen V und VI. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr und ist mit besonderer Vorsicht zu behandeln.
- Dieses Gerät birgt ein erhöhtes Hyperpigmentierungsrisiko für Menschen mit den Fitzpatrick-Hauttypen III-V. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr und ist mit besonderer Vorsicht zu behandeln.
- Beginne immer mit der niedrigsten Intensität. Ein milder und gleichmäßiger Gebrauch ist erwünscht. Eine höhere Intensität bedeutet ein höheres Risiko für unerwünschte Effekte. Höhere Intensität bedeutet ein höheres Risiko für unerwünschte Narbenbildung.
- Es wird dringend empfohlen, 3-4 Wochen vor der Verwendung des Geräts direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
- Nach der Anwendung des Geräts muss direkte Sonneneinstrahlung für die folgenden 4-8 Wochen vermieden werden. Wenn Du das Sonnenlicht nicht vermeiden kannst, achte darauf, dass Du einen Sonnenschutz mit mindestens LSF 30 verwendest. Empfohlen wird LSF 50.
- Vermeide Sport und Schwimmen und trage 24 Stunden lang nach einer Mikrodermabrasion kein Make-up auf.
- Um Hautinfektionen vorzubeugen, empfiehlt es sich, nach der Anwendung eine antiseptische Creme aufzutragen. Befeuchte die Haut gründlich.
- Durch intensive Anwendungen mit höherer Intensität ist mit oberflächlichen Abschürfungen zu rechnen. Je höher die Intensität, desto höher ist das Risiko. Im Zweifelsfall konsultiere Deinen Arzt oder Deine Ärztin, bevor Du das Gerät benutzt.

Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt ist nicht zur Verwendung geeignet:

- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling
- Nach Gesichtsoptionen, sowohl kosmetisch als auch medizinisch indiziert

In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das

Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:

- Bei Vorliegen einer Herzerkrankung
- Im Falle einer Schwangerschaft. Die Sicherheit der Verwendung während der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen

Weitere Hinweise zur Benutzung:

- Das Produkt kann intensives Licht emittieren, eine Anwendung in Richtung bzw. in der Nähe des offenen Auges ist unbedingt zu vermeiden
- Verwende die Saugfunktion niemals länger an der gleichen Stelle, um Hauteizungen, -schwellungen oder leichte Hämatome zu vermeiden
- Starte mit der geringsten Intensität und steigere Dich nur langsam, je nach Bedarf
- Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Behandlungsareal als auch an anderen Stellen)
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
- Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen und die Aufsätze nach Bedarf auszutauschen
- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen
- Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

UN VISTAZO A SU PRODUCTO

Su producto es un dispositivo de microdermabrasión multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 1 vez por semana, como máximo 2 veces por semana; por favor, no lo utilice más de una vez al día. Por favor, no lo utilice con mayor frecuencia. Si desea disfrutar de la máxima seguridad y de unos resultados óptimos, siga siempre su rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

ESPECIFICACIONES

Materiales: silicona, ABS, policarbonato, acrílico, poliéster | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C / 23 - 140 °F | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:** 600 mAh | **Corriente de carga máxima:** 370 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 3 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas. | **Interfaz:** USB | **Programas:** Exfoliación por rotación; 5 niveles de velocidad, Succión: 5 niveles de velocidad, Tecnología de luz LED: 1 color

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR!

- Este dispositivo presenta un mayor riesgo de cicatrización para las personas con los tipos de piel V y VI de Fitzpatrick. Utilízalo bajo tu propia responsabilidad y manipúlalo con mucho cuidado.
- Este aparato tiene un mayor riesgo de hiperpigmentación para las personas con tipos de piel III-IV de Fitzpatrick. Utilízalo bajo tu propia responsabilidad y manipúlalo con mucho cuidado.
- Empieza siempre con la intensidad más baja. Lo recomendable es un uso suave y constante. Una intensidad más alta equivale a mayores riesgos de cicatrices no deseadas.
- Se recomienda encarecidamente evitar la exposición a la luz solar directa de 3 a 4 semanas antes de usar el dispositivo.
- Después de usar el dispositivo, se debe evitar la luz solar directa durante las siguientes 4 a 8 semanas. Si no puede evitar la luz solar, asegúrese de usar protección solar con SPF 30 como mínimo. Se recomienda SPF 50.
- Evita hacer ejercicio y nadar y no te maquilles durante las 24 h posteriores a una sesión de microdermabrasión.
- Para prevenir infecciones en la piel, se recomienda aplicar una crema antiséptica después de su uso. Hidratar a fondo.
- Como resultado de aplicaciones de mayor intensidad, cabe esperar

abrasiones superficiales. Cuanto mayor sea la intensidad, mayor será el riesgo. En caso de duda, consulta a tu médico antes de utilizar el dispositivo.

No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:

- Después de un tratamiento con láser o un peeling químico
- Indicado estética y médicamente tras una cirugía facial

En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:

- Si tiene una enfermedad del corazón
- En caso de embarazo, No se ha demostrado la seguridad de uso del aparato durante el embarazo

Otras indicaciones de uso:

- El dispositivo puede emitir una luz intensa, por lo que debe evitarse a toda costa su uso cerca de los ojos
- No utilice nunca la función de succión sobre un mismo sitio durante un periodo de tiempo prolongado a fin de evitar la irritación de la piel, la hinchazón o un ligero hematoma
- Empiece por la intensidad más baja y vaya aumentando poco a poco, según sea necesario
- No utilice el producto sobre la piel irritada o lesionada o sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), sobre infecciones cutáneas por bacterias o virus (tanto en la zona de tratamiento como en otros lugares)
- Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto
- No utilice el producto en caso de que esté 1, inusualmente caliente, 2, mecánicamente dañado o deteriorado, 3, descolorido
- En caso de que aparezcan dolores y/o molestias durante su uso, interrumpa su utilización y acuda a un médico
- La zona de los ojos es muy delicada: Tenga especial cuidado en esta zona y evite el contacto del producto con los párpados o el propio ojo
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de su rutina personalizada
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta su dispositivo con otras personas y que reemplace los accesorios cuando sea necesario
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente



Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.

VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Votre produit est un appareil de microdermabrasion multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 1 fois par semaine, au maximum 2 fois par semaine, mais pas plus d'une fois par jour. Veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Pour une sécurité maximale et des résultats idéaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'App GESKE.

Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau : silicone, ABS, PC, acrylique, polyester | **Température de stockage :** -5 à +60 °C/23-140 °F | **Batterie :** Li-Ion 3,7V | **Capacité de la batterie :** 600 mAh | **Courant de charge maximal :** 370 mA | **Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 3 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées. | **Interface :** USB | **Programmes :** Exfoliation rotative : 5 niveaux de vitesse, aspiration sous vide : 5 niveaux de vitesse, technologie LED Light : 1 couleur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !

- Cet appareil présente un risque accru de lésion pour les personnes ayant les types de peau Fitzpatrick V et VI. Utilisez-le en ayant conscience des risques et manipulez-le avec un soin tout particulier.
- Cet appareil présente un risque accru d'hyperpigmentation pour les personnes ayant les types de peau Fitzpatrick III-V. Utilisez-le en ayant conscience des risques et manipulez-le avec un soin tout particulier.
- Commencez toujours par l'intensité la plus faible. Une utilisation en douceur et régulière est souhaitée. Plus l'intensité est élevée, plus les risques de lésions sont élevés. Une intensité plus élevée est synonyme de risques accrus de lésions.
- Il est fortement recommandé d'éviter l'exposition directe au soleil 3 à 4 semaines avant toute utilisation de l'appareil.
- Après utilisation de l'appareil, la lumière directe du soleil doit être évitée pendant 4 à 8 semaines. Si vous ne pouvez pas éviter la lumière du soleil, assurez-vous d'utiliser une protection solaire de niveau SPF 30 au minimum. Un SPF 50 est recommandé.
- Évitez l'exercice et la natation et ne vous maquillez pas pendant 24 h après une séance de microdermabrasion.
- Pour prévenir les infections cutanées, il est recommandé d'appliquer une crème antiseptique après utilisation. Bien hydrater.

- Lors d'applications intensives avec une intensité plus élevée, des abrasions superficielles peuvent apparaître. Plus l'intensité est élevée, plus le risque est élevé. En cas de doute, consultez votre médecin avant toute utilisation de l'appareil.

Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :

- Après traitement au laser ou peeling chimique
- Indiqué après une chirurgie faciale, à la fois d'un point de vue cosmétique et médical.

Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :

- Si vous avez une maladie cardiaque
- En cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie

Informations complémentaires sur l'utilisation :

- Le produit peut émettre une lumière intense, il faut absolument éviter de l'utiliser en direction ou à proximité de l'œil ouvert
- N'utilisez jamais la fonction d'aspiration au même endroit pendant une période prolongée afin d'éviter une irritation de la peau, un gonflement ou de légères ecchymoses
- Commencez avec l'intensité la plus faible et augmentez lentement au besoin
- Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou en cas de plaies ouvertes (tout type de blessure), d'infections bactériennes ou virales de la peau (à la fois sur la zone de traitement et ailleurs)
- Ce produit n'est pas destiné au traitement d'affections cutanées ou de maladies. Si vous souffrez d'affections cutanées ou de maladies, consultez votre dermatologue avant d'utiliser ce produit
- Ne pas utiliser le produit s'il est 1. anormalement chaud, 2. mécaniquement endommagé ou déformé, 3. décoloré
- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin
- Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudente et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes et d'échanger les embouts si nécessaire
- Le produit est destiné à une utilisation cosmétique sur le visage. GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences néfastes résultant d'une application sur d'autres parties du corps ou d'une autre utilisation non conforme, d'un raccordement à des sources de tension inappropriées, de billes ou d'un liquide conducteurs souillés

• Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant



Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarda ambas as instruções de utilização.

O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O teu produto é um dispositivo de microdermoabrasão multifuncional. É seguro para ser utilizado até 1 vezes por semana, no máximo 2 vezes por semana, mas não mais do que uma vez por dia. Não utilizar com mais frequência. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina de cuidados com a pele personalizada criada pela app GESKE.

Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.

ESPECIFICAÇÕES

Materiais: silicone, ABS, PC, acrílico, poliéster | **Temperatura de armazenamento:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 600 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 370 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 3 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas. | **Interface:** USB | **Programas:** Esfoliação giratória: 5 níveis de velocidade, sucção a vácuo: 5 níveis de velocidade, tecnologia de luz LED: 1 cor

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES!

LER ANTES DE UTILIZAR!

- Este dispositivo tem um risco aumentado de cicatrizes para pessoas com Tipos de pele Fitzpatrick V e VI. Utiliza por tua conta e risco e manuseia com cuidado extra.
- Este dispositivo tem um risco aumentado de hiperpigmentação para pessoas com Tipos de pele Fitzpatrick III-V. Utiliza por tua conta e risco e manuseia com cuidado extra.
- Começa sempre com a intensidade mais baixa. Uma utilização suave e constante é desejada. Maior intensidade equivale a riscos mais altos para resultados indesejados. Maior intensidade equivale a maiores riscos de cicatrizes indesejadas.
- É altamente recomendável evitar a exposição à luz solar direta 3-4 semanas antes de qualquer utilização do dispositivo.
- Após a utilização do dispositivo, a luz solar direta deve ser evitada nas 4 a

8 semanas seguintes. Se não puderes evitar a luz solar, certifica-te de que utilizas um protetor solar com FPS 30 no mínimo, FPS 50 é recomendado.

- Evita exercícios e natação e não apliques maquilhagem por 24 horas após uma sessão de microdermoabrasão.
- Para prevenir infeções de pele, recomenda-se aplicar um creme antisséptico após a utilização. Hidrata bem.
- Como resultado de aplicações intensivas com maior intensidade, são esperadas abrasões superficiais. Quanto maior a intensidade, maior o risco. Em caso de dúvidas, consulta o teu médico antes de qualquer utilização do dispositivo.

O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:

- Após tratamentos a laser ou peelings químicos
- Após cirurgia facial, por indicação médica e cosmética

Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:

- Se a pessoa tiver uma doença cardíaca
- Em caso de gravidez. A segurança da utilização durante a gravidez não foi demonstrada

Outras informações sobre a utilização:

- O produto pode emitir luz intensa. Evita aplicá-lo na direção ou próximo do olho aberto
- Nunca utilizar a função de sucção na mesma área durante um longo período de tempo, a fim de evitar irritação da pele, inchaços ou hematomas ligeiros
- Começa com a intensidade mais baixa e aumenta lentamente, conforme necessário
- Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infeções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)
- Este produto não se destina a tratar doenças ou condições médicas cutâneas. Se tiver condições doenças médicas cutâneas, consulte o seu dermatologista antes de usar este produto
- Não utilizar o produto, se este estiver anormalmente quente, danificado ou deformado mecanicamente, ou descolorado
- Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico
- O contorno dos olhos é uma zona muito sensível: Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas e substituir os acessórios sempre que necessário
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto. A GESKE não se

responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferos

- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada



Обязательно ознакомься с информацией по технике безопасности перед первым использованием.
Сохрани обе инструкции по применению.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой multifunctionальное устройство для микродермабразии. Его можно использовать безопасно до одного раза в неделю (не более двух раз в неделю), но не чаще одного раза в день. Не используй изделие чаще. Для обеспечения максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы: силикон, АБС, поликарбонат, акрил, полиэстер | **Температура хранения:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Батарея:** литий-ионная, 3,7 В | **Емкость батареи:** 600 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 370 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прибл. 3 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности, | **Интерфейс:** USB | **Программы:** пилинг с массажем: 5 уровней скорости, вакуумная аспирация: 5 уровней скорости, LED-терапия: 1 цвет

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

- Устройство повышает риск образования рубцов у людей с типом кожи V и VI по Фитцпатрику. Используй на свой страх и риск и обращай с ним с особой осторожностью.
- Устройство повышает риск гиперпигментации у людей с типом кожи III-V по Фитцпатрику. Используй на свой страх и риск и обращай с ним с особой осторожностью.
- Всегда начинай с самого низкого уровня интенсивности. Рекомендуется

умеренное и постоянное использование. Чем выше уровень интенсивности, тем выше риск нежелательных эффектов. Более высокий уровень интенсивности повышает риск образования нежелательных рубцов.

- Настоятельно рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей за 3-4 недели до использования устройства,
- После использования устройства необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей в течение последующих 4-8 недель. Если воздействия солнечного света избежать невозможно, обязательно используй солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Рекомендуется SPF 50.
- Избегай физических упражнений и плавания и не наноси макияж в течение 24 часов после процедуры микродермабразии.
- Для предотвращения кожных инфекций после использования рекомендуется наносить антисептический крем. Тщательно увлажняй кожу.
- При применении с более высоким уровнем интенсивности следует ожидать появления поверхностных садин. Чем выше уровень интенсивности, тем выше риск. В случае сомнений проконсультируйся с врачом перед использованием устройства.

Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:

- После лазерной терапии или химического пилинга
- После операции на лице по косметическим и медицинским показаниям

В следующих случаях необходима консультация с врачом относительно того, подходит ли тебе данное изделие:

- Если у тебя болезнь сердца
- В случае беременности. Безопасность применения при беременности не установлена

Дополнительная информация по использованию:

- Изделие может излучать интенсивный свет. Не используй в направлении или рядом с открытым глазом
- Не используй вакуумную функцию на одном и том же месте в течение длительного времени, чтобы избежать раздражения кожи, отека или небольших синяков
- Начиная с самого низкого уровня интенсивности и постепенно увеличивай ее по мере необходимости
- Не используй изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травм любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)
- Это средство не предназначено для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. Если у тебя есть проблемы с кожей или кожные заболевания, проконсультируйся с дерматологом перед использованием этого средства
- Не используй изделие, если оно необычно теплое на ощупь,

механически повреждено или деформировано, или обесцвечено

- Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, прекрати использовать изделие и обратись к врачу
- Область вокруг глаз очень чувствительна. Проявляй осторожность и избегай контакта изделия с веками или глазами
- Используй изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими и заменять насадки по мере необходимости
- Изделие предназначено для косметического использования на лице. Компания GESKE не несет ответственности за какие-либо вредные последствия, связанные с использованием изделия на других частях тела или использованием не по назначению, подключением изделия к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкостью или шариками
- Всегда проверяй, чтобы вилка и розетка были полностью сухими перед зарядкой. В противном случае возможны поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание. Изделие нельзя использовать, пока оно подключено к розетке

IT **Leggere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare entrambe le istruzioni per l'uso.**

PANORAMICA DEL TUO PRODOTTO

Il tuo prodotto è un dispositivo multifunzionale microdermoabrasivo. È possibile utilizzare il dispositivo fino a 1 volta a settimana, al massimo 2 volte a settimana, ma non più di una volta al giorno. Non utilizzare più frequentemente. Per una sicurezza massima e risultati ottimali, segui sempre la tua skincare routine personalizzata creata dall'app GESKE.

Scarica l'app GESKE e trova la tua routine personalizzata.

SPECIFICHE

Materiali: silicone, ABS, PC, acrilico, poliestere | **Temperatura di conservazione:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batteria:** ioni di litio 3,7 V | **Capacità della batteria:** 600 mAh | **Corrente di carica massima:** 370 mA | **Tensione di carica:** 5V | **Tempo di ricarica:** ca. 3 ore | **Tempo di funzionamento:** Il tempo di funzionamento varia a seconda delle tecnologie e delle intensità attivate. | **Interfaccia:** USB | **Programmi:** Esfoliazione rotante: 5 livelli di velocità, aspirazione sottovuoto: 5 livelli di velocità, tecnologia a luce LED: 1 colore

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA! LEGGERE PRIMA DELL'USO!

- Per le persone la cui pelle rientra nel fototipo Fitzpatrick V e VI, questo dispositivo comporta un rischio maggiore di riportare cicatrici. L'uso rientra nella propria esclusiva responsabilità e deve avvenire prestando estrema attenzione.
- Per le persone la cui pelle rientra nel fototipo Fitzpatrick III-V, questo dispositivo comporta un rischio maggiore di iperpigmentazione. L'uso rientra nella propria esclusiva responsabilità e deve avvenire prestando estrema attenzione.
- Iniziare sempre con l'intensità più bassa. Si consiglia un uso moderato e costante. Una maggiore intensità equivale a maggiori rischi di effetti indesiderati, come ad esempio cicatrici.
- 3-4 settimane prima di qualsiasi utilizzo del dispositivo, si consiglia vivamente di evitare l'esposizione alla luce solare diretta.
- Dopo l'uso del dispositivo, evitare la luce solare diretta per le successive 4-8 settimane. Se questo non è possibile, assicurarsi di utilizzare una protezione solare con SPF di almeno 30. Si consiglia un SPF 50.
- Dopo una sessione di microdermoabrasione, evitare l'esercizio fisico e il nuoto e non applicare il trucco per 24 ore.
- Per prevenire le infezioni della pelle, si consiglia di applicare una crema antisettica dopo l'uso. Idratare a fondo.
- In seguito ad applicazioni di maggiore intensità, sono da attendersi abrasioni superficiali. Maggiore è l'intensità, maggiore è il rischio. In caso di dubbi consultare il proprio medico prima di qualsiasi utilizzo del dispositivo.

Il prodotto non è idoneo all'uso nelle seguenti condizioni:

- Dopo trattamento laser o peeling chimico
- Dopo chirurgia facciale, di natura sia estetica che medica

Nei seguenti casi, è necessario consultare il medico per verificare se il prodotto sia adatto all'uso:

- In presenza di malattie cardiache
- In caso di gravidanza La sicurezza d'uso durante la gravidanza non è stata dimostrata

Ulteriori avvertenze sull'uso:

- Il prodotto può emettere luce intensa, evitare di applicarlo in direzione o in prossimità dell'occhio aperto
- Non utilizzare mai la funzione di aspirazione nello stesso punto a lungo, per evitare irritazioni cutanee, gonfiore o leggeri lividi
- Inizia con l'intensità più bassa e aumenta gradualmente in base alla necessità
- Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesa o ferite aperte (dopo qualsiasi tipo di infortunio), infezioni batteriche o virali della pelle (sia nell'area da trattare che altrove)
- Questo prodotto non è destinato al trattamento di patologie o disturbi della pelle. Se hai una patologia o un disturbo della pelle, consulta il tuo

dermatologu prima di utilizzare questo prodotto

- Non utilizzare il prodotto se è 1, insolitamente caldo, 2, meccanicamente danneggiato o deformato, 3, scolorito
- In caso di dolore e/o malessere durante l'uso, interrompi l'uso e consulta un medico
- Il contorno occhi è molto sensibile: presta la massima attenzione ed evita qualsiasi contatto del prodotto con le palpebre o l'occhio stesso
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone e di cambiare gli accessori quando necessario
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sul viso, GESKE non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo o da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttivi contaminati
- Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente

PL

Pracznij informacje dotyczce bezpieczeŃstwa przed pierwszym uŹyciem. Zachowaj obydwie instrukcje uŹywania.

TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie do mikrodermabrazji. Można je bezpiecznie stosować 1 raz w tygodniu, maksymalnie 2 razy w tygodniu, ale nie częściej niż raz dziennie. Nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i idealnych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją spersonalizowaną rutynę.

DANE TECHNICZNE

Materiał: silikon, ABS, PC, akryl, poliestr | **Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C/23–140°F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 600 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 370 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 3 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności. | **Interfejs:** USB | **Programy:** Eksfoliacja z obrotami: 5 poziomów prędkości, ssanie próżniowe: 5 poziomów prędkości, technologia LED: 1 kolor

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

- Używanie tego urządzenia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstawania blizn u osób o fototypach skóry V i VI (wg klasyfikacji Fitzpatricka). Pamiętaj, że korzystasz na własne ryzyko i zachowaj szczególną ostrożność.
- Używanie tego urządzenia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstawania przebarwień u osób o fototypach skóry III–V (wg klasyfikacji Fitzpatricka). Pamiętaj, że korzystasz na własne ryzyko i zachowaj szczególną ostrożność.
- Zawsze należy zaczynać od najniższego poziomu intensywności. Pożądany efekt osiąga się przy łagodnym i regularnym stosowaniu. Większa intensywność wiąże się z większym ryzykiem powstania blizn.
- Zaleca się unikać ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne na 3–4 tygodnie przed zastosowaniem urządzenia.
- Po zastosowaniu urządzenia należy unikać ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne przez kolejne 4–8 tygodni. W przypadku braku możliwości unikania światła słonecznego należy bezwzględnie stosować kremy z filtrem przeciwsłonecznym co najmniej SPF 30. Zalecany filtr to SPF 50.
- Przez 24 godziny po zabiegu mikrodermabrazji należy unikać ćwiczeń i pływania. Nie wolno też stosować makijażu.
- Aby zapobiec infekcjom skóry, po użyciu zaleca się zastosowanie kremu antyseptycznego. Skórę należy dokładnie nawilżyć.
- Wskutek intensywnego stosowania na wysokim poziomie intensywności należy spodziewać się powierzchniowych otarć. Im większa intensywność, tym większe ryzyko ich wystąpienia. W razie wątpliwości przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.

Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

- Po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym
- Stosowanie wskazane po zabiegach chirurgicznych twarzy zarówno z kosmetycznego, jak i medycznego punktu widzenia.

W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy dany produkt jest odpowiedni do użycia:

- W przypadku chorób serca
- W przypadku ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało potwierdzone

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

- Produkt może emitować intensywne światło, należy bezwzględnie unikać stosowania go w kierunku lub w pobliżu otwartego oka
- Nigdy nie należy używać funkcji ssania w tym samym miejscu przez dłuższy czas, aby uniknąć podrażnienia skóry, obrzęku lub niewielkich krwawiaków
- Zacznij od najniższej intensywności i powoli zwiększaj w razie potrzeby

- Nie stosować produktu na podrażnioną lub zranioną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawany zabiegowi, jak i w innych miejscach)
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1. nadmiernie ciepły, 2. uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3. odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem
- Okolicę oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samym okiem
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom i w razie potrzeby wymienić nasadki
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z zastosowania na innych częściach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek
- Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego

**首次使用前請閱讀安全說明。
請保留這兩份使用說明。**

產品概覽

您的產品是多功能微晶換膚裝置。每週使用 1 次，最多 2 次，但每天不超過一次。請不要更加頻繁地使用。為了在最大程度上確保安全性，獲得理想效果，請始終遵循 GESKE 應用程式建立的個性化護膚程序。

下載 GESKE 應用程式並獲取您的個性化例程。

規格

材質：矽膠, ABS, PC, 亚克力, 聚酯 | 儲存溫度：-5 - +60 °C/23-140 °F | 電池：鋰離子 3.7V | 電池容量：600 mAh | 最大充電電流：370 mA | 充電電壓：5V | 充電時間：約 3 個小時 | 工作時間：操作時間会根据激活的技术和强度而有所不同。| 界面：USB | 程式：旋轉去角質：5 個速度等級，真空抽吸：5 個速度等級，LED 光線技術：1 種顏色

重要安全提示！使用前请先阅读！

- 该设备对非茨帕特里克 (Fitzpatrick) 皮肤类型为 V 和 VI 的人有更高的瘢痕风险。请自行决定使用，并额外小心处理。
- 该设备对非茨帕特里克 (Fitzpatrick) 皮肤类型为 III-V 的人有更高的色素沉着风险。请自行决定使用，并额外小心处理。
- 始终从最低强度开始。尽量保持温和且稳定的使用。更高的强度意味着更高的不良反应风险，包括不希望出现的疤痕。
- 强烈建议在使用设备前的 3-4 周内避免直接暴露在阳光下。
- 使用设备后，在接下来的 4-8 周内必须避免阳光直射。如果无法避免阳光，请务必使用 SPF 至少为 30 的防晒霜。建议使用 SPF 50 的防晒产品。
- Microdermabrasion 环节后 24 小时内避免运动和游泳，并且不要化妆。
- 为了预防皮肤感染，在使用后建议涂抹抗菌膏。彻底滋润肌肤。
- 由于使用较高强度进行密集护理，有可能会出现皮肤表面磨损。强度越高，风险越大。如有疑问，请在使用设备之前咨询医生的意见。

本产品在下述情况下不宜使用：

- 激光治疗或化学去角质后
- 面部治疗后，无论是美容还是医学上都表明

下列情况有必要咨询医生，以确定本产品是否适用：

- 如果有心脏病
- 在怀孕期间。孕期使用的安全性尚未确定

其他使用说明：

- 本产品会发出强光，请避免在睁眼时直射或靠近眼睛使用
- 切勿再在同一处使用抽吸功能，避免皮肤刺激、肿胀或轻微血肿
- 从最低强度开始，根据需要逐渐增强
- 请勿在受刺激或受伤的皮肤或开放性伤口（任何形式的受伤后）、由细菌或病毒引起的皮肤感染（治疗区和其他处）使用本产品
- 本产品並非用於醫療方面肌膚狀況或疾病的治療。如果您有醫療方面的肌膚狀況或疾病，請在使用本產品前諮詢您的皮膚科醫生
- 如果产品出现以下情况，请勿使用：1. 温度异常；2. 机械损坏或变形；3. 变色
- 如果在使用过程中出现疼痛和/或不适，请立即停止使用并咨询医生
- 眼睛部位非常敏感：要格外小心，避免产品与眼睑或眼睛本身接触
- 严格按照个性化程序中的建议使用本产品
- 出于卫生原因，建议不要与他人共享产品，并根据需要更换附件
- 本产品用于面部美容。GESKE 不承担应用于身体其他部位或其他不当使用、连接到不合适的电压源、受污染的干电池或球体而导致的有害后果
- 充电前务必确保插头和插座完全干燥。否则可能导致触电、短路或火灾。本产品连接到电源插座时不得使用

HI पहली बार उपयोग करने से पहले सुरक्षा जानकारी पढ़ें। उपयोग के लिए दोनों निर्देशों को सुरक्षित रखें।

आपका उत्पाद पर एक झलक

आपका उत्पाद एक बहुआयामी माइक्रोडमंत्रिशन डिवाइस है। प्रति सप्ताह 1 बार तक, या अधिक से अधिक 2 बार तक उपयोग करना सुरक्षित है, लेकिन प्रति दिन एक बार से अधिक नहीं। कृपया बार-बार उपयोग न करें। अधिकतम सुरक्षा और आदर्श परिणामों के लिए, हमेशा GESKE एप द्वारा आपके लिए विशेष तौर पर बनाए गए व्यक्तिगत स्किन केयर रूटीन का पालन करें।

GESKE ऐप डाउनलोड करें और अपना व्यक्तिगत रूटीन प्राप्त करें।

विशेष विवरण

सामग्री: मिलिकॉन, एपीएम, PC, एकत्रिक, पॉलिएस्टर | **भंडारण तापमान:-** -5 - +60 डिग्री सेल्सियस / 23-140 डिग्री फारेनहाइट | **वैदरी:** ली-आनम 3V, 3V | **वैदरी क्षमता:** 600 पमाएएस | **अधिकतम चार्जिंग करंट:** 370 पमाए | **चार्जिंग मोड्युल:** 5V | **चार्जिंग:** लगभग चार घंटे | **ऑपरेटिंग समय:** सक्रिय प्रोग्रामिंग्स और तीव्रता के आधार पर ऑपरेटिंग समय अलग-अलग होता है। **इलैक्ट्रिक:** यूएसडी। **कार्यक्रम:** स्पिनिंग एक्सफोलिएशन: 5 गति स्तर, बैकवूम सखन: 5 गति स्तर, एलईडी लाइट प्रोग्रामिंग: 1 रंग

महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी! उपयोग करने से पहले पढ़ें!

इस उपकरण से फिल्टरपैट्रिक (Fitzpatrick) ल्वाचा प्रकार V और VI वाले लोगों के लिए धाव का खतरा बड़ जाता है। अपने जोखिम पर उपयोग करें और अतिरिक्त सावधानी भी करें।

• इस उपकरण से फिल्टरपैट्रिक ल्वाचा प्रकार III-V वाले लोगों के लिए हाइपरपिग्मेंटेशन जोखिम बड़ जाता है। अपने जोखिम पर उपयोग करें और अतिरिक्त सावधानी भी करें।

• हल्का सवसे कम तीव्रता वाला मोड से शुरूआत करें। हल्का और स्थिर उपयोग वांछनीय है। तीव्रता जितनी अधिक होगी, आनवश्यक खरों भी उतनी ही अधिक होंगे। तीव्रता जितनी अधिक होगी, आंखोंनीय धावों की संभावना भी उतनी ही प्रबल होगी।

• डिवाइस के किसी भी उपयोग से 3-4 सप्ताह पहले सूर्य की रोशनी के सीधे संपर्क में आने से बचने की सलाह पर अत्यधिक बल दिया जाता है।

• डिवाइस के उपयोग के बाद, अपने 4-8 सप्ताह तक सीधी धूप में बचना चाहिए। यदि आप धूप में बच नहीं सकते हैं, तो कम से कम एपीएफ 30 वाले सनस्क्रीन का उपयोग करना सुनिश्चित करें। एपीएफ 50 वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल बेहतर होगा।

• ब्यायाम और तेरकी में बचे और माइक्रोसर्किकुलेशन सब के बाद 24 घंटे तक मेकअप न लगाएँ।

• ल्वाचा संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग के बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की सलाह दी जाती है। अच्छी तरह से मॉइस्टराइज करें।

• उच्च तीव्रता वाले गहन इस्तेमाल के बाद, मतदीर्घ चर्पण होना संभव है। तीव्रता जितनी अधिक होगी, जोखिम उतना ही अधिक होगा। संदेह की स्थिति आने पर, उपकरण के किसी भी उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

उत्पाद निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है:

- लेजर उपचार या रासायनिक छीलन के बाद
- चेहर की सर्जरी के बाद, कॉस्मेटिक और चिकित्सकीय दोनों तरह से संकेत दिया गया
- प्रतिलिखित मामलों में, एक चिकित्सक के साथ परामर्श आवश्यक है कि उत्पाद आपके उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं:
- अगर आपको दिल की बीमारी है
- गर्भावस्था के मामले में, गर्भावस्था के दौरान उपयोग की सुरक्षा अनिश्चित नहीं की गई है

उपयोग के बारे में अधिक जानकारी:

- उत्पाद तीव्र प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, इसे खुली आँख की दिशा में या उसके पास लगाने से बचें।
- त्वचा की जलन, सूजन या हल्की चोट से बचने के लिए कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक संस्थान फ्रैक्शन का उपयोग न करें
 - सबसे कम तीव्रता से शुरू करें और आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे बढ़ाएं
 - त्वचा के जीवाणु संरोधित या वायरल संक्रमण के मामले में (या तो उत्पाद क्षेत्र और अन्य जगहों पर) जलन वाली या घायल त्वचा या खुले धावों (किंसी भी प्रकार की चोट के बाद) पर उत्पाद का उपयोग न करें।
 - इस उत्पाद को त्वचा की चिकित्सीय अवस्था या बीमारियों के इलाज के इरादे से नहीं बनाया गया है। यदि आप त्वचा में जुड़ी किसी चिकित्सीय अवस्था में हैं या आपको उससे जुड़ा कोई रोग है, तो इस उत्पाद को इस्तेमाल करने से पहले अपने त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
 - उत्पाद का उपयोग न करें यदि यह 1) असामान्य रूप से गर्म है, 2) यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त या फूटल है, 3) फीका पड़ा हुआ है।
- यदि उपयोग के दौरान दर्द और/या असुविधा होती है, तो उपयोग बंद कर दें और चिकित्सीय सलाह लें।
- आँख का क्षेत्र बहुत संवेदनशील होता है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें और उत्पाद के पलकों या आँख के किसी भी संपर्क से बचें
 - केवल अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में निष्कारिणी उत्पाद का उपयोग करें
 - स्क्वैल्ला कारणों से, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने उत्पाद को दूसरों के साथ साझा न करें और आवश्यकतानुसार अंतर्चर्म को बदलें।
- उत्पाद बेहरे पर प्रसाधन उपयोग के लिए है। GESKE शरीर के अन्य क्षेत्रों या अन्य अनुचित उपयोग, अप्रत्यक्ष कोलेजिन स्रोतों से कनेक्शन, द्वितीय संवाहक त्वचा या गंदों पर उपयोग से उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणामों के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।
- चार्ज करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि प्लग और सफ़िट पूरी तरह से सूखा है। अन्यथा, बिजली के झटके, शॉर्ट सर्किट या आग जल सकती है। पावर आउटलेट से कनेक्ट होने के दौरान उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

اقرأ معلومات السلامة قبل أول استخدام. احتفظ بكل منشوري تعليمات الاستخدام.

نظرة سريعة على منتجك

بمجرد ألقى مريض في الأسبوع، ولكن ليس أكثر من مرة واحدة في اليوم. يُرجى عدم تجاوز هذا الحد. للحصول على أقصى فائدة من العلاج، اتبع دائماً خطة العناية بالشرة المخصصة، التي أنشأتها شركة GESKE.

قم بتنزيل تطبيق GESKE واحصل على روتينك المخصص.

مواصفات

ملحوظة: سيليكون، بولي كربونات PC، بوليسايت **درجة حرارة التخزين:** من -5 إلى +60 درجة مئوية /
الحد الأقصى لتأثير الشحن: 370 مللي أمبير
الطارية: 3.7 فولت ليثيوم أيون **إدارة البطارية:** 600 مللي أمبير /
ساعات تشغيل: 140 درجة فهرنهايت **وقت التشغيل:** يختلف حسب التطبيقات المُغلقة ودرجة الشحن **إواجهة:** USB **معالج:** Qualcomm Snapdragon 3.0 **مستشعر:** 3.2 مللي أمبير /
مستشعر: 3.2 مللي أمبير /

معلومات هامة للسلامة! اقرئي قبل الاستخدام!

- فيتم ذاتيوك. تقع مسؤولية استخدامه على عاتقك ويجب توخي الحذر عند التعامل معه.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

يُجيب عدم استخدام المنتج الماء المصفى، يجلب السيارات الكهربائية

引：5つの速度レベル、LEDライトテクノロジー：1色

使用する前に医師にご相談ください。

- ・最低強度から始めて、必要に応じてゆっくりと上げていきます

GESKEアプリをダウンロードして、パーソナライズされたルー

- 炎症を起こしていたり傷ついている皮膚、または開いた傷(何かしらの損傷後の部位)、皮膚の細菌またはウイルス感染症(治療中の範囲およびその周り)に製品を使用しないでください
- 本製品は、医学的な皮膚疾患や疾病の治療を目的としたものではありません。医学的な皮膚疾患や疾病をお持ちの方は、本製品の使用前に皮膚科医にご相談ください
- 1.異常に暖かい、2.的に損傷または変形している、3.変色いる場合は、製品を使用しないでください
- 使用中に痛みや不快感が生じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください
- 目元はとても敏感なエリアです。そこでは特に注意し、製品がまぶたや目自体に触れないようにしてください
- パーソナライズされたルーティンで推奨されている製品のみをご使用ください
- 衛生上の理由から、製品を他の人と共有せず、必要に応じてアタッチメントを交換することをお勧めします
- この製品は、顔への化粧品としての使用を目的としています。体の他の部位への使用、その他の不適切な使用、不適切な電圧源への接続、汚染された導電性液体やボールなどから生じる有害な結果については、GESKEは一切の責任を負いません
- 充電する前に、プラグとソケットが完全に乾いていることを必ず確認してください。感電、ショート、火災の原因になります。コンセントに接続したまま使用しないでください

CO 처음 사용하기 전에 안전 정보를 읽으세요. 두 사용 지침을 모두 보관하세요.

제품 한 눈에 보기

귀하의 제품은 다기능 마이크로더마브레이션 장치입니다. 일주일에 최대 1회, 일주일에 최대 2회까지 사용하는 것이 안전하지만, 하루에 한 번 이상은 사용하지 마세요. 더 자주 사용하지 마세요. 최대의 안전함과 함께 이상적인 결과를 얻으려면 항상 GESKE 앱에서 생성된 개인맞춤 스킨 케어 루틴을 따르세요.

GESKE 앱을 다운로드하고 맞춤형 루틴을 얻으세요.

규격

재질: 실리콘, ABS, PC, 아크릴, 폴리에스테르 | 보관 온도: -5~ +60 °C/23-140 °F | 배터리: 리튬 이온 3.7V | 배터리 용량: 600mAh | 최대 충전 전류: 370mA | 충전 전압: 5V | 충전 시간: 약 3시간 | 작동 시간: 작동시간은 활성화 기술 및 강도에 따라 다릅니다. | 인터페이스: USB | 프로그램: 스킨케어 각질제거: 5단계 속도, 진공 흡입: 5단계 속도, LED 조명 기술: 1가지 색상

중요한 안전 관련 정보! 사용하기 전에 읽으세요!

• 이 기기는 피츠패트릭(Fitzpatrick) 피부 유형 V 및 VI를 가진 사람들에게 흉터 위험이 증가합니다. 본인의 책임 하에 사용하고 각별한 주의를 기울여

다루십시오.

- 이 기기는 피츠패트릭(Fitzpatrick) 피부 유형 III-V를 가진 사람들에게 과도크소침착 위험이 증가합니다. 본인의 책임 하에 사용하고 각별한 주의를 기울여 다루십시오.
- 항상 가장 낮은 강도로 시작하십시오. 약하고 꾸준한 사용이 바람직합니다. 강도가 높을수록 원치 않는 위험이 높아집니다. 강도가 높을수록 원치 않는 흉터가 생길 위험이 높아집니다.
- 기기를 사용하기 3-4주 전에 직사광선 노출을 피하는 것이 좋습니다.
- 기기 사용 후 4-8주간 직사광선을 피해야 합니다. 햇빛을 피할 수 없다면 최소 SPF 30, SPF 50의 자외선 차단제를 사용하십시오.
- 운동과 수영을 피하고 microdermabrasion 세션 후 24시간 동안 화장을 하지 마십시오.
- 피부 감염을 예방하기 위해 사용 후 살균 크림을 바르는 것이 좋습니다. 철저히 보습하십시오.
- 더 높은 강도로 집중적으로 사용하면 표면 마모가 예상됩니다. 강도가 높을수록 위험이 높아집니다. 의심스러운 경우 기기를 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

제품은 다음의 조건에서는 사용하기에 적합하지 않습니다.

- 레이저 시술 또는 화학적 박피 후
- 성형 안면 수술 후

다음과 같은 경우에는 제품이 사용하기에 적합한지 의사의 상담을 받아야 합니다

- 심장 질환이 있는 경우
 - 안면거상술 후 사용, 미용과 의료 양자의 용도로 권유됨
- 사용에 대한 추가 정보:**
- 강한 빛을 방출할 수 있으므로 눈을 뜬 방향이나 그 근처에서의 사용을 삼가하십시오
 - 피부 자극, 붓기 또는 약한 멍을 방지하기 위해 같은 장소에서 장시간 켜진 기능을 사용하지 마십시오
 - 가장 낮은 강도로 시작하여 필요에 따라 서서히 강도를 높이세요
 - 피부에 세균 또는 바이러스 감염이 있는 경우(치로 부위 및 기타 부위) 자극이 있거나 부상 입은 피부 또는 열린 상처(부상 후)에는 제품을 사용하지 마십시오
 - 이 제품은 의학적 피부 상태나 질병을 치료하기 위한 것이 아닙니다
 - 피부질환이나 질병이 있으신 분은 사용 전 피부과 전문의와 상담하십시오
 - 1) 비정상적으로 따뜻하거나, 2) 기계적으로 손상 또는 변형, 3) 변색된 경우에는 사용하지 마십시오
 - 사용 중 통증 및/또는 불편함이 발생할 경우 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오
 - 눈 부위는 매우 민감합니다 이 부위에는 제품이 눈꺼풀이나 눈에 닿지 않도록 각별한 주의를 기울이십시오
 - 개인맞춤 루틴에서 권장하는 대로만 제품을 사용하십시오
 - 위생상의 이유로 다른 사람과 제품을 함께 사용하지 말고 필요에 따라 어떠한치든 교체하는 것이 좋습니다
 - 본 제품은 얼굴에 화장을 사용하기 위한 용도입니다 GESKE는 다른 신체 부위에 사용하거나 기타 부적절한 사용, 부적절한 전압원에 연결, 오염된 전도성

yakıt veya başka bir nedenle oluşan tehlikeli durumlara karşı önlemleri alarak güvenli kullanımı için talimatları okuyunuz.
• Kullanmadan önce cihazın ve aksesuarların tamamının güvenli olduğunu kontrol ediniz. Cihazın ve aksesuarların tamamının güvenli olduğunu kontrol ediniz.
• Kullanmadan önce cihazın ve aksesuarların tamamının güvenli olduğunu kontrol ediniz. Cihazın ve aksesuarların tamamının güvenli olduğunu kontrol ediniz.
• Kullanmadan önce cihazın ve aksesuarların tamamının güvenli olduğunu kontrol ediniz. Cihazın ve aksesuarların tamamının güvenli olduğunu kontrol ediniz.

TR İlk kullanımdan önce güvenlik bilgilerini okuyun.
Kullanım için her iki talimatı da saklayın.

ÜRÜNÜNÜZE KISA BİR BAKIŞ

Ürününüz çok işlevli bir Microdermabrasion cihazıdır. Haftada en fazla 2 kez olmak üzere haftada 1 defaya kadar güvenli kullanabilirsiniz. Ancak ürünü günde bir defadan fazla kullanmayın. Lütfen daha sık kullanmayın. Maksimum güvenli ve ideal sonuçlar için daima GESKE Uygulaması tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş Cilt Bakım Rutininizi uygulayın.

GESKE uygulamasını indirin ve kişiselleştirilmiş rutininize sahip olun.

ÖZELLİKLER

Malzemeler: silikon, ABS, PC, akrilik, polyester | **Depolama sıcaklığı:** -5 – +60 °C / 23-140 °F | **Pil:** Li-iyon 3.7V | **Pil Kapasitesi:** 600 mAh | **Maksimum Şarj Akımı:** 370 mA | **Şarj Voltajı:** 5V | **Şarj Süresi:** yaklaşık 3 saat | **Çalışma Süresi:** Çalışma süresi, etkinleştirilmiş teknolojilere ve yoğunluklara bağlı olarak farklılık gösterir. | **Arayüz:** USB | **Programlar:** Spinning Eksofoliyasyonu: 5 hız seviyesi, Vakum Emme: 5 hız seviyesi, LED Işık Teknolojisi: 1 renk

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!

- Bu cihaz, Fitzpatrick Cilt Tipi V ve VI'ya sahip kişiler için yüksek yara izi riski taşır. Kullanımla ilgili riskler size aittir. Son derece dikkatli bir şekilde kullanın.
- Bu cihaz, Fitzpatrick Cilt Tipi III-V olan kişiler için yüksek hiperpigmentasyon riski taşır. Kullanımla ilgili riskler size aittir. Son derece dikkatli bir şekilde kullanın.
- Daima en düşük yoğunlukla başlayın. Tercihen hafif ve yavaş bir şekilde kullanın. Yoğunluk arttıkça istenmeyen yara izi oluşumuna ilişkin risk de artar.
- Cihazı kullanmadan 3-4 hafta önce doğrudan güneş ışığına maruz kalmamanız önemle tavsiye edilir.
- Cihazın kullanımından sonraki 4-8 hafta boyunca doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Güneş ışığından kaçınmanız mümkün değilse minimum SPF 30 içeren bir güneş kremi kullanın. SPF 50 önerilir.
- Mikrodermabrazyon seansından sonraki 24 saat içerisinde egzersiz

yapmaktan ve yüzmekten kaçının ve makyaj yapmayın.

- Cilt enfeksiyonlarını önlemek için kullanımdan sonra antiseptik bir krem sürülmesi önerilir. Cildi iyice nemlendirin.
- Daha yüksek yoğunluktaki uygulamalar sonucunda yüzeysel aşınmaların gerçekleşmesi beklenbilir. Yoğunluk ne kadar yüksek olursa risk de o kadar artar. Tereddüt hâlinde, cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Ürün aşağıdaki koşullarda kullanıma uygun değildir:

- Lazer tedavisi veya kimyasal peeling sonrası
- Hem tıbbi hem kozmetik amaçlı yapılan yüz operasyonu sonrası

Aşağıdaki durumlarda, ürünü kullanmanızın uygun olup olmadığı konusunda bir doktora danışmanız gerekir:

- Kalp hastalığınız varsa
- Hamileyseniz Hamilelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır

Kullanım hakkında daha fazla bilgi:

- Ürün yoğun ışık yayabilir; bu nedenle açık göze doğrudan veya açık göz yakınında kullanılmaktan kaçının
- Cilt tahrişini, şişmeyi veya hafif morarmayı önlemek için emme işlevini asla aynı yerde uzun bir süre boyunca kullanmayın
- En düşük yoğunlukla başlayın ve gerektiğinde yavaşça artırın
- Ciltte bakteriyel veya viral enfeksiyon olması durumunda (tedavi alanında veya başka bir yerde) ürünü tahriş olmuş veya incinmiş cilt ya da açık yaralardan (her türlü yaralanmadan sonra) kullanmayın
- Bu ürün, tıbbi cilt koşullarını veya hastalıklarını tedavi etmek için tasarlanmamıştır. Tıbbi cilt koşullarınız veya hastalıklarınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce dermatoloğunuza danışın
- Ürünü 1) alışılmadık derecede sıcaksa, 2) mekanik olarak hasar görmüş veya deforme olmuşsa, 3) rengi değişmişse kullanmayın
- Kullanım sırasında ağrı ve/veya rahatsızlık oluşursa kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın
- Göz çevresi çok hassastır. Bu alanda ekstra dikkatli olun ve ürünün göz kapaklarına veya gözün kendisine temasından kaçının
- Ürünü yalnızca kişiselleştirilmiş rutininizde önerildiği şekilde kullanın
- Hijyen açısından ürününüzü başkalarıyla paylaşmamanızı ve gerektiğinde aparatları değiştirmenizi öneririz
- Ürün yüzde kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. GESKE, vücudun diğer bölgelerinde kullanımdan veya diğer uygunsuz kullanımlardan, uygun olmayan voltaj kaynaklarına bağlandıktan ve kirlenmiş iletken sıvı veya bilyelerden kaynaklanan olası zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez
- Şarj etmeden önce daima fiş ve priz tamamen kuru olduğundan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. Ürün prize takılıken kullanılmamalıdır



โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก และเก็บคำแนะนำการใช้ทั้งสองเอาไว้ใช้งาน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์กรอผิวอ่อนนุ่มประสงค์ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือสูงสุด 2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ไม่เกินวันและครั้งกรออย่างไ้บ่อยกว่านี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามกฎบัตรการดูแลผิวส่วนบุคคลที่สร้างโดยแอป GESKE เสมอ

ดาวน์โหลดแอป GESKE และรับกิจกรรมส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลจำเพาะ

วัสดุ: ซิลิโคน, ABS, PC, อะคริลิก, โพลีเอสเตอร์ | **อุณหภูมิในการเก็บรักษา:** -5- +60 °เซลเซียส/23-140 °ฟาเรนไฮต์ | **แบตเตอรี่:** Li-Ion 3,7V | **ความจุของแบตเตอรี่:** 600 mAh | **กระแสไฟชาร์จสูงสุด:** 370 mA | **แรงดันไฟชาร์จ:** 5V | **เวลาในการชาร์จ:** ประมาณ, 3 ชั่วโมง | **เวลาดำเนินการ:** ระยะเวลาการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเทคโนโลยีและความแรงขณะเปิดใช้งาน | **ตัวเชื่อมต่อ:** USB | **โปรแกรม:** การขัดผิวด้วยระบบหมุนวน: ความเร็ว 5 ระดับ, เครื่องดูดระบบสูญญากาศ: ความเร็ว 5 ระดับ เทคโนโลยีแสง LED: 1 สี

ข้อควรระวังความปลอดภัยที่สำคัญ! อ่านก่อนใช้!

- อุปกรณ์นี้มีความเสี่ยงในการเกิดแผลเป็นเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่มีระดับสีผิวตาม Fitzpatrick ในประเภทที่ 5 และ 6 โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังต่อความเสี่ยงของคุณเองและระมัดระวังเป็นพิเศษ
- อุปกรณ์นี้มีความเสี่ยงในการเกิดจุดด่างดำเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่มีระดับสีผิวตาม Fitzpatrick ในประเภทที่ 3-5 โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังต่อความเสี่ยงของคุณเองและระมัดระวังเป็นพิเศษ
- เริ่มต้นด้วยความแรงต่ำสุดเสมอ, ควรใช้อย่างนุ่มนวลและสม่ำเสมอ, ความแรงที่สูงขึ้นเท่ากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับสิ่งไม่พึงประสงค์ ความแรงที่สูงขึ้นเท่ากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเกิดแผลเป็นที่ไม่พึงประสงค์
- ขอแนะนำอย่างยิ่งให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง 3-4 สัปดาห์ก่อนการใช้งานอุปกรณ์
- หลังจากใช้งานอุปกรณ์แล้ว ต้องหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสงแดดได้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่มีค่า SPF 30 เป็นอย่างน้อย แต่ขอแนะนำให้ใช้ SPF 50
- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการว่ายน้ำ และงดการแต่งหน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังการขัดผิว
- เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนัง แนะนำให้ใช้ครีมฆ่าเชื้อหลังการใช้งาน หากผิวชุ่มชื้นอย่างทั่วถึง
- ผลจากการใช้งานที่รุนแรงอาจความแรงระดับสูง อาจทำให้ผิวเกิดรอยด่างดำได้ ยังมี ความรุนแรงมากเท่าใดความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้งานอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

- หลังทำเลเซอร์หรือกรอผิวด้วยเคมี
- หลังทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

ในกรณีต่อไปนี้ จำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสำหรับคุณหรือไม่:

- หากคุณเป็นโรคหัวใจ
- ในกรณีตั้งครรภ์ ความปลอดภัยในการใช้งานระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่ได้รับการรับรอง
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน:**
- ผลิตภัณฑ์สามารถปล่อยแสงที่แรงจัดได้ หลีกเลี่ยงการใช้ในทิศทางที่ส่องตาหรือใกล้ตาที่เปิดอยู่
- ห้ามใช้ฟังก์ชันการดูดในสถานที่เดิมเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการคายเคืองผิวหนัง บวมหรือชาเล็กน้อย
- เริ่มด้วยความแรงต่ำสุดแล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามต้องการ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวหนังที่ระคายเคืองหรือได้รับบาดเจ็บ หรือแผลเปิด (หลังจากได้รับบาดเจ็บใดๆ) ในกรณีของการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสของผิวหนัง (ทั้งในบริเวณที่ทำการรักษาและที่อื่นๆ)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง หากคุณมีอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง กรุณาปรึกษาแพทย์ผิวหนังก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หาก 1) อ่อนผิดปกติ 2) เครื่องเสียงหายหรือผิดปกติ 3) เปลี่ยนสี
- หากมีอาการปวดและ/หรือรู้สึกไม่สบายระหว่างการใช้อยู่ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์
- บริเวณรอบดวงตาอบนวมมาก: ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในการสัมผัสกับเปลือกตาหรือดวงตา
- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำในกิจกรรมส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น
- ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับผู้อื่น และควรเปลี่ยนอุปกรณ์ที่แนบมาตามความจำเป็น
- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับดูแลความงามบนใบหน้า GESKE จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เป็นอันตรายอื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้งานกับส่วนอื่นของร่างกาย หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การปนเปื้อนที่เกิดจากของเหลวหรือกลิ่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปลั๊กและเต้ารับแห่งสันทนาการชาร์จ มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า