

GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

Quickstart Guide

www.geske.com



GESKE Beauty Tech GmbH,
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany
info@geske.com, www.geske.com

SmartAppGuided™
MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1

Short Introduction


Scan for the full instructions
in your language



GESKE German Beauty Tech App
Available in 36 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.



EN Read the safety information before first use.
Keep both instructions for use.

YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multi-functional MicroCurrent device. It is safe to be used up to 3 times per week but not more than once per day. Please do not use more frequently. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skin Care Routine created by the GESKE App.

Download the GESKE App and get your personalized routine.

Intended Use: The Geske MicroCurrent Face-Lift Pen & Hello Kitty MicroCurrent Face-Lift Pen Devices are intended for the stimulation of facial skin and are indicated for over-the-counter cosmetic use.

SPECIFICATIONS:

Materials: ABS, silicone, zinc alloy | **Storage temperature:** -5 - +60°C/ 23 - 140°F | **Battery:** Li-Ion 3.7V | **Battery Capacity:** 220 mAh | **Maximum Charging Current:** 220 mA | **Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 2.5 hours | **Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities. | **Interface:** USB | **Programs:** Vibration: 3 speed levels, MicroCurrent: 3 intensities

IMPORTANT SAFETY NOTES! READ BEFORE USAGE!

The product is not suitable for use under the following conditions:

- If you have an implanted medical device or other electronic device such as a pacemaker
 - After laser treatment or chemical peeling
 - After cosmetic facial surgery
- In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:**
- If you have a heart disease
 - In case of pregnancy. The safety of use during pregnancy has not been established

Further information on use:

- Before using the MicroCurrent Face-Lift Technology, the product must be completely dry
- Use of the MicroCurrent Face-Lift Technology only in combination with the GESKE serum
- Do not use the microcurrent function on the chest area, around the eyes, midline of the neck, genital/groin area, or on red and inflamed skin, over birthmarks and enlarged blood vessels
- Nothing is known about the long-term effects of microcurrent
- As a result of stimulation of the optic nerve, a flashing light may be

perceived during use. If this persists when not using the product, seek medical advice

- A slight tingling sensation may occur during application. Decrease the intensity of the microcurrent to reduce or eliminate tingling
- Electronic monitoring devices may not function properly while the device is in use
- Never use the product while driving or operating heavy machinery
- Do not poke any sharp objects into the product's openings
- The product may only be used with a safety extra-low voltage (SELV) adapter
- We recommend using standard IEC60950 power supplies to charge the device
- Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the usage area and elsewhere)
- This product is not intended to treat medical skin conditions or diseases. If you have medical skin conditions or diseases, consult your dermatologist before using this product
- Do not use the product if it is 1) untypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend you do not share your product with anyone else
- The product is intended for cosmetic use on the face, GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet

DE Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionales MicroCurrent-Device. Kann sicher bis zu 3 Mal pro Woche, aber nicht mehr als einmal täglich verwendet zu werden. Bitte nicht häufiger verwenden, Befolge für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse immer Deine personalisierte Hautpflegeroutine, die von der GESKE App erstellt wurde.

Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

SPEZIFIKATIONEN:

Materialien: ABS, Silikon, Zinklegierung | **Lagertemperatur:** -5 - +60°C/ 23 - 140°F | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V | **Batteriekapazität:** 220 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 220 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 2,5 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten. | **Anschluss:** USB | **Programme:** Vibration: 3 Geschwindigkeitsstufen, MicroCurrent: 3 Intensitäten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt nicht zur Verwendung geeignet:

- Wenn Du ein Medizinprodukt oder sonstiges elektronisches Instrument wie einen Herzschrittmacher implantiert hast
- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling
- Nach kosmetischer Gesichtschirurgie

In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:

- Bei Vorliegen einer Herzerkrankung
- Im Falle einer Schwangerschaft. Die Sicherheit der Verwendung während der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen

Weitere Hinweise zur Benutzung:

- Vor Verwendung der Mikrostrom Facelift Technologie muss das Produkt komplett trocken sein
- Verwendung der Mikrostrom Facelift Technologie nur in Verbindung mit dem GESKE Serum
- Verwende die Mikrostromfunktion nicht im Brustbereich, im Augenbereich, an der Mittellinie des Halses, im Genital-/Leistenbereich oder auf geröteter und entzündeter Haut, über Muttermalen und vergrößerten Blutgefäßen
- Über die Langzeitwirkung von Mikrostrom ist nichts bekannt
- Infolge einer Stimulation des Sehnervs könnte es während der Anwendung zur Wahrnehmung eines Blinklichts kommen. Sollte dieses auch ohne Verwendung des Produkts bestehen, konsultiere einen Arzt
- Während der Anwendung kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Verringere die Intensität des Mikrostroms, um das Kribbeln zu reduzieren oder zu beseitigen
- Während der Verwendung des Geräts funktionieren elektronische Überwachungsgeräte eventuell nicht ordnungsgemäß
- Das Produkt ist niemals zu verwenden, während Du fährst oder schwere Maschinen bedienst
- Es dürfen keine spitzen Gegenstände in die Öffnungen des Produkts gestochen werden
- Das Produkt darf nur mit einem Adapter für Sicherheitskleinspannung (SELV) verwendet werden

- Wir empfehlen, zum Laden des Gerätes IEC60950-Standard-Netzteile zu verwenden
- Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Anwendungsareal als auch an anderen Stellen)
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
- Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen
- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen, GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen
- Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind, Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen, Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

ES **Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.**

UN VISTAZO A SU PRODUCTO

Su producto es un dispositivo de microcorrientes multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 3 veces por semana; por favor, no lo utilice más de una vez al día. Por favor, no lo utilice con mayor frecuencia. Si desea disfrutar de la máxima seguridad y de unos resultados óptimos, siga siempre su rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

ESPECIFICACIONES:

Materiales: ABS, silicona, aleación de zinc | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C/23 - 140 °F | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:** 220 mAh | **Corriente de carga máxima:** 220 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 2,5 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas. | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración: 3 niveles de velocidad, MicroCurrent: 3 intensidades

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR! No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:

- Si lleva puesto un dispositivo médico u otro instrumento electrónico, como un marcapasos
- Después de un tratamiento con láser o un peeling químico
- Después de una cirugía estética facial

En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:

- Si tiene una enfermedad del corazón
- En caso de embarazo. No se ha demostrado la seguridad de uso del aparato durante el embarazo

Otras indicaciones de uso:

- Antes de utilizar la tecnología de lifting facial con microcorrientes, el dispositivo debe estar completamente seco
- Utilice la tecnología de lifting facial con microcorrientes exclusivamente en combinación con el sérum GESKE
- No utilice la función de microcorrientes en la zona del pecho, alrededor de los ojos, la línea media del cuello, la zona genital o de las ingles o sobre la piel roja e inflamada, sobre los lunares y los vasos sanguíneos dilatados
- No se conoce nada acerca de los efectos a largo plazo como consecuencia del uso de microcorrientes
- Debido a la estimulación del nervio óptico, es posible que se perciba una luz intermitente durante su uso. En caso de que esto persista incluso sin utilizar el dispositivo, consulte a su médico
- Puede aparecer una ligera sensación de hormigueo durante el uso. Reduzca la intensidad de los microcorrientes para reducir o eliminar la sensación de hormigueo
- Durante el uso del aparato, es posible que los aparatos de monitorización electrónica no funcionen correctamente
- No utilice nunca el aparato mientras esté conduciendo o manejando maquinaria pesada
- No introduzca ningún objeto afilado en las aberturas del dispositivo
- El aparato solo puede usarse con un adaptador de tensión extra baja de

seguridad (SELV, por sus siglas en inglés)

- Se recomienda utilizar fuentes de alimentación estándar IEC60950 para cargar el dispositivo
- No utilizar el producto sobre la piel irritada o lesionada o sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), sobre infecciones cutáneas por bacterias o virus (tanto en la zona de tratamiento como en otros lugares)
- Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto
- No utilice el producto en caso de que esté 1. inusualmente caliente, 2. mecánicamente dañado o deteriorado, 3. descolorido
- En caso de que aparezcan dolores y/o molestias durante su uso, interrumpa su utilización y acuda a un médico
- La zona de los ojos es muy delicada: Tenga especial cuidado en esta zona y evite el contacto del producto con los párpados o el propio ojo
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de su rutina personalizada
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta el dispositivo con otras personas
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente

FR **Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.**

VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Votre produit est un appareil à micro-courant multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 3 fois par semaine, mais pas plus d'une fois par jour. Veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Pour une sécurité maximale et des résultats idéaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'App GESKE.

Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES :

Matériaux : ABS, silicone, alliage de zinc | **Température de stockage :** -5 à +60 °C/23 - 140 °F | **Batterie :** Li-Ion 3,7V | **Capacité de la batterie :** 220 mAh | **Courant de charge maximal :** 220mA | **Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 2,5 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées. | **Interface :** USB | **Programmes :** Vibrations : 3 niveaux de vitesse, MicroCurrent : 3 intensités

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION ! Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :

- Si vous avez une implantation d'un dispositif médical ou un autre dispositif électronique tel qu'un stimulateur cardiaque
- Après traitement au laser ou peeling chimique
- Après une chirurgie esthétique du visage

Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :

- Si vous avez une maladie cardiaque
- En cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie

Informations complémentaires sur l'utilisation :

- Avant d'utiliser la technologie Microcurrent Facelift, le produit doit être complètement sec
- Utilisation de la technologie Microcurrent Facelift uniquement en association avec le sérum GESKE
- N'utilisez pas la fonction micro-courant sur la poitrine, autour des yeux, la ligne médiane du cou, la zone génitale/aïne, ou sur la peau rouge et enflammée, sur les taches de naissance et les vaisseaux sanguins dilatés
- Il n'y a aucune information sur les effets à long terme des micro-courants
- Suite à la stimulation du nerf optique, une lumière clignotante peut être perçue lors de l'utilisation. Si cela persiste sans utiliser le produit, consultez un médecin
- Une légère sensation de picotement peut survenir lors de l'application. Diminuer l'intensité du micro-courant pour réduire ou éliminer les picotements
- Les dispositifs électroniques de surveillance peuvent ne pas fonctionner correctement pendant l'utilisation de l'appareil
- N'utilisez jamais le produit en conduisant ou en utilisant des machines lourdes
- Ne pas enfoncer d'objets pointus dans les ouvertures du produit
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec un adaptateur pour très basse tension de sécurité (SELV)
- Nous vous recommandons d'utiliser des alimentations standard IEC60950 pour charger l'appareil

- Não utilizar o produto sobre uma pele irritada ou ferida ou em caso de feridas abertas (todo tipo de ferida), de infeções bacterianas ou virais da pele (à la vez sobre a zona de tratamento e arredores)
- O produto não é destinado ao tratamento de afecções cutâneas ou de doenças. Se você sofrer de afecções cutâneas ou de doenças, consulte o seu dermatologista antes de utilizar o produto
- Não utilizar o produto se estiver 1. anormalmente quente, 2. mecanicamente danificado ou deformado, 3. descolorido
- Em caso de dor e/ou desconforto durante a utilização, pare de utilizar e consulte o seu médico
- O contorno dos olhos é muito sensível: seja muito prudente e evite todo contacto do produto com as pálpebras ou o olho próprio
- Não utilize o produto de acordo com as recomendações da sua rotina personalizada
- Por razões de higiene, recomendamos que não compartilhe o seu produto com outras pessoas
- O produto é destinado a uma utilização cosmética sobre o rosto. GESKE declina toda responsabilidade pelas consequências nefastas resultantes de uma aplicação sobre outras partes do corpo ou de uma outra utilização não conforme, de um curto-circuito de fontes de tensão inadequadas, de baterias ou de líquidos condutores sujos
- Certifique-se sempre de que a ficha e a tomada são completamente secas antes da carga. Além disso, um choque elétrico, um curto-circuito ou um incêndio pode ocorrer. O produto não deve ser utilizado quando estiver conectado à tomada de energia

PT

Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarde ambas as instruções de utilização.

O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O teu produto é um dispositivo MicroCurrent multifuncional. É seguro para ser utilizado até 3 vezes por semana, mas não mais do que uma vez por dia. Não utilizar com mais frequência. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina de cuidados com a pele personalizada criada pela app GESKE.

Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.

ESPECIFICAÇÕES:

Materiais: ABS, silicone, liga de zinco | **Temperatura de armazenamento:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 220 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 220 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 2,5 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas. | **Interface:** USB | **Programas:** Vibração: 3 níveis de velocidade, MicroCurrent: 3 intensidades

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES!

LER ANTES DE UTILIZAR!

O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:

- Em pessoas com dispositivos médicos ou outros dispositivos eletrônicos implantados, como pacemakers
- Após tratamentos a laser ou peelings químicos
- Após cirurgia facial de natureza estética

Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:

- Se a pessoa tiver uma doença cardíaca
- Em caso de gravidez. A segurança da utilização durante a gravidez não foi demonstrada

Outras informações sobre a utilização:

- Antes de utilizar a tecnologia Microcorrente Facelift, o produto deve estar completamente seco
- Utilizar a tecnologia Microcorrente Facelift apenas em combinação com o soro GESKE
- Não utilizar a função de microcorrente na área do peito, em redor dos olhos, na linha média do pescoço, na área genital/virilhas, na pele avermelhada e inflamada ou sobre sinais de nascença e vasos sanguíneos dilatados
- Nada se sabe sobre os efeitos a longo prazo da microcorrente
- Como resultado da estimulação do nervo ótico, pode ser percecionada uma luz intermitente durante a utilização. Se isso persistir após a interrupção da utilização do produto, consulta um médico
- Pode ocorrer uma leve sensação de formigamento durante a aplicação. Diminui a intensidade da microcorrente para reduzir ou eliminar a sensação de formigamento
- Os dispositivos de monitorização eletrónicos podem não funcionar corretamente durante a utilização do dispositivo
- Nunca utilizar o produto durante a condução de veículos ou a operação de máquinas pesadas
- Não inserir objetos pontiagudos nas aberturas do produto
- O produto só pode ser utilizado com um adaptador de tensão extrema inferior de segurança (SELV)

- Para carregamento do dispositivo, recomendamos a utilização de fontes de alimentação normalizadas IEC60950
- Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infeções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)
- Este produto não se destina a tratar doenças ou condições médicas cutâneas. Se tiver condições doenças médicas cutâneas, consulte o seu dermatologista antes de usar este produto
- Não utilizar o produto, se este estiver anormalmente quente, danificado ou deformado mecanicamente, ou descolorado
- Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico
- O contorno dos olhos é uma zona muito sensível: Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto. A GESKE não se responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferas
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada

RU

Обязательно ознакомься с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой многофункциональное микротоковое устройство. Его можно использовать безопасно до трех раз в неделю, но не чаще одного раза в день. Не используй изделие чаще. Для обеспечения максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы: АБС, силикон, цинковый сплав | **Температура хранения:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Батарея:** литий-ионная, 3,7 В | **Емкость батареи:** 220 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 220 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прибл. 2,5 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности. | **Интерфейс:** USB | **Программы:** вибрация: 3 уровня скорости, MicroCurrent: 3 уровня интенсивности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:

- Если у тебя имплантировано медицинское устройство или другое электронное устройство, такое как кардиостимулятор
- После лазерной терапии или химического пилинга
- После косметических операций на лице

В следующих случаях необходима консультация с врачом относительно того, подходит ли тебе данное изделие:

- Если у тебя болезнь сердца
- В случае беременности. Безопасность применения при беременности не установлена

Дополнительная информация по использованию:

- Перед использованием технологии микротоковой подтяжки лица изделие должно полностью высохнуть
- Используй технологию микротоковой подтяжки лица только в сочетании с сывороткой GESKE
- Не используй функцию микротока в области груди, вокруг глаз, по средней линии шеи, в области гениталий/паху, а также на красной и воспаленной коже, над родинками и расширенными кровеносными сосудами
- О долгосрочных эффектах микротока ничего не известно
- В результате стимуляции зрительного нерва во время использования может возникать ощущение мигающего света. Если это ощущение сохраняется после использования изделия, обратись к врачу
- Во время использования может возникнуть легкое покалывание. Убавь интенсивность микротока, чтобы уменьшить или устранить покалывание
- Электронные контрольные приборы могут не работать должным образом во время использования изделия
- Не используй изделие во время вождения или работы с тяжелой техникой
- Не вставляй острые предметы в отверстия изделия
- Изделие можно использовать только с адаптером безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)
- Рекомендуем использовать стандартные блоки питания IEC60950 для зарядки изделия
- Не используй изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травм любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)

- Il contorno occhi è molto sensibile; presta la massima attenzione ed evita qualsiasi contatto del prodotto con le palpebre o l'occhio stesso
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sul viso. GESKE non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo o da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttivi contaminati
- Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente

PL

Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.

TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie MicroCurrent. Można go bezpiecznie stosować do 3 razy w tygodniu, ale nie częściej niż raz dziennie. Nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i idealnych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją personalizowaną rutynę.

DANE TECHNICZNE:

Materiały: ABS, silikon, stop cynku | **Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C/23 – 140°F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 220 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 220 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 2,5 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności. | **Interfejsy:** USB | **Programy:** Wibracje: 3 poziomów prędkości, MicroCurrent: 3 poziomów natężenia

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

- W przypadku wszczepionego urządzenia medycznego lub innego urządzenia elektronicznego, np. rozrusznika serca
- Po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym

- Po zabiegach kosmetycznych twarzy
- W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy dany produkt jest odpowiedni do użycia:**

- W przypadku chorób serca
- W przypadku ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało potwierdzone

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

- Przed zastosowaniem technologii Mikrostrom Facelift produkt musi być całkowicie suchy
- Technologia Mikrostrom Facelift należy stosować wyłącznie w połączeniu z serulem GESKE
- Nie należy stosować funkcji mikroprądów na klatce piersiowej, w okolicach oczu, na linii środkowej szyi, w okolicach narządów płciowych i pachwin oraz na skórze zaczerwienionej i zmienionej zapalnie, nad zmianami i rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi
- Nie są znane żadne długoterminowe skutki stosowania mikroprądów
- W wyniku stymulacji nerwu wzrokowego podczas użytkowania może pojawić się migoczące światło. Jeśli dolegliwości utrzymują się nawet bez stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem
- Podczas stosowania może wystąpić lekkie mrowienie. Należy zmniejszyć intensywność mikroprądów, aby zredukować lub wyeliminować uczucie mrowienia
- Podczas użytkowania produktu elektroniczne urządzenia monitorujące mogą nie działać prawidłowo
- Nie należy używać produktu podczas prowadzenia samochodu lub obsługi ciężkich maszyn
- Nie należy wkładać żadnych ostrych przedmiotów do otworów produktu
- Produkt należy używać wyłącznie z adapterem dla bezpiecznego bardzo niskiego napięcia (SELV)
- Do ładowania urządzenia zalecamy stosowanie standardowych zasilaczy IEC60950
- Nie stosować produktu na podrażnionej lub zranionej skórze, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawanyemu zabiegowi, jak i w innych miejscach)
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1. nadmiernie ciepły, 2. uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3. odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem
- Okolice oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samym okiem
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny

- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z zastosowania na innych częściach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek
- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego



首次使用前請閱讀安全說明。
請保留這兩份使用說明。

產品概覽

您的產品是多功能微電流裝置。每週最多使用 3 次，但每天不超過一次。請不要更加頻繁地使用。為了在最大程度上確保安全性，獲得理想效果，請始終遵循 GESKE 應用程式建立的個性化護膚程序。

下載 GESKE 應用程式並獲取您的個性化例程。

規格：

材質：ABS、矽膠、鋅合金 | 儲存溫度：-5 - +60 °C/23 - 140 °F | 電池：鋰離子 3.7V | 電池容量：220 mAh | 最大充電電流：220 mA | 充電電壓：5V | 充電時間：約 2.5 個小時 | 工作時間：操作時間會根據激活的技術和強度而有所不同。 | 界面：USB | 程式：震動：3 個速度等級，MicroCurrent：3 種強度

重要安全提示！使用前請先閱讀！

本產品在下列情況下不宜使用：

- 如果已植入醫療設備或其他電子設備，例如心臟起搏器
- 激光治療或化學去角質后
- 面部美容手術后

下列情況有必要諮詢醫生，以確定本產品是否適用：

- 如果有心臟病
- 在懷孕期間。孕期使用的安全性尚未確定

其他使用說明：

- 在使用微電流面部美容技術之前，產品必須完全干燥
- 微電流面部美容技術僅與GESKE精華液結合使用
- 請勿將微電流技術用於胸部、眼睛周圍、頸部中線、生殖器/腹股溝、发红或發炎的皮膚、胎疝和擴張的血管上
- 目前尚未知曉微電流的長期效應

- 由於對視神經產生刺激，在使用過程中可能會感覺到閃光。如果在沒有使用本產品的情況下仍出現這種現象，請諮詢醫生
- 使用過程中可能會出現輕微刺痛感。降低微電流強度以減少或消除刺痛感
- 電子監控設備在使用期間可能無法正常运行
- 切勿在駕駛或操作重型機械時使用本產品
- 請勿將尖銳物品刺入產品開口處
- 本產品只能與安全超低電壓（SELV）适配器一起使用
- 建議使用IEC60950標準電源為設備充電
- 請勿在受刺激或受傷的皮膚或开放性傷口（任何形式的受傷后）、由細菌或病毒引起的皮膚感染（治療區和其他處）使用本產品
- 本產品並非用於醫療方面肌膚狀況或疾病的治療。如果您有醫療方面的肌膚狀況或疾病，請在使用本產品前諮詢您的皮膚科醫生
- 如果產品出現以下情況，請勿使用：1. 溫度異常；2. 機械損壞或變形；3. 變色
- 如果在過程中出現疼痛和/或不適，請停止使用並諮詢醫生
- 眼睛部位非常敏感：要格外小心，避免產品與眼瞼或眼睛本身接觸
- 嚴格按照個性化程序中的建議使用本產品
- 出于衛生原因，建議不要與他人共享產品
- 本產品用於面部美容。GESKE不承擔因應用於身體其他部位或其他不當使用、連接到不合适的电压源、受污染的导电液或球体而导致的有害后果
- 充电前务必确保插头和插座完全干燥。否则可能导致触电、短路或火灾。本产品在不连接到电源插座时不得使用



पहली बार उपयोग करने से पहले सुरक्षा जानकारी पढ़ें। उपयोग के लिए दोनों निर्देशों को सुरक्षित रखें।

आपका उत्पाद पर एक झलक

आपका उत्पाद एक बहुआयामी माइक्रो करंट डिवाइस है। इसे प्रति सप्ताह 3 बार तक उपयोग करना सुरक्षित है लेकिन हर दिन एक बार से अधिक नहीं। कृपया बार-बार उपयोग न करें। अधिकतम सुरक्षा और आदर्श परिणामों के लिए, हमेशा GESKE ऐप द्वारा आपके लिए विशेष तौर पर बनाए गए व्यक्तिगत स्किन केयर रूटीन का पालन करें।

GESKE ऐप डाउनलोड करें और अपना व्यक्तिगत रूटीन प्राप्त करें।

विशेष विवरण:

सामग्री: एबीएस, सिलिकॉन, जिंक मिश्र धातु | भंडारण तापमान: -5 - +60 डिग्री सेल्सियस/23 - 140 डिग्री फारेनहाइट | बैटरी: ली-आयन 3.7V | बैटरी क्षमता: 220 एमएएच | अधिकतम चार्जिंग करंट: 220 एमए | चार्जिंग वोल्टेज: 5V | चार्जिंग समय: लगभग चार घंटे | ऑपरेटिंग समय: सक्रिय प्रोग्रामिंग और तीव्रता के आधार पर ऑपरेटिंग समय अलग-अलग होता है। | इंटरफ़ेस: यूएसबी | प्रयोग: कंसन: 3 गति, कम विद्युत धारा तीव्रता: 3

महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी! उपयोग करने से पहले पढ़ें!

उत्पाद निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है:

- यदि आपके पास प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरण या पेसमेकर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं
- लेजर उपचार या रासायनिक छीलन के बाद

- चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद

निम्नलिखित मामलों में, एक चिकित्सक के साथ परामर्श आवश्यक है कि उत्पाद आपके उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं:

- अगर आपको दिल की बीमारी है
- गर्भावस्था के मामले में। गर्भावस्था के दौरान उपयोग की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है
- उपयोग के बारे में अधिक जानकारी:**
- माइक्रोकंट्रेंट फेमिलिफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से पहले, उत्पाद पूरी तरह से सूखा होना चाहिए
- केवल GESKE सीरम के संबंध में माइक्रोकंट्रेंट फेमिलिफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग
- छाती वाले हिस्से, आंखों, गर्दन की मध्य रेखा, जनाना/पेट और जांघ के बीच का भाग के आसपास, या लाल और सूजन वाली ल्वाचा पर, जन्म के निगान और बड़े हुए रक्त वाहिकाओं पर माइक्रोकंट्रेंट फ्रंक्शन का उपयोग न करें
- माइक्रोकंट्रेंट के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है
- ऑप्टिक संविका की उत्तेजना के परिणामस्वरूप, उपयोग के दौरान एक चमकती रोशनी देखी जा सकती है। यदि उत्पाद का उपयोग नहीं करने पर यह बनी रहती है, तो चिकित्सा सलाह लें। इस्तेमाल के दौरान हल्की झुनझुनी मनमानी हो सकती है। झुनझुनी को कम करने या खत्म करने के लिए माइक्रोकंट्रेंट की तीव्रता कम करें
- हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस ग्रीक से काम न करें, जब डिवाइस उपयोग में हो
- भारी मशीनरी संचालित करते हुए या उम्रे चलाने समय कभी भी उत्पाद का उपयोग न करें
- उत्पाद के मूंह में किसी भी नुक़ीली वस्तु को न डालें
- उत्पाद का उपयोग केवल एक सुरक्षा अतिरिक्त-निर्झ-बोल्ड (SELV) एग्ज़ेप्टर के साथ किया जा सकता है
- हम डिवाइस को चार्ज करने के लिए मानक IEC60950 बिजली आपूर्ति का उपयोग करने की सलाह देते हैं
- ल्वाचा के जीवाणु संबंधित या बायरल संक्रमण के मामले में (या तो उपचार क्षेत्र और अन्य जगहों पर) जलन वाली या धायल ल्वाचा या खुले धावों (किसी भी प्रकार की चोट के बाद) पर उत्पाद का उपयोग न करें।
- इस उत्पाद को ल्वाचा की चिकित्सीय अवस्था या बीमारियों के इलाज के इरादे से नहीं बनाया गया है। यदि आप ल्वाचा से जुड़ी किसी चिकित्सीय अवस्था में हैं या आपको उससे जुड़ा कोई रोग है, तो इस उत्पाद को इस्तेमाल करने से पहले अपने ल्वाचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
- उत्पाद का उपयोग न करें यदि यह 1) असाधारण रूप से गर्म है, 2) यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त या विकृत है, 3) फोका पड़ा हुआ है।
- यदि उपयोग के दौरान दर्द और/या असुविधा होती है, तो उपयोग बंद कर दें और चिकित्सीय सलाह लें
- आंख का क्षेत्र बहुत संवेदनशील होता है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें और उत्पाद के पलकों या आंख के किसी भी संपर्क से बचें
- केवल अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में सिफारिशी उत्पाद का उपयोग करें
- स्वच्छता कारणों से, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपना उत्पाद किसी और के साथ साझा न करें
- उत्पाद चेहरे पर प्रसाधन उपयोग के लिए है। GESKE शरीर के अन्य क्षेत्रों या अन्य अनुचित उपयोग, अनुपयुक्त बोल्डिंग यंत्रों से कनेक्शन, दूषित संवाहक तरल या गर्मों पर उपयोग में उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणामों के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।
- चार्ज करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि प्लग और सर्किट पूरी तरह से सूखा है। अन्यथा, बिजली के झटके, शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है। पावर आउटलेट से कनेक्ट होने के दौरान उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

AR

اقرأ معلومات السلامة قبل أول استخدام.
احتفظ بكلًا منشورتي تعليمات الاستخدام.

نظرة سريعة على منتجك

منتجك جهاز ينيرات متناهية الصغر متعدد الوظائف. استخدامه من 3 مرات أسبوعيًا، ولكن ليس أكثر من مرة في اليوم. يُرجى عدم تجاوز هذا الحد. للحصول على أقصى درجات الأمان وأفضل النتائج، اتبع دائمًا روتين العناية بالشرة المخصص الذي أنشأه لك تطبيق GESKE.

قم بتنزيل تطبيق GESKE واحصل على روتينك المخصص.

المواصفات:

المواد: أكربوليثيريل بوتادين السطرين (ABS) والسيليكون وسبائك الزنك | درجة حرارة التخزين: 5- إلى +60 درجة مئوية / من 23 إلى 140 درجة فهرنهايت | البطارية: | قدرة البطارية: 220 مللي أمبير | الحد الأقصى لتيار الشحن: 220 مللي أمبير | جهد الشحن: 5 فولت | مدة الشحن: 2.5 ساعات تقريبًا | وقت التشغيل: يختلف وقت التشغيل حسب التقنيات المفضلة ودرجة الشدة. | واجهه المستخدم: | USB | البراجم: الاهتزاز: 3 مستويات سرعة، طاقة الترددات اللاسلكية 3: (MicroCurrent) درجات شدة

معلومات هامة للسلامة: اقرني قبل الاستخدام!

المنتج غير مناسب للاستخدام في ظل الظروف التالية:

- إذا كان لديك جهاز طبي مزروع أو جهاز إلكتروني آخر مثل جهاز تنظيم ضربات القلب
- بعد العلاج بالبليزر أو التوشير الكيميائي
- بعد عمليات تجميل الوجه
- في الحالات التالية، من الضروري استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسبًا لك للاستخدام:
- إذا كنت تعاني من مرض في القلب
- في حالة الحمل. لا يتم التأكد من سلامة الاستخدام أثناء الحمل
- قبل استخدام تقنية شدّ الوجه بالتيار الدقيق Microcurrent Facelift، يجب أن يكون المنتج جافًا تمامًا
- استخدم تقنية شدّ الوجه بالتيار الدقيق Microcurrent Facelift فقط مع مصل GESKE
- لا تستخدم في وظيفة التيار الدقيق Microcurrent على منطقة الصدر، حول العينين، الخط الوسط للرقبة، منطقة الأعضاء التناسلية / الفخذ، أو على الجلد الأحمر والالتهب، ولا على الوحمات والأوعية الدموية المتضخمة
- لا يُعرّف شيء عن التآثيرات طويلة المدى للتيار الدقيق Microcurrent
- نتيجة لتحفيز العصب البصري، يمكن رؤية ضوء واهض أثناء الاستخدام. إذا استمرّ هذا عند عدم استخدام المنتج، فاطلب المشورة الطبيّة

- قد يحدث إحساس خفيف بالوخز أثناء الاستخدام. خفض شدة التيار الدقيق (المركوكنت) لتخفيف الوخز أو إيقافه
- قد لا تعمل أجهزة المراقبة الإكوتوبية بشكل صحيح أثناء استخدام الجهاز
- لا تستخدم المنتج أبدًا أثناء القيادة أو أثناء تشغيل الآلات الثقيلة
- لا تدخل أي أشياء حادة في فتحات المنتج
- لا يجوز استخدام المنتج إلا مع محوّل أمان منخفض الجهد (SELV)
- لوصف باستخدام مصادر الطاقة القياسية IEC60950 لشحن الجهاز

KO

처음 사용하기 전에 안전 정보를 읽으세요.
두 사용 지침을 모두 보관하세요.

제품 한 눈에 보기

귀하의 제품은 다기능 MicroCurrent 장치입니다. 일주일에 3회까지 사용하는 것이 안전하지만, 하루에 한 번 이상은 사용하지 마세요. 더 자주 사용하지 마세요. 최대의 안전함과 함께 이상적인 결과를 얻으려면 항상 GESKE 앱에서 생성된 개인맞춤 스킨 케어 루틴을 따르세요.

GESKE 앱을 다운로드하고 맞춤형 루틴을 얻으세요.

규격:

재질: ABS, 실리콘, 아연 합금 | 보관 온도: -5 - +60 °C/23 - 140 °F | 배터리: 리튬 이온 3.7V | 배터리 용량: 220mAh | 최대 충전 전류: 220mA | 충전 전압: 5V | 충전 시간: 약 2.5시간 | 작동 시간: 작동시간은 활성화 기술 및 강도에 따라 다릅니다. | 인터페이스: USB | 프로그램: 진동: 3단계 속도, MicroCurrent: 3강도

중요한 안전 관련 정보! 사용하기 전에 읽으세요!

제품은 다음의 조건에서는 사용하기에 적합하지 않습니다.

- 이식된 의료장치 또는 기타 심장박동기와 같은 전자장치가 있는 경우
- 레이저 시술 또는 화학적 박피 후

성형 안전 수술 후

다음과 같은 경우에는 제품이 사용하기에 적합하지 의사의 상담을 받아야 합니다:

- 심장질환이 있는 경우
- 임신한 경우, 임신 중 사용에 대한 안전성이 확립되지 않았습니

사용에 대한 추가 정보:

• 제품은 Microcurrent Facelift 기술을 사용하기 전에 완전히 건조된 상태여야 합니다

- GESKE 세럼과 연결된 경우에만 Microcurrent Facelift 기술을 사용하세요
- Microcurrent 기능을 가습 부위, 눈 주변, 목의 정중앙 라인, 생식기/사타구니 부위 또는 붉고 염증이 있는 피부, 모반, 혈관이 확장된 부위에는 사용하지 않습니다

• Microcurrent의 장기적인 영향에 대해서는 알려진 바가 없습니다.

• 시신경의 자극으로 사용 중에 점막등이 감지될 수 있습니다. 제품을 사용하지 않을 때에도 이러한 현상이 지속되면 의사의 진찰을 받으십시오

• 사용하는 동안 약간의 따끔거림이 있을 수 있습니다. 따끔거림을 줄이거나 없애려면 Microcurrent 강도를 줄입니다

• 장치를 사용하는 동안 전자 모니터링 장치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다

• 운전 중 또는 중장비 조작 중에는 절대 사용하지 않습니다

• 제품 입구에 날카로운 물체를 찌러넣지 않습니다

• 본 제품은 안전특별저압(SELV) 어댑터와 함께 사용해야 합니다

• 표준 IEC60950 전원 공급장치를 사용하여 장치를 충전하는 것이 좋습니다

• 피부에 세균 또는 바이러스 감염이 있는 경우(치료 부위 및 기타 부위) 자극이 있거나 부상 입은 피부 또는 열린 상처(부상 후)에는 제품을 사용하지 않습니다

• 이 제품은 의학적 피부 상태나 질병을 치료하기 위한 것이 아닙니다. 피부질환이나 질병이 있으신 분은 사용 전 피부과 전문의와 상담하십시오

• 1) 비정상적으로 따뜻하거나, 2) 기계적으로 손상 또는 변형, 3) 변색된 경우에는 사용하지 않습니다

• 사용 중 통증 및/또는 불편함이 발생할 경우 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오

• 눈 부위는 매우 민감합니다 이 부위에는 제품이 는꺼풀이나 눈에 닿지 않도록 각별한 주의를 기울이십시오

• 개인맞춤 루틴에서 권장하는 대로만 제품을 사용하십시오

• 위생상의 이유때문에 다른 사람과 제품을 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다

• 본 제품은 얼굴에 화장품용 사용하기 위한 용도입니다. GESKE는 다른 신체 부위에 사용하거나 기타 부적합한 사용, 부적합한 전압원에 연결, 오염된 전도성 액체 또는 불로 인해 발생하는 유해한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다

• 충전하기 전에 항상 플러그와 소켓이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오 그렇지 않으면 감전, 화재 또는 화재가 발생할 수 있습니다 전원 콘센트에 연결한 상태에서 제품을 사용하지 않습니다

TR

ilk kullanımdan önce güvenlik bilgilerini okuyun.
Kullanım için her iki talimatı da saklayın.

Ürününüzü kısa bir bakış

Ürününüz çok işlevli bir MicroCurrent cihazdır. Haftada 3 defaya kadar güvenle kullanabilirsiniz. Ancak ürünü günde bir defadan fazla kullanmayın. Lütfen daha sık kullanmayın. Maksimum güvenlik ve ideal sonuçlar için daha sık GESKE uygulaması tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş Cilt Bakım Rutinini uygulayın.

GESKE uygulamasını indirin ve kişiselleştirilmiş rutininize sahip olun.

ÖZELLİKLER:

Malzemeler: ABS, silikon, çinko alaşımı | **Depolama sıcaklığı:** -5 - +60 °C/ 23 - 140 °F | **Pil:** Li-Iyon 3.7V | **Pil Kapasitesi:** 220 mAh | **Maksimum Şarj Akımı:** 220 mA | **Şarj Voltajı:** 5V | **Şarj Süresi:** yakl. 2.5 saat | **Çalışma Süresi:** Çalışma süresi, etkinleştirilmiş teknolojilere ve yoğunluklara bağlı olarak farklılık gösterir. | **Arayüz:** USB | **Programlar:** Titreşim: 3 hız seviyesi, MicroCurrent: 3 yoğunluk

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!

Ürün aşağıdaki koşullarda kullanıma uygun değildir:

- İmplantle edilmiş bir tıbbi cihazınız veya kalp pili gibi başka bir elektronik cihazınız varsa
- Laser tedavisi veya kimyasal peeling sonrası
- Estetik yüz ameliyatı sonrası

Asağıdaki durumlarda, ürünü kullanmanızı uygun olup olmadığı konusunda bir doktora danışmanız gerekir:

- Kalp hastalığınız varsa
- Hamileyseniz Hamilelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır
- Kullanım hakkında daha fazla bilgi:**
- Mikro Akım Yüz Germe Teknolojisini kullanmadan önce ürün tamamen kuru olmalıdır
- Mikro Akım Yüz Germe Teknolojisi yalnızca GESKE serumu ile birlikte kullanılmalıdır
- Mikro akım işlevini göğüs bölgesinde, göz çevresinde, boyun orta hattında, üreme organları/kasik bölgesinde veya kuzamızı ve iltihaplı ciltte, doğum lekeleri ve genişlemiş kan damarları üzerinde kullanmayın
- Mikro akımın uzun süreli etkileri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
- Optik sinirinin uyarılması sonucunda kullanım sırasında yanıp sönen bir ışık algılanabilir. Ürünü kullanmayı brakmanızın ardından bu durum devam ederse tıbbi yardım alın
- Uygulama sırasında hafif bir karıncalanma hissi oluşabilir. Karıncalanmayı azaltmak veya ortadan kaldırmak için mikro akımın yoğunluğunu azaltın
- Cihaz kullanılırken elektronik izleme cihazları düzgün çalışmayabilir
- Ürünü asla ağır makine sürerken veya çalışırken kullanmayın
- Ürün açıklıklarına keskin nesnelere sokmayın
- Ürün yalnızca güvenli bir ekstra düşük voltaj (SELV) adaptörüne kullanılabilir
- Cihazı şarj etmek için standart IEC60950 güç kaynakları kullanmanızı öneririz
- Ciltte bakteriyel veya viral enfeksiyon olması durumunda (tedavi alanında veya başka bir yerde) ürünü tahriş olmuş veya incinmiş cilt ya da açık yaralardan (her türlü yaralanmadan sonra) kullanmayın
- Bu ürün, tıbbi cilt koşullarını veya hastalıklarını tedavi etmek için tasarlanmamıştır. Tıbbi cilt koşullarınız veya hastalıklarınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce dermatoloğunuzla danışın
- Ürünü 1) alışılmadık derecede sıcaksa, 2) mekanik olarak hasar görmüş veya deforme olmuşsa, 3) rengi değişmişse kullanmayın
- Kullanım sırasında ağrı ve/veya rahatsızlık olursa kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın
- Göz çevresi çok hassastır: Bu alanda ekstra dikkatli olun ve ürünün göz kapaklarına veya gözün kendisine temasından kaçının
- Ürünü yalnızca kişiselleştirilmiş rutininizde önerildiği şekilde kullanın
- Hijyen açısından ürünüünüzü başkalarıyla paylaşmamanızı tavsiye ederiz
- Ürün yüzde kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. GESKE, vücudun diğer bölgelerinde kullanılmadık veya diğer uygunsuz kullanımlardan, uygun olmayan voltaj kaynaklarına bağlandıktan ve kirlenmiş iletken sıvı veya bilyelerden kaynaklanan olası zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez

- Şarj etmeden önce daima fiş ve prizini tamamen kuru olduğundan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. Ürün prize takılıyken kullanılmamalıdır

TH **โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก และเก็บคำแนะนำการใช้ทั้งสองเอาไว้ใช้งาน**

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณคืออุปกรณ์ MicroCurrent อนุประสงค สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ไม่เกินวันและครึ่ง กรุณาอย่าใช้บ่อยกว่านี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามกิจกรรมการดูแลผิวส่วนบุคคลที่สร้างโดยแอล GESKE เสมอ

ความโหลดแแม่ GESKE และรั้งกับวัตรส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลจำเพาะ:

วัสดุ: ABS, ซิลิโคน, โหลผสมสังกะสี | **อุณหภูมิในการเก็บรักษา:** -5 - +60 °เซลเซียส/ 23 - 140 °ฟาเรนไฮต์ | **แบตเตอรี่:** Li-Ion 3.7V | **ความจของแบตเตอรี่:** 220 mAh | **กระแสไฟฟารงสูงสุด:** 220 mA | **แรงดันไฟฟารง:** 5V | **เวลาในการชาร์จ:** ประมาณ 2,5 ชั่วโมง | **เวลาดำเนินการ:** ระยะเวลาการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเทคโนโลยีและความแรงขณะเปิดใช้งาน | **ตัวเชื่อมต่อ:** USB | **โปรแกรม:** การสั่นสะเทือน: ความเร็ว 3 ระดับ | MicroCurrent: ความแรง 3 ระดับ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ! อ่านก่อนใช้!

ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

- หากคุณมีเครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่างกาย หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 - หลังทำเลเซอร์หรือกรอผิวด้วยเคมี
 - หลังทำคีลยกรรมตกแต่งใบหน้า
- ในกรณีต่อไปนี้ จำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสำหรับคุณหรือไม่:**

- หากคุณเป็นโรคหัวใจ
- ในกรณีตั้งครรภ์ ความปลอดภัยในการใช้งานระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน:

- ก่อนใช้เทคโนโลยี Microcurrent Facelift ผลิตภัณฑ์ต้องแห้งสนิทก่อน
- ใช้เทคโนโลยี Microcurrent Facelift กับเซรัมของ GESKE เท่านั้น
- ห้ามใช้ฟังก์ชัน Microcurrent บริเวณหน้าอก รอบดวงตา กึ่งกลางคอ บริเวณเอวระดับเพศชาย/หน้ามับ หรือบนผิวหนังที่มีสีแดงและอักเสบ เนื้อเยื่อปานและหลอดเลือดที่ขยายใหญ่
- ผลระยะยาวของ Microcurrent ไม่เป็นที่ทราบ
- ผลจากการกระตุ้นของเส้นประสาทอาจทำให้เห็นแสงวาบระหว่างการใช้งานได้ หากยังคงมีอาการนี้อยู่เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ปรึกษาแพทย์
- อาจรู้สึกเจ็บแสบเล็กน้อยระหว่างการใช้ ลดความแรงของ Microcurrent เพื่อลดหรือขจัดความรู้สึกเจ็บแสบ
- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจทำงานไม่ถูกต้องในขณะที่กำลังใช้งานอุปกรณ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะขับขีหรือใช้เครื่องจักรหนัก

- ห้ามจับของมีคมเข้าไปในช่องเปิดของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยกับอแดปเตอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ (SELV) เท่านั้น
- เราแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟมาตรฐาน IEC60950 เพื่อชาร์จอุปกรณ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวหนังที่ระคายเคืองหรือได้รับบาดเจ็บ หรือแผลเปิด (หลังจากได้รับบาดเจ็บใดๆ) ในกรณีของการติดเชื้อมดกที่เรียกหรือไวรัสของผิวหนัง (ทั้งในบริเวณที่ทำการรักษาและที่อื่นๆ)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง หากคุณมีอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง กรุณาปรึกษาแพทย์ผิวหนังก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หาก 1) อันตรกิริยา 2) เครื่องเสียงหายหรือผิดปกติ 3) เปลี่ยนสี หากมีอาการปวดและ/หรือรู้สึกไม่สบายระหว่างการใช้ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์
- บริเวณรอบดวงตาอบบางมาก: ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในการสัมผัสกับเปลือกตาหรือดวงตา
- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำในกิจวัตรส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น
- ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับผู้อื่น
- ผลิตภัณฑ์นี้มิได้ไว้สำหรับดูแลความงามบนใบหน้า GESKE จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เป็นอันตรายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานกับส่วนอื่นของร่างกาย หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การปนเปื้อนที่เกิดจากของเหลวหรือก้อนกลม
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปลั๊กและเต้ารับแห้งสนิทก่อนชาร์จ มิฉะนั้น อาจเกิด ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า