

GESKE
GERMAN BEAUTY TECH

Quickstart Guide

www.geske.com



GESKE Beauty Tech GmbH,
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany
info@geske.com, www.geske.com

SmartAppGuided™
Anti-Aging Skin Renewer | 9 in 1

Short Introduction


Scan for the full instructions in your language



GESKE German Beauty Tech App
Available in 45 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.



EN

Read the safety information before first use. Keep both instructions for use.

YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multifunctional beauty device with radio frequency, microcurrent, and LED technology. The two most intensive technologies, radio frequency and microcurrent, can be safely used up to 3 times per week. The LED technology can be used daily. For maximum safety and optimal results, always use your personalized skincare routine, which was created by the GESKE app.

Download the GESKE app and get your personalized routine.

SPECIFICATIONS:

Material: ABS, acrylic, PC, silicone, stainless steel | **Storage Temperature:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | **Battery:** Li-Ion 3.7V | **Battery Capacity:** 1,000 mAh | **Maximum Charging Current:** 730 mA | **Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 3 hours | **Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities | **Interface:** USB | **Programs:** LED Decorative Light: 1 color (White), Vibration: 5 speed levels, RF: 5 intensities, MicroCurrent: 5 intensities, LED Light Technology: 8 colors

IMPORTANT SAFETY INFORMATION! READ BEFORE USE!

- Information on radiofrequency:
- This product uses multipolar radiofrequency, which targets deep layers of the skin and superficial layers of fatty tissues in a non-ablative way, e.g. without damaging the epidermis
- To reduce the risk of potential side-effects and to avoid over-heating or burning of the skin, always keep the device in motion and do not use more frequently than recommended above
- Always start with the lowest intensity and closely monitor your skin's reactions before increasing the intensity level
- Several sessions at a lower intensity provide more substantial effects than a single session with higher intensity
- Consistent use of the device is required to see continuous improvements and results
- Expected side effects:
 - During or shortly after usage you may experience erythema (redness of the skin) and edema (swelling of the skin). Those side-effects are harmless and should disappear within a few hours, at maximum after 24–48 hours after usage.
 - After using the device on your face you may experience headaches which will disappear within 24–48 hours after usage.
 - Unexpected side effects:

• Overtreatment with RF (too often or too intense) may cause depressions on the skin, burnings, scarring, and damages on the fatty tissue or epidermis. To avoid this, only use the device as recommended

• After intensively using the device on your neck, the skin below your ear may feel numb. This rare side effect is temporary, but may take some weeks to completely subside

• Further safety information:

• Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the usage area and elsewhere)

• This product is not intended to treat medical skin conditions or diseases. If you have medical skin conditions or diseases, consult your dermatologist before using this product

• Do not use the product if it is 1) untypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored. Due to RF technology, it is expected that the device becomes warm during usage

• If pain and/or discomfort exceeding the expected side-effects occurs during use, discontinue use and seek medical advice

• The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself

• Only use the product as recommended in your personalized routine

• For hygiene reasons, we recommend you do not share your product with anyone else

• The product is intended for cosmetic use on the face. GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls

• Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet

• The product can emit intense light, avoid applying it in the direction of or near an open eye

The product is not suitable for use under the following conditions:

- If you have an implanted medical device, metal or other electronic device such as a pacemaker
- After laser treatment or chemical peeling
- After facial surgery, both cosmetically and medically indicated
- Do not use if you are known to be hypersensitive to heat (e.g. heat urticaria)
- If a feeling of (too) intense heat occurs during usage, it must be stopped immediately

In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:

- If you have a heart disease
- If you suffer from an autoimmune disease or epilepsy, consult a specialist
- In case of pregnancy. The safety of use during pregnancy has not been established
- In case of anamnestically known, clinically healed Herpes Simplex on the face: In rare cases, the use of an intensive cosmetic device can reactivate a pre-existing Herpes Simplex Infection of the face (especially in the area of the lips)

Further information on use:

- Before using the MicroCurrent Pro Face-Lift Technology and the RF Heated Wavelengths, the product must be completely dry
- Use of the MicroCurrent Pro Face-Lift Technology and the Advanced RF Heated Wavelengths only in combination with the GESKE Hydrating MicroCurrent Gel
- Do not use the MicroCurrent Pro Face-Lift Technology and the Advanced RF Heated Wavelengths on the chest area, around the eyes, throat, genital/groin area, or on red and inflamed skin, over birthmarks and enlarged blood vessels
- Nothing is known about the long-term effects of MicroCurrent and RF
- As a result of stimulation of the optic nerve, a flashing light may be perceived during use. If this persists when not using the product, seek medical advice
- A slight tingling sensation may occur during application. Decrease the intensity of the MicroCurrent or the RF to reduce or eliminate tingling
- Electronic monitoring devices may not function properly while the device is in use
- Never use the product while driving or operating heavy machinery
- Do not poke any sharp objects into the product's openings
- The product may only be used with a safety extra-low voltage (SELV) adapter
- We recommend using standard IEC60335 power supplies to charge the device
- The safety and effectiveness of the product has never been assessed in conjunction with non-GESKE skincare products. We recommend using the product only with our microcurrent products. Use with other products at your own risk
- The recommended frequency of use of the device depends on the technology selected. Radiofrequency should not be used more than three times a week. The other technologies can be used safely up to a maximum of once a day
- You can also use the different technologies one after the other. The Advanced RF Heated Wavelengths should always be used last to avoid skin irritation or injury. Please note that applying several technologies in succession increases the risk of skin irritation such as redness or slight swelling
- For 24 hours after an intensive session with MicroCurrent Pro Face-Lift Technology or Advanced RF Heated Wavelengths, you should avoid cosmetic treatments with other GESKE devices as well as sports and sauna visits. Use sunscreen with a high SPF in the

days following the session

- Keep product out of reach of children



Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionales Beauty-Gerät mit Radiofrequenz, Mikrostrom und LED-Technologie. Die beiden intensivsten Technologien, Radiofrequenz und Mikrostrom können sicher bis zu 3 Mal pro Woche angewendet werden. Die LED-Technologie kann täglich angewendet werden. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse verwende immer Deine personalisierte Hautpflegeroutine, die von der GESKE-App erstellt wurde.

Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

SPEZIFIKATIONEN:

Material: ABS, Acryl, PC, Silikon, Edelstahl | **Lagertemperatur:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | **Batterie:** Li-Ion 3,7V | **Batteriekapazität:** 1,000 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 730 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 3 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungsdauer variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten | **Anschlüsse:** USB | **Programme:** LED-Dekolicht: 1 Farbe (Weiß), Vibration: 5 Geschwindigkeitsstufen, RF: 5 Intensitäten, Mikrostrom: 5 Intensitäten, LED-Licht Technologie: 8 Farben

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER BENUTZUNG LESEN!

- Informationen zu Radiofrequenz:
- Dieses Gerät nutzt multipolare Radiofrequenz, die gezielt auf tiefe Hautschichten und das oberflächliche Fettgewebe in einer nicht-ablativen Weise, d. h. ohne Verletzung der Epidermis, einwirkt
- Um das Risiko möglicher Begleiterscheinungen zu verringern sowie eine Überhitzung oder Verbrennung der Haut zu vermeiden, halte das Gerät immer in Bewegung und verwende es nicht häufiger als oben beschrieben
- Beginne immer mit der niedrigsten Intensität und beobachte die Reaktionen Deiner Haut, bevor Du die Intensität erhöhest
- Mehrere Anwendungen mit geringerer Intensität haben eine stärkere Wirkung als eine einzelne Anwendung mit höherer Intensität
- Um Verbesserungen und sichtbare Ergebnisse zu erzielen, ist eine regelmäßige Anwendung des Geräts erforderlich
- Zu erwartende Begleiterscheinungen:
- Während oder kurz nach der Anwendung können Erytheme (Rötungen der Haut) und

Ödeme (Schwellungen der Haut) auftreten. Diese Begleiterscheinungen sind harmlos und sollten innerhalb weniger Stunden, spätestens aber nach 24-48 Stunden nach der Anwendung abklingen

- Nach der Anwendung des Geräts im Gesicht können Kopfschmerzen auftreten, die innerhalb von 24-48 Stunden nach der Anwendung verschwinden
- Unerwartete Begleiterscheinungen:
 - Eine Überbehandlung mit RF (zu oft oder zu intensiv) kann zu Vertiefungen auf der Haut, Verbrennungen, Narbenbildung, Schäden am Fettgewebe oder an der Epidermis führen. Um das zu vermeiden, verwende das Gerät nur wie empfohlen
 - Nach intensiver Anwendung des Geräts am Hals kannst Du ein Taubheitsgefühl der Haut unter dem Ohr verspüren. Diese seltene Begleiterscheinung ist vorübergehend, es kann jedoch einige Wochen dauern, bis sie vollständig verschwindet
 - Weitere Sicherheitshinweise:
 - Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Anwendungsbereich als auch an anderen Stellen)
 - Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest
 - Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist. Aufgrund der RF-Technologie ist zu erwarten, dass sich das Gerät während des Gebrauchs erwärmt
 - Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, die nicht zu den bekannten Begleiterscheinungen zählen, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
 - Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
 - Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
 - Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen
 - Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßen Gebrauch, Anchluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen
 - Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

• Das Produkt kann intensives Licht emittieren, eine Anwendung in Richtung bzw. in der Nähe des offenen Auges ist unbedingt zu vermeiden

Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt nicht zur Verwendung geeignet:

- Wenn Du ein Medizinprodukt, Metallimplantate oder ein elektronisches Instrument wie einen Herzschrittmacher implantiert hast, Zahimplanate sind davon ausgenommen
- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling
- Nach Gesichtsoperationen, sowohl kosmetisch als auch medizinisch indiziert
- Nicht anwenden bei bekannter Wärmeüberempfindlichkeit (z.B. Wärme-Urticaria)
- Falls bei der Behandlung ein Gefühl von (zu) starker Hitze auftritt muss die Behandlung sofort beendet werden

In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:

- Bei Vorliegen einer Herzerkrankung
- Wenn Du unter einer Autoimmunerkrankungen oder Epilepsie leidest. Konsultiere einen Spezialisten
- Im Falle einer Schwangerschaft. Die Sicherheit der Verwendung während der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen
- Bei anamnestisch bekanntem, klinisch abgeheilten Herpes Simplex im Gesicht: Durch die Anwendung eines intensiven kosmetischen Geräts kann in seltenen Fällen eine vorbestehende Herpes Simplex Infektion des Gesichts (vor allem im Bereich der Lippen) reaktiviert werden

Weitere Hinweise zur Benutzung:

- Vor der Verwendung der MicroCurrent Pro Face-Lift Technology und der Advanced RF Heated Wavelengths muss das Produkt komplett trocken sein
- Verwendung der MicroCurrent Pro Face-Lift Technology und die Advanced RF Heated Wavelengths nur in Verbindung mit dem GESKE MicroCurrent-Gel
- Verwende die MicroCurrent Pro Face-Lift Technology und die Advanced RF Heated Wavelengths nicht im Brustbereich, im Augenbereich, an der Mittellinie des Halses, im Genital- und Hüftbereich, auf geröteter und entzündeter Haut, über Muttermalen und vergrößerten Blutgefäßen
- Über die Langzeitwirkung von Mikrostrom und Radiofrequenz ist nichts bekannt
- Infolge einer Stimulation des Sehnervs könnte es während der Anwendung zur Wahrnehmung eines Blinklichts kommen. Sollte dieses auch ohne Verwendung des Produkts bestehen, konsultiere einen Arzt
- Während der Anwendung kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Verringere die Intensität des Mikrostroms oder der Radiofrequenz, um das Kribbeln zu reduzieren oder zu beseitigen
- Während der Verwendung des Geräts funktionieren elektronische Überwachungsgeräte

eventuell nicht ordnungsgemäß

- Das Produkt ist niemals zu verwenden, während Du fährst oder schwere Maschinen bedienst
- Es dürfen keine spitzen Gegenstände in die Öffnungen des Produkts gestochen werden
- Das Produkt darf nur mit einem Adapter für Sicherheitskleinspannung (SELV) verwendet werden
- Wir empfehlen, zum Laden des Gerätes IEC60335-Standard-Netzteile zu verwenden
- Die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts wurde nie in Verbindung mit Nicht-GESKE-Hautpflegeprodukten untersucht. Wir empfehlen, das Gerät nur mit den MicroCurrent-Produkten von GESKE zu nutzen. Eine Verwendung mit anderen Produkten geschieht auf eigenes Risiko
- Die empfohlene Anwendungshäufigkeit des Gerätes hängt von der ausgewählten Technologie ab. Radiofrequenz solltest Du nicht häufiger als dreimal pro Woche anwenden. Die anderen Technologien können dagegen sicher bis zu maximal einmal täglich verwendet werden
- Du kannst die verschiedenen Technologien auch nacheinander verwenden. Die Advanced RF Heated Wavelengths sollten immer zum Schluss genutzt werden, damit es nicht zu Hautreizzungen oder Verletzungen kommt. Bitte beachte, dass bei der Anwendung mehrerer Technologien nacheinander das Risiko für Hautirritationen wie Rötungen oder leichte Schwellungen steigt
- 24 Stunden nach einer intensiven Anwendung mit der MicroCurrent Pro Face-Lift Technology oder den Advanced RF Heated Wavelengths solltest Du kosmetische Anwendungen mit anderen GESKE-Geräten sowie Sport und Sauna-Besuche meiden. Verwende in den Tagen nach der Anwendung Sonnencreme mit hohem LSF
- Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

UN VISTAZO A SU PRODUCTO

Tu producto es un dispositivo de belleza multifuncional con tecnología de radiofrecuencia, microcorrientes y LED. Las dos tecnologías más intensas, la radiofrecuencia y las microcorrientes, pueden usarse de forma segura hasta 3 veces por semana. La tecnología LED puede utilizarse diariamente. Para máxima seguridad y obtener resultados óptimos, sigue siempre tu rutina de cuidado de la piel personalizada, creada por la app de GESKE.

Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

ESPECIFICACIONES:

Material: ABS, acrílico, policarbonato, silicona, acero inoxidable | **Temperatura de almacenamiento:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | **Batería:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidad de batería:** 1000 mAh | **Corriente de carga máxima:** 730 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 3 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas | **Interfaz:** USB | **Programas:** Luz decorativa LED: 1 tono (blanco), Vibración: 5 niveles de velocidad, RF: 5 intensidades, Microcorriente: 5 intensidades, Tecnología de luz LED: 8 colores

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR!

- Información sobre la radiofrecuencia:
 - Este producto utiliza radiofrecuencia multipolar que actúa sobre las capas profundas de la piel y las capas superficiales de los tejidos grasos de manera no ablativa, es decir, sin dañar la epidermis.
 - Para reducir el riesgo de posibles efectos secundarios, mantén siempre el dispositivo en movimiento para evitar el sobrecalentamiento o quemaduras en la piel y no lo uses con más frecuencia de la recomendada.
 - Comienza siempre con la intensidad más baja y observa de cerca las reacciones de tu piel antes de aumentar el nivel de intensidad.
 - Varias sesiones a una intensidad más baja proporcionan efectos más significativos que una sola sesión a mayor intensidad.
 - El uso constante del dispositivo es necesario para observar mejoras y resultados continuos.
- Efectos secundarios esperados:
 - Durante o poco después de usarlo, puedes experimentar eritema (enrojecimiento de la piel) y edema (hinchazón de la piel). Estos efectos secundarios son inofensivos y deberían desaparecer en unas pocas horas, como máximo entre 24 y 48 horas después del uso.
 - Después de usar el dispositivo en el rostro, puedes experimentar dolores de cabeza que desaparecerán en 24-48 horas después del uso.
 - Efectos secundarios inesperados:
 - Un tratamiento excesivo con RF (demasiado frecuente o demasiado intenso) puede causar depresiones en la piel, quemaduras, cicatrices, daños en el tejido graso o en la epidermis. Para evitar esto, usa el dispositivo solo según lo recomendado.
 - Después de usar intensamente el dispositivo en el cuello, puedes sentir entumecimiento en la piel bajo la oreja. Este raro efecto secundario es temporal, pero puede tardar algunas semanas en desaparecer por completo.
 - Más información sobre seguridad:
 - No utilizar el producto sobre la piel irritada o lesionada o sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), sobre infecciones cutáneas por bacterias o virus (tanto en la

zona de tratamiento como en otros lugares)

- Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padeces alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto
- No uses el producto si está 1) inusualmente caliente, 2) dañado o deformado mecánicamente, 3) decolorado. Debido a la tecnología RF, es normal que el dispositivo se caliente durante el uso
- Si durante el uso experimentas dolor y/o molestias que excedan los efectos secundarios esperados, interrumpe su uso y consulta a un médico
- La zona de los ojos es muy delicada: Tenga especial cuidado en esta zona y evite el contacto del producto con los párpados o el propio ojo
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de su rutina personalizada
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta el dispositivo con otras personas
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente.
- El dispositivo puede emitir una luz intensa, por lo que debe evitarse a toda costa su uso cerca de los ojos

No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:

- Si tienes un dispositivo médico implantado, metal u otro dispositivo electrónico, como un marcapasos
- Después de un tratamiento con láser o un peeling químico
- Indicado estética y médica tras una cirugía facial
- No utilizar el dispositivo si se sabe que padece hipersensibilidad al calor (por ejemplo, urticaria por calor)
- Si aparece una sensación de calor (excesivo) durante el tratamiento, deberá interrumpir el tratamiento de inmediato

En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:

- Si tiene una enfermedad del corazón
- Si tienes una enfermedad autoinmune o epilepsia, consulta con un especialista
- En caso de embarazo. No se ha demostrado la seguridad de uso del aparato durante el embarazo
- Si tienes antecedentes de Herpes Simplex clínicamente curado en el rostro, en raras ocasiones, el uso de un dispositivo cosmético intensivo podría reactivar la infección preexistente de Herpes Simplex (especialmente en la zona de los labios).

Otras indicaciones de uso:

- Antes de usar la MicroCurrent Pro Face-Lift Technology y las Advanced RF Heated Wavelengths, asegúrate de que el producto esté completamente seco
- Utiliza la MicroCurrent Pro Face-Lift Technology y las Advanced RF Heated Wavelengths únicamente en combinación con el Gel microcorrientes hidratante de GESKE
- No utilices la MicroCurrent Pro Face-Lift Technology ni las Advanced RF Heated Wavelengths en el pecho, alrededor de los ojos, garganta, zona genital/inguinal, ni en la piel roja e inflamada, lunares o vasos sanguíneos dilatados
- Se desconocen los efectos a largo plazo de las microcorrientes y la RF
- Debido a la estimulación del nervio óptico, es posible que se perciba una luz intermitente durante su uso. En caso de que esto persista incluso sin utilizar el dispositivo, consulte a su médico
- Durante la aplicación, podrías sentir una ligera sensación de hormigueo. Reduce la intensidad de las microcorrientes o la RF para disminuir o eliminar esta sensación
- Durante el uso del aparato, es posible que los aparatos de monitorización electrónica no funcionen correctamente
- No utilice nunca el aparato mientras esté conduciendo o manejando maquinaria pesada
- No introduzca ningún objeto afilado en las aberturas del dispositivo
- El aparato solo puede usarse con un adaptador de tensión extra baja de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés)
- Se recomienda utilizar fuentes de alimentación estándar IEC60335 para cargar el dispositivo
- La seguridad y efectividad del producto no han sido evaluadas con productos de cuidado de la piel que no sean de GESKE. Recomendamos usar el producto solo con nuestros productos de microcorrientes. El uso con otros productos es bajo tu responsabilidad
- La frecuencia de uso recomendada del dispositivo depende de la tecnología seleccionada. La radiofrecuencia no debe usarse más de tres veces por semana. Las otras tecnologías pueden usarse de manera segura hasta un máximo de una vez al día
- También puedes usar las diferentes tecnologías una tras otra. Es importante que las Advanced RF Heated Wavelengths se utilicen siempre al final para evitar irritaciones o lesiones en la piel. Ten en cuenta que aplicar varias tecnologías sucesivamente aumenta el

riesgo de irritación, como enrojecimiento o hinchazón leve.

- Durante 24 horas después de una sesión intensiva con MicroCurrent Pro Face-Lift Technology o Advanced RF Heated Wavelengths, evita tratamientos cosméticos con otros dispositivos GESKE, así como la práctica de deportes y visitas a la sauna. Usa protector solar con un alto factor de protección solar en los días siguientes a la sesión.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.

FR **Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.**

VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Votre produit est un appareil de beauté multifonctionnel avec technologie de radiofréquence, microcourant et LED. Les technologies de radiofréquence et de microcourant peuvent être utilisées en toute sécurité jusqu'à trois fois par semaine. La technologie LED peut être utilisée quotidiennement. Pour une sécurité maximale et des résultats optimaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée, créée par l'application GESKE.

Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES:

Matériau: ABS, acrylique, PC, silicone, acier inoxydable | **Température de stockage:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | **Batterie :** Li-Ion 3,7V | **Capacité de la batterie :** 1000 mAh | **Courant de charge maximal :** 730 mA | **Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 3 heures |

Temps de fonctionnement: Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées | **Interface :** USB | **Programmes :** Lumière décorative LED : 1 couleur (Blanc), Vibrations : 5 niveaux de vitesse, RF : 5 intensités, Micro-courant : 5 intensités, Technologie de lumière LED : 8 couleurs

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !

- Informations sur la radiofréquence :
- Ce produit utilise une radiofréquence multipolaire qui cible les couches profondes de la peau et les tissus adipeux superficiels de manière non ablative, c'est-à-dire sans endommager l'épiderme.
- Pour minimiser les risques d'effets secondaires, maintenez toujours l'appareil en mouvement pour éviter la surchauffe ou les brûlures de la peau. Ne l'utilisez pas plus fréquemment que recommandé.
- Commencez toujours par l'intensité la plus faible et surveillez de près les réactions de votre peau avant d'augmenter le niveau d'intensité.
- Plusieurs Sessions à une intensité plus faible offrent des résultats plus durables qu'une

seule Session à haute intensité.

- Pour voir des améliorations continues, une utilisation régulière de l'appareil est nécessaire.
- Effets secondaires attendus :
- Pendant ou peu de temps après l'utilisation, vous pouvez ressentir un érythème (rougeur de la peau) et un œdème (gonflement de la peau). Ces effets secondaires sont sans danger et devraient disparaître en quelques heures, ou au maximum après 24 à 48 heures.
- Après avoir utilisé l'appareil sur le visage, vous pouvez ressentir des maux de tête qui s'atténuent dans les 24 à 48 heures suivant l'utilisation.
- Effets secondaires inattendus :
- Un usage excessif de la radiofréquence (trop fréquent ou trop intense) peut provoquer des dépressions cutanées, des brûlures, des cicatrices, des dommages aux tissus adipeux ou à l'épiderme. Pour éviter cela, utilisez l'appareil uniquement comme recommandé.
- Après une utilisation intensive de l'appareil sur votre cou, vous pouvez ressentir un engourdissement de la peau sous votre oreille. Cet effet secondaire rare est temporaire, mais peut prendre quelques semaines avant de disparaître complètement.
- Autres informations de sécurité :
- Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou en cas de plaies ouvertes (tout type de blessure), d'infections bactériennes ou virales de la peau (à la fois sur la zone de traitement et ailleurs).
- Ce produit n'est pas destiné au traitement d'affections cutanées ou de maladies. Si vous souffrez d'affections cutanées ou de maladies, consultez votre dermatologue avant d'utiliser ce produit.
- N'utilisez pas le produit s'il est : 1) anormalement chaud, 2) mécaniquement endommagé ou déformé, 3) décoloré. En raison de la technologie RF, il est normal que l'appareil devienne chaud pendant l'utilisation.
- Si vous ressentez une douleur et/ou un inconfort au-delà des effets secondaires attendus pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un médecin.
- Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudent·e et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes
- Le produit est destiné à une utilisation cosmétique sur le visage. GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences néfastes résultant d'une application sur d'autres parties du corps ou d'une autre utilisation non conforme, d'un raccordement à des sources de tension inappropriées, de billes ou d'un liquide conducteurs souillés
- Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter.

Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant

- Le produit peut émettre une lumière intense, il faut absolument éviter de l'utiliser en direction ou à proximité de l'œil ouvert

Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :

- Si vous avez un appareil médical implanté, métal ou un autre appareil électronique tel qu'un pacemaker
- Après traitement au laser ou peeling chimique
- Indiqué après une chirurgie faciale, à la fois d'un point de vue cosmétique et médical.
- Ne pas utiliser si vous êtes hypersensible à la chaleur (par ex., urticaire à la chaleur)
- Si une sensation de chaleur (trop) intense survient pendant le traitement, le traitement doit être arrêté immédiatement

Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :

- Si vous avez une maladie cardiaque
- Si vous souffrez d'une maladie auto-immune ou d'épilepsie, consultez un spécialiste.
- En cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie
- En cas d'antécédent connu et cliniquement guéri d'hépès simplex sur le visage : Dans de rares cas, l'utilisation d'un appareil cosmétique intensif peut réactiver une infection préexistante d'hépès simplex sur le visage, notamment au niveau des lèvres

Informations complémentaires sur l'utilisation :

- Avant d'utiliser la MicroCurrent Pro Face-Lift Technology et les Advanced RF Heated Wavelengths, assurez-vous que le produit est totalement sec.
- La MicroCurrent Pro Face-Lift Technology et les Advanced RF Heated Wavelengths doivent être utilisés exclusivement avec le Gel hydratant MicroCurrent GESKE.
- N'appliquez pas la MicroCurrent Pro Face-Lift Technology et les Advanced RF Heated Wavelengths sur la poitrine, autour des yeux, la gorge, les zones génitales, ou sur une peau rouge et irritée, des taches de naissance ou des vaisseaux sanguins dilatés.
- Les effets à long terme du Microcourant et des RF restent inconnus.
- Suite à la stimulation du nerf optique, une lumière clignotante peut être perçue lors de l'utilisation. Si cela persiste sans utiliser le produit, consultez un médecin
- Une légère sensation de picotement peut survenir pendant l'application. Réduisez l'intensité du Microcourant ou des RF pour atténuer ou éliminer cette sensation.
- Les dispositifs électroniques de surveillance peuvent ne pas fonctionner correctement pendant l'utilisation de l'appareil
- N'utilisez jamais le produit en conduisant ou en utilisant des machines lourdes
- Ne pas enfoncez d'objets pointus dans les ouvertures du produit
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec un adaptateur pour très basse tension de sécurité

(SELV)

- Nous vous recommandons d'utiliser des alimentations standard IEC60335 pour charger l'appareil
- La sécurité et l'efficacité du produit n'ont pas été évaluées avec des produits de soins de la peau non-GESKE. Nous recommandons de l'utiliser uniquement avec nos produits Microcourant. L'utilisation avec d'autres produits se fait à vos risques et périls.
- La fréquence d'utilisation recommandée de l'appareil dépend de la technologie choisie. La radiofréquence ne doit pas être utilisée plus de trois fois par semaine. Les autres technologies peuvent être utilisées en toute sécurité jusqu'à une fois par jour maximum.
- Vous pouvez aussi utiliser les différentes technologies l'une après l'autre. Les Advanced RF Heated Wavelengths doivent toujours être utilisées en dernier pour éviter les irritations ou blessures cutanées. Sachez que l'application successive de plusieurs technologies augmente le risque d'irritations, comme des rougeurs ou un léger gonflement.
- Pendant 24 heures après une session intensive avec la MicroCurrent Pro Face-Lift Technology ou les Advanced RF Heated Wavelengths, évitez les traitements cosmétiques avec d'autres appareils GESKE ainsi que le sport et les visites au sauna. Utilisez une crème solaire avec un indice de protection élevé dans les jours qui suivent la session.
- Gardez le produit hors de portée des enfants



Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarda ambas as instruções de utilização.

O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O teu produto é um dispositivo de beleza multifuncional com tecnologia de radiofreqüência, microcorrente e LED. As duas tecnologias mais intensas, a radiofreqüência e a microcorrente, podem ser usadas com segurança até 3 vezes por semana. A tecnologia LED pode ser usada diariamente. Para máxima segurança e resultados ótimos, utiliza sempre a tua rotina de cuidados com a pele personalizada, que foi criada pela aplicação GESKE.

Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.

ESPECIFICAÇÕES:

Material: ABS, acrílico, PC, silicone, aço inoxidável | **Temperatura de armazenamento:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 1.000 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 730 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 3 horas | **Tempo operacional:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas | **Interface:** USB | **Programas:** Luz

Decorativa LED: 1 cor (Branca), Vibração: 5 níveis de velocidade, RF: 5 intensidades, Microcorrente: 5 intensidades, Tecnologia de luz LED: 8 cores

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES! LER ANTES DE UTILIZAR!

- Informações sobre radiofrequência:

- Este produto utiliza radiofrequência multipolar que atua nas camadas profundas da pele e nas camadas superficiais de tecido adiposo de forma não ablativa, ou seja, sem danificar a epiderme.
- Para reduzir o risco de potenciais efeitos secundários, mantenha sempre o dispositivo em movimento para evitar sobreaquecimento ou queimaduras na pele e não o utilize com maior frequência do que a indicada.
- Comece sempre com a intensidade mais baixa e observe atentamente as reações da sua pele antes de aumentar o nível de intensidade.
- Várias sessões com menor intensidade proporcionam efeitos mais significativos do que uma única sessão com maior intensidade.
- A utilização regular do dispositivo é necessária para ver melhorias constantes e resultados.

- Efeitos secundários esperados:

- Durante ou logo após o uso, pode surgir eritema (vermelhidão da pele) e edema (inchado da pele). Esses efeitos secundários são inofensivos e devem desaparecer dentro de algumas horas, no máximo 24-48 horas após o uso.
- Após usar o dispositivo no rosto, podem ocorrer dores de cabeça que desaparecerão dentro de 24-48 horas.

- Efeitos secundários inesperados:

- O uso excessivo de radiofrequência (demasiado frequente ou intensa) pode causar depressões na pele, queimaduras, cicatrizes, danos no tecido adiposo ou na epiderme. Para evitar isso, utilize o dispositivo apenas conforme recomendado.
- Após o uso intenso do dispositivo no pescoço, pode sentir dormência na pele abaixo da orelha. Este efeito secundário raro é temporário, mas pode levar algumas semanas para desaparecer completamente.
- Outras informações de segurança:
 - Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infecções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)
 - Este produto não se destina a tratar doenças ou condições médicas cutâneas. Se tiver condições médicas cutâneas, consulte o seu dermatologista antes de usar este produto
 - Não use o produto se 1) estiver anormalmente quente, 2) estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3) estiver descolorido. Devido à tecnologia de radiofrequência, é

esperado que o dispositivo aqueça durante o uso

- Se a dor e/ou desconforto excederem os efeitos secundários esperados, interrompa o uso e procure aconselhamento médico
- O contorno dos olhos é uma zona muito sensível! Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utilize o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto. A GESKE não se responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferas
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada
- O produto pode emitir luz intensa. Evita aplicá-lo na direção ou próximo do olho aberto

O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:

- Se tiver um dispositivo médico implantado, metal ou outro dispositivo eletrónico como um pacemaker
- Após tratamentos a laser ou peelings químicos
- Após cirurgia facial, por indicação médica e cosmética
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade ao calor (por exemplo, urticária colinérgica)
- Se ocorrer uma sensação de calor (demasiado) intenso durante o tratamento, este deve ser interrompido imediatamente

Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:

- Se a pessoa tiver uma doença cardíaca
- Se sofre de uma doença autoimune ou epilepsia, consulta um especialista
- Em caso de gravidez. A segurança da utilização durante a gravidez não foi demonstrada
- No caso de Herpes Simplex no rosto anteriormente diagnosticado e clinicamente curado: Em casos raros, o uso de um dispositivo cosmético intenso pode reativar uma infecção existente de Herpes Simplex no rosto (especialmente na área dos lábios)

Outras informações sobre a utilização:

- Antes de usares a MicroCurrent Pro Face-Lift Technology e as RF Heated Wavelengths, certifica-te que o produto está completamente seco
- A MicroCurrent Pro Face-Lift Technology e as Advanced RF Heated Wavelengths devem ser utilizadas apenas em combinação com o Gel hidratante MicroCurrent da GESKE
- Evita usar a MicroCurrent Pro Face-Lift Technology e as Advanced RF Heated

Wavelengths na zona do peito, ao redor dos olhos, na garganta, área genital/virilha, ou em pele vermelha e inflamada, sobre sinais de nascença e veias salientes

- Os efeitos a longo prazo da Microcorrente e RF são desconhecidos
- Como resultado da estimulação do nervo ótico, pode ser percecionada uma luz intermitente durante a utilização. Se isso persistir após a interrupção da utilização do produto, consulta um médico
- Uma ligeira sensação de formigueiro pode ocorrer durante a aplicação. Reduz a intensidade da Microcorrente da RF para diminuir ou eliminar o formigueiro
- Os dispositivos de monitorização eletrónicos podem não funcionar corretamente durante a utilização do dispositivo
- Nunca utilizar o produto durante a condução de veículos ou a operação de máquinas pesadas
- Não inserir objetos pontiagudos nas aberturas do produto
- O produto só pode ser utilizado com um adaptador de tensão extrema inferior de segurança (SELV)
- Para carregamento do dispositivo, recomendamos a utilização de fontes de alimentação normalizadas IEC60335
- A segurança e eficácia do produto nunca foram avaliadas em conjunto com produtos de cuidados com a pele não GESKE. Recomendamos utilizar o dispositivo apenas com os nossos produtos de microcorrente. O uso de outros produtos é por tua conta e risco
- A frequência recomendada de uso do dispositivo depende da tecnologia selecionada. A rádiofrequência não deve ser usada mais de três vezes por semana. As outras tecnologias podem ser usadas com segurança até um máximo de uma vez por dia
- Também podes usar as diferentes tecnologias uma após a outra. As Advanced RF Heated Wavelengths devem ser sempre usadas por último para evitar irritações ou lesões na pele. Nota que a aplicação de várias tecnologias seguidas aumenta o risco de irritação, como vermelhidão ou ligeiro inchão.
- Durante 24 horas após uma Sessão intensiva com MicroCurrent Pro Face-Lift Technology ou Advanced RF Heated Wavelengths, deves evitar tratamentos com outros dispositivos GESKE, bem como a prática de desporto e visitas à sauna. Usa protetor solar com SPF elevado nos dias seguintes à Sessão.
- Mantém o Produto fora do alcance das crianças

RU

Обязательно ознакомься с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Ваш продукт — это многофункциональное устройство с радиочастотной терапией, микротоками и LED-технологией. Радиочастотную и микротоковую терапию можно безопасно использовать до трех раз в неделю. LED-технологию можно применять ежедневно. Для максимальной безопасности и отличных результатов всегда следуйте персональной программе ухода за кожей, созданной приложением GESKE.

Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС, акрил, поликарбонат, силикон, нержавеющая сталь | **Температура хранения:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | **Батарея:** литий-ионная 3,7 В | **Емкость батареи:** 1 000 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 730mA | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прибл. 3 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности | **Интерфейс:** USB | **Программы:** Декоративный LED светильник: 1 цвет (белый), вибрация: 5 уровней скорости, РЧ: 5 уровней интенсивности, Микроток: 5 уровней интенсивности, LED-терапия: 8 цветов

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

- Информация о радиочастотах:
- Этот продукт использует мультиполарную радиочастотную технологию, которая целенаправленно воздействует на глубокие слои кожи и поверхностные жировые ткани, не повреждая эпидермис.
- Чтобы снизить риск возможных побочных эффектов, всегда держи устройство в движении, чтобы избежать перегрева или ожогов кожи, и не используй его чаще, чем указано выше.
- Всегда начинай с самого низкого уровня интенсивности и внимательно следи за реакцией кожи, прежде чем повышать интенсивность.
- Несколько процедур с низким уровнем интенсивности дают более значительный эффект, чем одна процедура с высоким уровнем интенсивности.
- Для достижения устойчивых результатов необходимо регулярно пользоваться устройством.
- Ожидаемые побочные эффекты:
- Во время или сразу после использования ты можешь столкнуться с покраснением и отеком кожи. Эти побочные эффекты безвредны и обычно проходят в течение нескольких часов, максимум через 24-48 часов после использования.
- После использования устройства на лице возможны головные боли, которые

пройдут в течение 24-48 часов.

- Неожиданные побочные эффекты:
- Чрезмерное использование радиочастот (слишком часто или слишком интенсивно) может привести к вмятинам на коже, ожогам, рубцам и повреждениям жировой ткани или эпидермиса. Чтобы этого избежать, используй устройство только согласно рекомендациям.
- После интенсивного использования устройства на шее возможно временное онемение кожи под ухом. Этот редкий побочный эффект временный, хотя его устранение может занять несколько недель.
- Дополнительная информация по безопасности:
- Не используй изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травмы любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)
- Это средство не предназначено для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. Если у тебя есть проблемы с кожей или кожные заболевания, проконсультируйся с дерматологом перед использованием этого средства
- Не используй продукт, если он 1) необычно теплый, 2) механически поврежден или деформирован, 3) изменил цвет. Из-за радиочастотной технологии ожидается, что устройство будет нагреваться во время использования.
- Если боль и (или) дискомфорт превышают ожидаемые побочные эффекты, прекрати использование и обратись за медицинской консультацией.
- Область вокруг глаз очень чувствительна. Проявляй осторожность и избегай контакта изделия с веками или глазом
- Используй изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими
- Изделие предназначено для косметического использования на лице. Компания GESKE не несет ответственности за какие-либо вредные последствия, связанные с использованием изделия на других частях тела или использованием не по назначению, подключением изделия к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкостью или шариками
- Всегда проверяй, чтобы вилка и розетка были полностью сухими перед зарядкой. В противном случае возможны поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание. Изделие нельзя использовать, пока оно подключено к розетке
- Изделие может излучать интенсивный свет. Не используй в направлении или рядом с открытым глазом

Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:

- Если у вас есть имплантированное медицинское устройство, металлические элементы или другое электронное устройство, например, кардиостимулятор
- После лазерной терапии или химического пилинга
- После операции на лице по косметическим и медицинским показаниям
- Если у тебя диагностирована повышенная чувствительность к теплу (например, тепловая крапивница)
- Если во время терапии возникает ощущение (слишком) сильного жара, ее следует немедленно прекратить

В следующих случаях необходима консультация с врачом относительно того, подходит ли тебе данное изделие:

- Если у тебя болезнь сердца
- Если у вас есть аутоиммунное заболевание или эpileпсия, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- В случае беременности. Безопасность применения при беременности не установлена
- Если в анамнезе был герпес на лице и он клинически извлечен, то в редких случаях при использовании интенсивного косметического устройства может произойти рецидив инфекции герпеса на лице (особенно в области губ).

Дополнительная информация по использованию:

- Перед использованием технологий MicroCurrent Pro Face-Lift Technology и Advanced RF Heated Wavelengths убедитесь, что кожа полностью сухая.
- Применяйте технологии MicroCurrent Pro Face-Lift Technology и Advanced RF Heated Wavelengths только в сочетании с увлажняющим микротоковым гелем GESKE.
- Не используйте технологии MicroCurrent Pro Face-Lift Technology и Advanced RF Heated Wavelengths на области груди, вокруг глаз, на шее, в зоне гениталий или паха, а также на воспаленной, покрасневшей коже, родинках или расширенных кровеносных сосудах.
- О длительных последствиях использования микротоков и радиочастот пока ничего неизвестно.
- В результате стимуляции зрительного нерва во время использования может возникнуть ощущение мигающего света. Если это ощущение сохраняется после использования изделия, обратись к врачу
- Во время процедуры возможно легкое покалывание. Чтобы уменьшить это ощущение, понизьте интенсивность микротоков или радиочастот
- Электронные контрольные приборы могут не работать должным образом во время использования изделия
- Не используй изделие во время вождения или работы с тяжелой техникой
- Не вставляй острые предметы в отверстия изделия

- Изделие можно использовать только с адаптером безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)
- Рекомендуем использовать стандартные блоки питания IEC60335 для зарядки изделия
- Безопасность и эффективность продукта в сочетании с некосметическими средствами по уходу за кожей не были оценены. Рекомендуем использовать продукт только с микротоковыми средствами GESKE. Использование с другими продуктами — на ваш страх и риск.
- Рекомендуемая частота использования устройства зависит от выбранной технологии. Родничастоту не следует использовать более трех раз в неделю, а другие технологии можно безопасно применять до одного раза в день.
- Вы также можете применять разные технологии одну за другой. Однако, Advanced RF Heated Wavelengths всегда должны использоваться последними, чтобы избежать раздражения или повреждения кожи. Обратите внимание, что последовательное применение нескольких технологий увеличивает риск раздражения кожи, такого как покраснение или легкая припухлость.
- В течение 24 часов после интенсивной процедуры с MicroCurrent Pro Face-Lift Technology или Advanced RF Heated Wavelengths следует избегать косметических процедур с другими устройствами GESKE, а также занятий спортом и посещения сауны. В последующие дни обязательно используйте солнцезащитный крем с высоким SPF.
- Храните продукт в недоступном для детей месте.



Leggere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare entrambe le istruzioni per l'uso.

PANORAMICA DEL TUO PRODOTTO

Il tuo prodotto è un dispositivo di bellezza multifunzionale con tecnologia a radiofrequenza, microcorrente e LED. Le tecnologie più intensive, radiofrequenza e microcorrente, possono essere utilizzate in sicurezza fino a 3 volte a settimana. La tecnologia LED può essere utilizzata quotidianamente. Per la massima sicurezza e risultati ottimali, seguì sempre la tua Routine di skincare personalizzata creata dall'App GESKE.

Scarica l'app GESKE e trova la tua routine personalizzata.

SPECIFICHE:

Materiale: ABS, acrilico, PC, silicone, acciaio inossidabile | **Temperatura di conservazione:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | **Batteria:** ioni 3,7V | **Capacità della batteria:** 1.000 mAh |

Corrente di carica massima: 730 mA | **Tensione di carica:** 5V | **Tempo di ricarica:** ca. 3 ore | **Tempo di operatività:** il tempo di funzionamento varia a seconda delle tecnologie e delle intensità attivate | **Interfaccia:** USB | **Programmi:** Luce Decorativa a LED: 1 colore (Bianco), Vibrazione: 5 livelli di velocità, RF: 5 intensità, Microcorrente, 5 intensità, Tecnologia a luce LED: 8 colori.

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA! LEGGERE PRIMA DELL'USO!

- Informazioni sulla radiofrequenza:
- Questo Prodotto utilizza la radiofrequenza multipolare che agisce in profondità nella pelle e negli strati superficiali dei tessuti adiposi in modo non ablativo, ossia senza danneggiare l'epidermide.
- Per ridurre il rischio di effetti collaterali, mantieni sempre il Dispositivo in movimento per evitare surriscaldamenti o ustioni della pelle e non usarlo più frequentemente di quanto indicato.
- Inizia sempre con la minima intensità e monitora attentamente le reazioni della tua pelle prima di aumentare il livello.
- Diverse Sessioni a bassa intensità offrono risultati più significativi rispetto a una singola Sessione ad alta intensità.
- L'uso costante del Dispositivo è essenziale per ottenere miglioramenti continui e risultati visibili.
- Effetti collaterali attesi:
 - Durante o poco dopo l'uso, potresti notare eritema (rossore) e edema (gonfiore). Questi effetti sono innocui e dovrebbero scomparire entro poche ore, al massimo entro 24-48 ore dall'uso.
 - Dopo aver usato il Dispositivo sul viso, potresti avere mal di testa, che scomparirà entro 24-48 ore.
 - Effetti collaterali imprevisti:
 - Un uso eccessivo della RF (troppo frequente o troppo intenso) può causare depressioni della pelle, ustioni, cicatrici, danni ai tessuti adiposi o all'epidermide. Per evitare ciò, seguì sempre le raccomandazioni d'uso.
 - Dopo un uso intensivo del Dispositivo sul collo, potresti avvertire un intorpidimento della pelle sotto l'orecchio. Questo raro effetto collaterale è temporaneo, ma potrebbe richiedere qualche settimana per scomparire del tutto.
 - Ulteriori informazioni sulla sicurezza:
 - Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesa o ferite aperte (dopo qualsiasi tipo di infortunio), infezioni batteriche o virali della pelle (sia nell'area da trattare che altre)
 - Questo prodotto non è destinato al trattamento di patologie o disturbi della pelle. Se hai una patologie o un disturbo della pelle, consulta il tuo dermatologo prima di utilizzare questo prodotto

- Non utilizzare il Prodotto se è 1) insolitamente caldo, 2) danneggiato o deformato, 3) colorito. A causa della tecnologia RF è normale che il Dispositivo si riscaldi durante l'uso.
- Se durante l'uso avverti dolore e/o disagio superiori agli effetti collaterali previsti, interrompi l'uso e consulta un medico.
- Il contorno occhi è molto sensibile: presta la massima attenzione ed evita qualsiasi contatto del prodotto con le palpebre o l'occhio stesso
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sul viso, GESKE non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo o da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttori contaminati
- Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente
- Il prodotto può emettere luce intensa, evitare di applicarlo in direzione o in prossimità dell'occhio aperto

Il prodotto non è idoneo all'uso nelle seguenti condizioni:

- Se hai un dispositivo medico impiantato, metallo o altri dispositivi elettronici come un pacemaker
- Dopo trattamento laser o peeling chimico
- Dopo chirurgia facciale, di natura sia estetica che medica
- Non usare in caso di ipersensibilità nota al calore (es. urticaria da calore)
- Se durante il trattamento si manifesta una sensazione di calore (troppo) intenso, il trattamento deve essere interrotto immediatamente

Nei seguenti casi, è necessario consultare il medico per verificare se il prodotto sia adatto all'uso:

- In presenza di malattie cardiache
- Se soffri di una malattia autoimmune o di epilessia, consulta uno specialista
- In caso di gravidanza La sicurezza d'uso durante la gravidanza non è stata dimostrata
- Nel caso di Herpes Simplex anamnestico, clinicamente guarito, sul viso: in rari casi, l'uso di un dispositivo cosmetico intensivo può riattivare un'infezione preesistente di Herpes Simplex sul viso (soprattutto nella zona delle labbra).

Ulteriori avvertenze sull'uso:

- Prima di utilizzare la MicroCurrent Pro Face-Lift Technology e le Advanced RF Heated Wavelengths, assicurati che il prodotto sia completamente asciutto
- Utilizzare la MicroCurrent Pro Face-Lift Technology e le Advanced RF Heated Wavelengths solo in combinazione con il Gel microcorrente idratante GESKE

- Non utilizzare la MicroCurrent Pro Face-Lift Technology e le Advanced RF Heated Wavelengths sul petto, intorno agli occhi, alla gola, nella zona genitale/inguinale, su pelle rossa e infiammata, nei o vasi sanguigni dilatati
- Nulla è noto sugli effetti a lungo termine della Microcorrente e della radiofrequenza
- Per effetto della stimolazione del nervo ottico, durante l'uso può essere percepita una luce lampeggiante. Se questa sensazione persiste senza utilizzare il prodotto, consultare un medico
- Durante l'applicazione, potresti avvertire una leggera sensazione di formicolio. Riduci l'intensità della Microcorrente o della RF per diminuirla o eliminarla
- I dispositivi di monitoraggio elettronici potrebbero non funzionare correttamente mentre il dispositivo è in uso
- Non utilizzare mai il prodotto durante la guida o l'utilizzo di macchinari pesanti
- Non inserire oggetti appuntiti nelle aperture del prodotto
- Il prodotto può essere utilizzato solo con un adattatore di sicurezza a bassissima tensione (SELV)
- Per caricare il dispositivo, si consiglia di utilizzare alimentatori standard IEC60335
- La sicurezza e l'efficacia del prodotto non sono mai state valutate con prodotti di skincare non GESKE. Consigliamo di utilizzare il prodotto solo con i nostri prodotti microcorrente. L'uso con altri prodotti è a tuo rischio
- La frequenza d'uso raccomandata del dispositivo dipende dalla tecnologia selezionata. La radiofrequenza non dovrebbe essere utilizzata più di tre volte a settimana, mentre le altre tecnologie possono essere utilizzate in sicurezza fino a una volta al giorno
- Puoi sfruttare le diverse tecnologie una dopo l'altra. Le Advanced RF Heated Wavelengths vanno sempre utilizzate per ultime per evitare irritazioni o lesioni cutanee. Ricorda che l'utilizzo di più tecnologie in successione aumenta il rischio di irritazione cutanea, come arrossamenti o lievi gonfiore.
- Per 24 ore dopo una sessione intensa con MicroCurrent Pro Face-Lift Technology o Advanced RF Heated Wavelengths, evita trattamenti cosmetici con altri dispositivi GESKE, così come sport e sauna. Usa una crema solare a protezione alta nei giorni successivi alla sessione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.



Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.

TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie beauty z technologią fal radiowych, mikropiąrdów i LED. Dwie najmocniejsze technologie, fale radiowe i mikropiąrdy,

można bezpiecznie używać do 3 razy w tygodniu. Technologię LED można stosować codziennie. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i optymalne rezultaty, zawsze stosuj spersonalizowaną Rutynę Pielegnacji Skóry stworzoną przez aplikację GESKE.

Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją spersonalizowaną rutynę.

DANE TECHNICZNE:

Materiał: ABS, akryl, PC, silikon, stal nierdzewna | **Temperatura przechowywania:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 1000 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 730 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 3 godziny | **Czas operacyjny:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności | **Interfejs:** USB | **Programy:** Dekoracyjna lampa LED: dostępna w jednym kolorze (biały), Wibracje: 5 poziomów prędkości, RF: 5 poziomów natężenia, Mikroprady: 5 poziomów natężenia, Technologia światła LED: 8 kolorów

WAŻNE WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIMIEM!

- Informacje o radiofrekwenции:
- Produkt wykorzystuje multipolarną radiofrekwencję, która działa na głębokie warstwy skóry oraz powierzchniowe warstwy tkanki tłuszczonej w sposób nieablacyjny, czyli bez uszkadzania naskórka.
- Aby zmniejszyć ryzyko potencjalnych skutków ubocznych, zawsze utrzymuj urządzenie w ruchu, aby uniknąć przegrzania lub poparzenia skóry i nie używać go częściej niż zalecone.
- Zawsze zaczynaj od najniższej intensywności i uważnie obserwuj reakcję skóry, zanim zwiększasz poziom intensywności.
- Kilka sesji o niższej intensywności przynosi lepsze efekty niż jedna sesja o wyższej intensywności.
- Regularne korzystanie z urządzenia jest kluczowe dla ciągłej poprawy i widocznych rezultatów.
- Oczekiwane skutki uboczne:
 - Podczas lub krótko po użyciu możesz doświadczyć rumienia (zaczernienia skóry) i obrzęku (opuchlizny skóry). Te skutki uboczne są nieszkodliwe i powinny zniknąć w ciągu kilku godzin, maksymalnie po 24–48 godzinach od użycia.
 - Po użyciu urządzenia na twarzy możesz odczuwać ból głowy, które znikną w ciągu 24–48 godzin od użycia.
- Nieoczekiwane skutki uboczne:
 - Nadmierne stosowanie RF (zbyt częste lub zbyt intensywne) może powodować wgłębiania w skórze, oparzenia, blizny, uszkodzenia tkanki tłuszczonej lub naskórka. Aby tego uniknąć, używaj urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami.

- Po intensywnym użyciu urządzenia na szyi możesz odczuwać drętwienie skóry poniżej ucha. Ten rzadki skutek uboczny jest tymczasowy, ale może ustępować przez kilka tygodni.
- Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa:
- Nie stosować produktu na podrażnioną lub zranioną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawanym zabiegowi, jak i w innych miejscach)
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem
- Nie używaj produktu, jeśli jest 1) nietypowo ciepły, 2) mechanicznie uszkodzony lub zdeformowany, 3) przebarwiony. Ze względu na technologię RF oczekuje się, że urządzenie nagrzaje się podczas użytkowania
- Jeśli boli i/lub dyskomfort przekraczający oczekiwane skutki uboczne wystąpi podczas użytkowania, przerwij użytkowanie i skontaktuj się z lekarzem
- Okolice oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samym okiem
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z zastosowania na innych częściach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podlegania do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczony cieczy przewodzącej lub kulek
- Przed ładowaniem zawsze upewnij się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazda elektrycznego
- Produkt może emitować intensywne światło, należy bezwzględnie unikać stosowania go w kierunku lub w pobliżu otwartego oka

Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

- Jeśli masz wszczepione urządzenie medyczne, metalowe lub inne elektroniczne urządzenia, takie jak rozruszniki serca
- Po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym
- Stosowanie wskazane po zabiegach chirurgicznych twarzy zarówno z kosmetycznego, jak i medycznego punktu widzenia.
- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ciepło (np. pokrywka cieplna)
- Jeśli podczas zabiegu wystąpi uczucie (nadmiernego) gorąca, zabieg należy natychmiast przerwać

W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy dany produkt jest odpowiedni do użycia:

- W przypadku chorób serca
- Jeśli masz chorobę autoimmunologiczną lub epilepsję, skonsultuj się ze specjalistą.
- W przypadku ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało potwierdzone
- Jeśli kiedykolwiek miałeś klinicznie wyleczną opryszczkę na twarzy: W rzadkich przypadkach stosowanie intensywnego urządzeni kosmetycznego może ponownie aktywować wcześniej występującą infekcję wirusem opryszczki na twarzy (zwłaszcza w okolicy ust).

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

- Przed użyciem MicroCurrent Pro Face-Lift Technology oraz RF Heated Wavelengths upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy.
- Stosuj MicroCurrent Pro Face-Lift Technology oraz Advanced RF Heated Wavelengths wyłącznie z Żellem nawilżającym do terapii mikroprqdami GESKE.
- Nie stosuj MicroCurrent Pro Face-Lift Technology ani Advanced RF Heated Wavelengths na klatce piersiowej, okolice oczu, szyj, okolice genitaliów/krocza, ani na zaczernienion lub podrażnioną skórę, znamiona czy rozszerzone naczynia krvinośne.
- Nie ma dostęnych informacji na temat długoterminowych skutków działania Mikroprqdów i RF.
- W wyniku stymulacji nerwu wzrokowego podczas użytkowania może pojawić się migoczące światło. Jeśli dolegliwości utrzymują się nawet bez stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem.
- Podczas przykładania może pojawić się lekkie mrowienie. Zmniejsz poziom natężenia mikroprqdów lub aby zmniejszyć lubeliminować uczucie mrowienia.
- Podczas użytkowania produktu elektroniczne urządzenia monitorujące mogą nie działać prawidłowo
- Nie należy używać produktu podczas prowadzenia samochodu lub obsługi ciężkich maszyn
- Nie należy wkładać żadnych ostrych przedmiotów do otworów produktu
- Produkt należy używać wyłącznie z adapterem dla bezpiecznego bardzo niskiego napięcia (SELV)
- Do ładowania urządzenia zalecamy stosowanie standardowych zasilaczy IEC60335
- Bezpieczeństwo i skuteczność produktu nie były oceniane w połączeniu z innymi produktami do pielęgnacji skóry niż produkty GESKE. Zalecamy korzystanie tylko z naszych produktów mikroprqdowych. Używanie z innymi produktami odbywa się na własne ryzyko.
- Zalecana częstotliwość używania urządzenia zależy od wybranej technologii. Technologii RF nie należy używać częściej niż trzy razy w tygodniu. Inne technologie można bezpiecznie stosować maksymalnie raz dziennie.
- Możesz używać różnych technologii jedna po drugiej. Advanced RF Heated Wavelengths zawsze powinno być stosowane na końcu, aby uniknąć podrażnienia lub uszkodzeń skóry.

Pamiętaj, że stosowanie kilku technologii kolejno zwiększa ryzyko podrażnień, jak zaczernienie czy lekki opuchnięcie.

- Przez 24 godziny po intensywnej sesji z MicroCurrent Pro Face-Lift Technology lub Advanced RF Heated Wavelengths, unikaj zabiegów kosmetycznych z użyciem innych urządzeń GESKE, uprawiania sportu i wizyt w saunie. Po sesji stosuj krem przeciwsloneczny z wysokim SPF.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci



首次使用前請閱讀安全說明。請保留這兩份使用說明。

產品概覽

你的产品是一款集射频、微电流和LED技术于一体的多功能美容仪。射频和微电流技术每周最多可安全使用三次，而LED技术则可以每天使用。为确保最大安全性和最佳效果，请始终按照GESKE应用程序为你定制的个性化护理步骤进行操作。

下載 GESKE 應用程式並獲取您的個性化例程。

規格:

材質: ABS, 亚克力, PC, 矽膠, 不锈钢 | **储存温度:** -5 ~ +60 °C / 23 ~ 140 °F | **電池:** 锂離子 3.7V | **電池容量:** 1,000 mAh | **最大充電電流:** 730 mA | **充電電壓:** 5V | **充電時間:** 約 3 個小時 | **工作時間:** 操作时间会根据激活的技术和强度而有所不同 | **界面:** USB | **程式:** LED装饰灯：单色（白色），振动：5 个速度等级，射频：5 种强度，微电流5 种强度，LED 光技术：8 种颜色

重要安全提示！使用前请先阅读！

- 射频信息：
- 本产品采用多极射频技术，以非消融方式作用于深层肌肤和浅层脂肪组织，不会损伤表皮。
- 为减少潜在副作用风险，使用时请始终保持仪器移动，避免皮肤过热或烧伤，并按照前述建议的频率使用。
- 请自最低强度开始，密切监测皮肤反应，再逐步提高强度。
- 较低强度的多次环节比高强度的单次环节效果更显著。
- 要看到持续的改善和效果，必须坚持使用仪器。
- 预期的副作用：
- 在使用过程中或使用后不久，您可能会出现红斑（皮肤发红）和水肿（皮肤肿胀）。这些副作用是无害的，通常在几小时内消失，最长不会超过24-48小时。
- 在面部使用仪器后，您可能会头痛，不过这些头痛将在24-48小时内消失。
- 意外的副作用：
- 过度使用射频（频率过高或强度过大）可能导致皮肤凹陷、烧伤、疤痕、脂肪组织或表皮损伤。为避免这些情况，请按推荐使用方法操作仪器。
- 在颈部集中使用仪器后，您可能会感觉耳下皮肤麻木。这种罕见的副作用是暂时的，但可能需

要几周时间才能完全消退。

• 更多安全信息：

- 请勿在受刺激或受伤的皮肤或开放性伤口（任何形式的受伤后）、由细菌或病毒引起的皮肤感染（治疗区和其他处）使用本产品
- 本产品并非用于医疗方面肌肤状况或疾病的治疗。如果您有医疗方面的肌肤状况或疾病，请在使用本产品前咨询您的皮肤科医生
- 在以下情况下请勿使用本产品：1) 异常温热，2) 机械损坏或变形，3) 变色。由于射频技术的运用，使用过程中仪器会发热是正常现象
- 如果在使用过程中出现超出预期副作用范围的疼痛或不适，请停止使用并寻求医疗建议
- 眼睛部位非常敏感：要格外小心，避免产品与眼睑或眼睛本身接触
- 严格按照个性化程序中的建议使用本产品
- 出于卫生原因，建议不要与他人共享产品
- 本产品用于面部美容。GESKE不承担因应用于身体其他部位或其他不当使用、连接到不合适的电压源、受污染的导电液或球体而导致的有害后果
- 充电前务必确保插头和插座完全干燥。否则可能导致触电、短路或火灾。本产品在连接到电源插座时不得使用
- 本产品会发出强光，请避免在睁眼时直射或靠近眼睛使用

本产品在下列情况下不宜使用：

- 如果您植入了医疗设备，如金属或其他电子设备如心脏起搏器
- 激光治疗或化学去角质后
- 面部治疗后，无论是美容还是医学上都表明
- 请勿在已知的热过敏症（如热性荨麻疹）的情况下使用
- 如果在使用过程中出现（过度）炙热的感觉，必须立即停止使用

下列情况有必要咨询医生，以确定本产品是否适用：

- 如果有心脏病
- 如果你有自身免疫性疾病或癫痫，请咨询专业医生
- 在怀孕期间。孕期使用的安全性尚未确定
- 如果有面部单纯疱疹病史且已临床愈合：在罕见情况下，使用强效美容仪器可能会重新激活已存在的面部单纯疱疹感染（尤其是在唇部区域）

其他使用说明：

- 在使用MicroCurrent Pro Face-Lift Technology和Advanced RF Heated Wavelengths之前，请确保产品完全干透
- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology和Advanced RF Heated Wavelengths仅可与GESKE保湿微电流凝胶一起使用
- 请勿在胸部、眼周、喉部、私密部位或红肿皮肤、胎记、血管扩张处使用MicroCurrent Pro Face-Lift Technology和Advanced RF Heated Wavelengths
- 关于微电流和射频的长期效应，尚无明确信息

• 由于对视神经产生刺激，在使用过程中可能会感觉到闪光。如果在没有使用本产品的情况下仍出现这种现象，请咨询医生

- 在应用过程中可能会有轻微刺痛感。调低微电流或射频的强度，可以减轻或消除此感觉
- 电子监控设备在使用期间可能无法正常运行
- 切勿在驾驶或操作重型机械时使用本产品
- 请勿将尖锐物品刺入产品开口处
- 本产品只能与安全超低电压（SELV）适配器一起使用
- 建议使用IEC60335标准电源为设备充电
- 本产品与非GESKE皮肤护理产品结合使用的安全性和有效性尚未评估。建议仅与GESKE的微电流产品一起使用。与其他产品同时使用，风险自负
- 推荐的使用频率取决于所选的技术。射频每周不应使用超过三次。其他技术每天最多可安全使用一次
- 你可以依次使用不同的技术，但始终要将 Advanced RF Heated Wavelengths 留到最后，以避免皮肤刺激或受伤。请注意，连续使用多种技术可能会增加皮肤刺激的风险，如发红或轻微肿胀。
- 在使用 MicroCurrent Pro Face-Lift Technology 或 Advanced RF Heated Wavelengths 进行密集环节后的24小时内，请避免使用其他 GESKE 仪器进行美容治疗，以及避免运动和桑拿。环节后的几天内，请使用高 SPF 的防晒霜。
- 请将产品放在儿童无法触及的地方

 पहली बार उपयोग करने से हल्ले सुरक्षा जानकारी पढ़ें। उपयोग के लिए दोनों निर्देशों को सुरक्षित रखें।

आपका उत्पाद पर एक झालक

आपका उत्पाद एक मल्टीफंक्शनल व्यूटी उपकरण है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोकरंट और LED तकनीक है। दो सबसे तीव्र तकनीकों, रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोकरंट, को सप्ताह में 3 बार तक सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। LED तकनीक का प्रतिदिन उपयोग किया जा सकता है। अधिकतम सुरक्षा और सर्वोत्तम परिणामों के लिए, हमें GESKE ऐप द्वारा बनाई गई अपनी व्यक्तिगत त्वचा देखाना दिनरात्रि का उपयोग करें।

GESKE ऐप डाउनलोड करें और अपना व्यक्तिगत रूटीन प्राप्त करें।

विशेष विवर:

सामग्री: एप्लिएशन, एक्स्ट्रिक, PC, सिलिकॉन, स्टेनलेस स्टील | भौंडारण तापमान: -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | बैटरी: ली-आयन 3.7V | बैटरी क्षमता: 1,000 mAh | अधिकतम चार्जिंग करेट: 730 mA | चार्जिंग वोल्टेज: 5V | चार्ज समय: लगभग 3 घंटे | ऑपरेटिंग समय: सक्रिय प्रोग्रामिंगियों और तीव्रता के आधार पर ऑपरेटिंग समय अलग-अलग

होता है। | **इंटरफेस:** यूसबी | **कार्यक्रम:** एलईडी सजावटी लाइट, 1 रंग (सफेद), कंपन. 5 गति स्तर, RF: 5 तीव्रता, माइक्रोफोटोटेक्निक: 5 तीव्रता, एलईडी लाइट कंट्रोलिंग: 8 रंग

महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी उपयोग करने से पहले पढ़ें:

- रेडिओफ्रेक्वेंसी के बारे में जानकारी:
- यह उत्पाद मटीपेल रेडियोफ्रेक्वेंसी का उपयोग करता है जो बिना एपिडर्मिस को नुस्खान पहुंचाए, त्वचा की गहरी और सतही बराबा ऊतक की परतों को लक्ष्य करता है।
- संभावित दुष्प्रभावों के जोखिम को कम करने के लिए, त्वचा के अधिक तापमान या जलने से बचने के लिए हमेशा उपकरण को गति में रखें और इसे ऊपर वर्णित से अधिक बार उपयोग न करें।
- फॉरेशा सबसे कम तीव्रता से शुरूआत करें और तीव्रता स्तर बढ़ाने से पहले अपनी त्वचा की प्रतिक्रियाओं को कठीब से दें।
- निम्न तीव्रता पर कई स्तर एक उच्च तीव्रता बाले एकल सत्र की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं।
- लगातार सुधार और परिणाम देखने के लिए उपकरण का निरंतर उपयोग आवश्यक है।
- प्रयासित दुष्प्रभाव:
- उपयोग के दौरान या तुरंत बाद आपको एरिथमा (त्वचा की लाली) और एडिमा (त्वचा की सूजन) का अनुभव हो सकता है। ये दुष्प्रभाव हाइड्रेटिंग होते हैं और कुछ घंटों के भीतर, अधिकतम 24-48 घंटों के बाद गायब हो जाने चाहिए।
- चेहरे पर डिवाइस का उपयोग करने के बाद आपको सिरदर्द हो सकता है जो उपयोग के 24-48 घंटों के भीतर गायब हो जाएगा।
- अप्रत्याशित दुष्प्रभाव:
- आरएफ का अधिक उपचार (बहुत बार या बहुत तीव्र) त्वचा पर धब्बे, लजन, किसी प्रकार की छोट, वसा ऊतक या एपिडर्मिस पर क्षति का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए, केवल अनुशंसित तरीके से उपकरण का उपयोग करें।
- गर्दन पर उपकरण का तीव्र उपयोग करने के बाद आपको कान के नीचे की त्वचा की सुनाता का अनुभव हो सकता है। यह दुर्लभ दुष्प्रभाव अवश्यकीय है, लेकिन इसे पूरी तरह से कम होने में कुछ सपाहा लग सकते हैं।
- आग की सुरक्षा जानकारी:
- त्वचा की जीवायु संवर्धित या बायल संक्रमण के मामले में (या तो उपचार क्षेत्र और अन्य जगहों पर) जलन बाली या धायल त्वचा या खुले घावों (किसी भी प्रकार की छोट के बाद) पर उत्पाद का उपयोग न करें।
- इस उत्पाद को त्वचा की चिकित्सीय अवस्था या बीमारियों के इलाज के इसादे से नहीं बनाया गया है। यदि आप त्वचा से जुड़ी किसी चिकित्सीय अवस्था में है या आपको उससे जुड़ा कोई रोग है, तो इस उत्पाद को इस्तेमाल करने से पहले अपने त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
- उत्पाद का उपयोग न करें यदि 1) असामान्य रूप से गर्म हो, 2) पांचिक रूप से क्षतिग्रस्त या विफूट हो, 3) रंग बदल गया हो। आरएफ तकनीक के कारण उपयोग के दौरान उपकरण का गर्म होना अपेक्षित है।
- यदि उपयोग के दौरान अपेक्षित दुष्प्रभावों से अधिक दर्द और/या असुविधा होती है, तो उपयोग बंद करें और चिकित्सा सलाह लें।
- आंख का क्षेत्र बहुत संवेदनशील होता है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें और उत्पाद के पलकों या अंख के किसी भी संपर्क से बचें।

• केवल अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में सिफारिशी उत्पाद का उपयोग करें।

- स्वच्छता कारोबों से, हम अनुशुश्वर करते हैं कि आप अपना उत्पाद किसी और के साथ साझा न करें।
- उत्पाद चोटे पर प्रसान्न उपयोग के लिए है। GESKE शरीर के अन्य क्षेत्रों या अन्य अनुचित उपयोग, अनुपयुक्त योलेज और तें से कोनेक्शन, द्विपित सावधान तरल या मौंदों पर उपयोग से उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणामों के लिए कोई दायित्य नहीं लीटा है।
- चार्च करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि प्लग और सॉकेट पूरी तरह से सूखा है। अन्यथा, जिजली के छाटके, शॉट सर्किट या आग लग सकती है। पावर आउटलेट से कनेक्ट होने के दौरान उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- उत्पाद तीव्र प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, इसे सुनी औंख की दिशा में या उसके पास लगाने से बचें।

उत्पाद निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं:

- यदि आपको पास एक प्रायोरिटी प्रिंटिंग सेटिंग्स उपकरण है, धारूया अन्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पेसमेटर
- लेनजर उपचार या रासायनिक डिलन के बाद
- चेहरे की सर्वजीवी के बाद, कोम्प्रेसर और चिकित्सकीय दोनों तरह से संकेत दिया गया
- यदि आप गर्भी के प्रति अतिसंदेनशील होने के लिए जाने जाते हैं तो इसका उपयोग न करें (जैसे हीट अर्टिफिरिया)।
- अगर इलाज के दौरान (बहुत ही) तेज गर्भी का अहसास हो तो इलाज तुरंत बंद कर देना चाहिए।

निम्नलिखित भागों में, एक चिकित्सक के साथ परामर्श आवश्यक है कि उत्पाद आपके उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं:

- अगर आपको दिल की बीमारी है
- यदि आपको कोई ऑटोइम्यून बीमारी या मिर्गी है, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें
- गर्भावधाय के मामले में। गर्भावधाय के दौरान उपयोग की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है
- यदि चेहरे पर अतीत में जात रूप में और चिकित्सकीय दृष्टि से ठीक हो चुका हरपीज सिंप्लेक्स हो, दुलभ मामलों में, एक गहन सौंदर्य उपकरण का उपयोग चेहरे पर पहले से जोन्यू हरपीज सिंप्लेक्स संक्रमण (विशेष रूप से होठों के क्षेत्र में) को फिर से संक्रिय कर सकता है।

उपयोग के बारे में अधिक जानकारी:

- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology और RF Heated Wavelengths का उपयोग करने से पहले, उत्पाद पूरी तरह से सूखा होना चाहिए
- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology और Advanced RF Heated Wavelengths का उपयोग केवल GESKE Hydrating MicroCurrent Gel के साथ मिलाकर करें
- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology और Advanced RF Heated Wavelengths का उपयोग छाती के क्षेत्र, आंखों के आसपास, गले, जननांग/अंतर्भुत क्षेत्र, या लाल और सूजी हुई त्वचा पर, जन्मचिह्नों और बढ़ी हुई रक्त वाहिकाओं पर न करें
- MicroCurrent और RF के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में कुछ जात नहीं है
- ऑप्टिक तंत्रिका की उत्तेजना के परिणामस्वरूप, उपयोग के दौरान एक चमकती रोशनी देखी जा सकती है। यदि उत्पाद का उपयोग नहीं करने पर यह बनी रहती है, तो चिकित्सा सलाह लें।

- آवेदन के दौरान हल्की द्युगुही की भावना हो सकती है। द्युगुही को कम करने या खत्म करने के लिए MicroCurrent या RF की तीव्रता का कम करें
- हो सकता है कि इलेक्ट्रोनिक मॉनिटरिंग डिवाइस ठीक से काम न करें, जब डिवाइस उपयोग में हो
- भारी मशीनरी संचालित करते हुए या उसे चलाते समय कभी भी उत्पाद का उपयोग न करें
- उत्पाद के हुंड में किसी भी नुकीली वस्तु को न डालें
- उत्पाद का उपयोग केवल एक सुरक्षा अतिरिक्त-निम्न वोल्टेज (SELV) एडप्टर के साथ किया जा सकता है
- हम डिवाइस को चार्ज करने के लिए मानक IEC60335 विजली आपूर्ति का उपयोग करने की सलाह देते हैं
- उत्पाद की सुरक्षा और प्राप्तवशीलता का GESKE त्वचा डेकोलाय उत्पादों के साथ कभी आक्रम नहीं किया गया है। हम केवल हमारे माइक्रोकर्ट उत्पादों के साथ उत्पाद का उपयोग करने की सलाह देते हैं। अन्य उत्पादों के साथ अपने जीविम पर उपयोग करें
- उत्पाद का उपयोग की अनुरूपता आवृत्ति चयनित तकनीक पर निर्भर करती है। रेडियोफ्रीक्वेंसी का उपयोग सपाह में तीन बार से अधिक नहीं किया जाना चाहिए। अन्य तकनीकों का उपयोग दिन में अधिकतम एक बार सुरक्षित रूप से किया जा सकता है
- आप विभिन्न तकनीकों का उपयोग एक के बाद एकी कर सकते हैं। Advanced RF Heated Wavelengths का हाथरा आधिरी में उपयोग करें ताकि त्वचा में जलन या चोट न हो। कृपया ध्यान दें कि एक के बाद एक कई तकनीकों का उपयोग करने से त्वचा में जलन जैसे लालिया या हल्की सूजन का खतरा बढ़ जाता है।
- Micro Current Pro Face-Lift Technology या Advanced RF Heated Wavelengths के साथ काँचस्टिक उत्पाद के साथ-साथ खेल और सॉना यात्राओं से बचना चाहिए। सत्र के बाद के दिनों में उच्च SPF बाला सनस्क्रीन उपयोग करें।
- उत्पाद को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

AR

اقرأ معلومات السلامة قبل أول استخدام. احتفظ بـلا منشورٍ تعليمات الاستخدام.

نظرة سريعة على منتجك

منتجك هو جهاز تحويل متعدد الوظائف يجمع بين الترددات الراديوية، التيار الدقيق المкроوكرنت، وتقنية LED. يمكن استخدام التقنيتين الاكثر كثافة، الترددات الراديوية والتيار الدقيق، بامان حتى 3 مرات في الأسبوع، بينما يمكن استخدام تقنية LED يومياً، لتحقيق أعلى نتائج وأفضل تجربة، اتبعي دائمًا روتين العناية بالبشرة المخصص لك المصمم بواسطة GESKE.

قم بتثبيت تطبيق GESKE واحصل على روتينك المخصص.

المواصفات:

المادة: اكريلونيترينيل بوليدين الستيرين (ABS)، اكريليك، بولي كربونات PC ، سيليكون، فولاذ مقاوم للصدأ | درجة حرارة التخزين: ٥ - ٣٠ °C / ٢٢ - ٤٠ °F | البطارية: ليثيوم أيون ٣.٧ فولت | قدرة البطارية: ملي اميرير ساعة ١٠٠٠ | الحد الأقصى للبار الشحن: ٣٠٠ ملي اميرير | جهد الشحن: ٥ فولت | مدة الشحن: ٣ ساعات تقريراً | وقت التشغيل: يختلف وفق التشتغل حسب التقنيات

المقفلة ودرجة الحرارة |واجهة المستخدم: USB | البرامج: ضوء زخرفي LED: لون واحد (ابيض)، الاهتزاز: 5 مستويات سرعة، الترددات اللاسلكية: 5 مستويات من الحدة، قيام متاهي القمة، 5 مستويات من الحدة، تقنية ضوء 8 لوان

معلومات هامة لمستخدمي الماء: اقرأ قبل الاستخدام

معلومات حول الترددات الراديوية:

يستخدم هذا المنتج ترددات راديوية متعددة الأقطاب تستهدف بعمق طبقات الجلد والأنسجة الدهنية السطحية بطريقة غير جراحية، دون إذن البشرة.

لتحظى على حرارة الجهاز دائمًا لتجنب ارتفاع درجة الحرارة أو حرق الجلد، واستخدمه فقط بالشكل المبين أعلاه.

ابدا دائمًا بقل شدة ورافق شرائك عن كتاب قبل زيارة مستوى الشدة.

تكرار الجلسات بشدة منخفضة يعطي نتائج أفضل من جلسة واحدة بشدة عالية.

الاستخدام المتقطع للجهاز مطلوب لتحقيق نتائج مماثلة وروؤية النتائج.

قد تشعر بالحراره الشد (حماس) وتورم الائتم او بعد استخدامه بقليل، هذه الآثار الجانبيه غير ضاره ويجب أن تختفي خلال بعض ساعات، كذلك قد تشعر بآلام ٤٨-٢٤ ساعه من الصداع بقليل.

بعد استخدام الجهاز على وجهك، قد تعلمي من صداع بقليل خلال ٤٨-٢٤ ساعه.

الآثار الجانبية غير المتوقعة:

الاستخدام المفرط للترددات الراديوية (شكك متكرر او كثيف جداً) قد يتسبب في انتفاخات في الجلد، حروق، تندب، اضرار في الاعضاء الداخلية او الشد الشديد، لتجنب ذلك استخدم الجهاز بقدر ما هو موصى به.

بعد استخدام الجهاز بكثافة على عينك، قد تشعر بخدر في الجلد تحت اذنك، هذا الآثار الجانبيه نادر ولكنه مؤقت، وقد يستغرق بعض الاسبوع للاختفاء تمامًا.

مزيد من معلومات السلامة:

لا تستخدمي المنتج على الجلد المتفجع او المصبو او على الجروح المفتوحة (عد اي نوع من نوع الاصدال)، او في حالة الالتهابات التبكيانية او التهابية للجلد (سواء كانت في منطقة العلاج او في اى مكان اخر).

هذا المنتج غير مخصص لعلاج مشكلات البشرة الطبية او الامراض الجلدية، اذا كنت تعاني من مشكلات طبية او امراض جلدية، فاستشير طبيب الامراض الجلدية قبل استخدام هذا المنتج.

لا تستخدمي المنتج اذا [1] (اقل) يشكل غير معذد، (2) متصرزاً ميكانيكياً او مشوشاً، (3) متغير اللون، بسبب تقوية الترددات الراديوية، من المتوقع ان ينسف الجهاز اثناء الاستخدام.

إذا شعرت بآلام او اثر عاجلاً على الآثار الجانبيه المفتوحة خلال الاستخدام، توقيع عن الاستخدام واستشر طبيباً

منطقة العين حساسة للغاية، احذر جيداً في هذه المنطقة وتحتني اي ملامسة للمنتج مع العيون او مع العين نفسها.

استخدمي المنتج فقط على الظهر الموصى به في ورائك الشخص.

لا اعتبر اعاقة بالاظافرة الصناعية، توصيلك بعدم مشاركة منتجك مع اي شخص اخر.

المنتج مخصص للاستعمال التجديدي على الوجه، لا تحمل شركه GESKE اي مسؤولية عن العواقب الضارة الناشئة عن الاستخدام في مناطق اخرى من الجسم او اى استخدام غير اذنها، لا عن التوصيل مصدر كهرباء غير مناسبة، او استخدام سلال او كرات فاسدة.

ذلك دافعنا من اجل الكهرباء والمفاسد متابعي قابل للتعديل، وآلا، نفذ بفتح عن تلك سممات كهربائية، او مدن كهربائية او ثقوب حرق، يجب عدم استخدام المنتج اثناء توصيلك بغير التوصيل الكهربائي.

يمكن ان يشع المنتج ضوء شديدًا، لذا جئي وعنه في اتجاه العين المفتوحة او بالقرب منها

المنتج غير مناسب للاستخدام في ظل الظروف التالية:

- إذا كان لديك جهاز طبي معدنيمروغاً، أو جهاز إلكتروني آخر كمنظم ضربات القلب
- بعد العلاج بالليزر أو تقوير المكافي
- يوصى به بعد العلاج التجميلية والطبية
- لا تستخدمه إذا كنت معروفة بذلك شديدة الحرارة (كان تعلق من شري الحرارة)
- في حالة حدوث شعور بالحرارة الشديدة أثناء العلاج، يجب إيقاف العلاج على الفور
- في الحالات التالية، من الضروري استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسباً لك لاستخدامه:
 - إذا كانت تعانين من مرض في القلب
 - إذا كانت تعانين من مرض معناري ذاتي أو المرض ينصح باستشارة طبيب متخصص
 - في حالة الحال لم يتم التأكد من صحة الاستخدام أثناء العمل
 - في حالة وجود تاريخ مليء معروف بمشاكل سريري من فيروس الوريس البسيط على الوجه؛ في حالات نادرة، يمكن استخدام جهاز تجميلي مكتوب أن زعيم تقييم عدواني فيروس الوريس البسيط الساقية على الوجه (خصوصاً في منطقة الشفاه)
- مزيد من المعلومات حول الاستخدام: Advanced RF Heated Wavelengths و MicroCurrent Pro Face-Lift ، تذكر من المنتج
- قل استخدام تقنية Advanced RF Heated Wavelengths و MicroCurrent Pro Face-Lift على منطقة الصدر، جاف تمامًا.
- يجب استخدام تقنية Advanced RF Heated Wavelengths و MicroCurrent Pro Face-Lift ، GESKE على الترتيب بالترتيب، فالدورة
- لا تستخدم تقنية Advanced RF Heated Wavelengths و MicroCurrent Pro Face-Lift على منطقة الصدر، حول العينين، الخلق، المنطقة التناسلية، أو على البشرة الحمراء والمتهلة، أو على النساث والأوعية الدموية المتخصصة.
- لا تزوج معلومات دقيقة عن التلفزيون طولية المدى للتقارب المدفعي والتزدد الراديوي.
- نتيجة لتحفيز العصب البصري، يمكن رؤية ضوء وأوضاع أثناء الاستخدام إذا استمر هذا عند عدم استخدام المنتج، فلطالع المنشورة
- قد تشعرين بوخز حذيف أثناء الاستخدام أխضي شدة التيار الدقيق أو التردد الراديوي لتقليل الشعور بالوخز أو التخلص منه.
- قد لا تعمل أحاجير المرآة المكافي بتكلم مصحح أثناء استخدام الجهاز
- لا تستخدمي المنتج أبداً أثناءقيادة أو أثناء تشغيل الآلات التقنية
- لا تخالي أي شيء حاجة في قيادة المنتج
- لا يجوز استخدام المنتج إلا مع محول آمن منخفض الجهد (SELV) IEC60335-2-22:2017
- نوصي باستخدام مصدر الطاقة الكهربائية المصادقة من GESKE
- لم يتم تقييم سلامية وفعالية المنتج مع منتجات العناية بالبشرة غير المنتجة من GESKE، نوصي باستخدام المنتج فقط مع منتجاتنا الخاصة بالتأخير الدقيق، تخدم المنتجات الأخرى على مسؤوليتها.
- تعتقد توصيات تكرار الاستخدام على التقنية المختارة، لا ينصح باستخدام التردد الراديوي أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع يمكن استخدام التقنيات الأخرى بمانع حد نفسه مرة واحدة يومياً.
- يمكن استخدام التقنيات المصادقة أوواحدة على الأخرى، يفضل استخدام Advanced RF Heated Wavelengths في النهاية
- لتجنب تهيج أو إصابة الجلد، لا تطبيق هذه تقنيات متباعدة بزمرة من خط تهيج الجلد مثل الاحمرار أو التورم المظيف.
- لمدة 24 ساعة بعد جلسة مكثفة مع Advanced RF Heated و MicroCurrent Pro Face-Lift Technology و Wavelengths، يجب إيقاف العلاجات التجميلية بالتدريج آخر جهاز GESKE وأيضاً تجنب الرياضة وزينارات المساجن.
- لحفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال



初回使用前に、安全に関する情報をお読みください。使用説明書はどちらも保管してください。

製品概要

この製品は、ラジオ波、マイクロカレント、LED技術を備えた多機能美容デバイスです。ラジオ波とマイクロカレントは週3回まで安全に使用でき、LED技術は毎日使用可能です。最大限の安全性と理想的な結果を得るためにには、GESKEアプリで作成された個人向けのスキンケアルーティンに従ってください。

GESKEアプリをダウンロードして、バーソナライズされたルーティン入手しましょう。

仕様:

素材: ABS、アクリル、ポリカーボネート (PC) .シリコン、ステンレススチール | 保管温度: -5°C / 23°F - 140°F | バッテリー: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 1,000 mAh | 最大充電電流: 730 mA | 充電電圧: 5V | 充電時間: 約3時間 | 積働時間: 動作時間は、使用する技術と強度によって異なります | インターフェース: USB | プログラム: LEDデコレーションライト: 1色(白)、振動: 5つの速度レベル、RF: :5段階の強度、マイクロカレント: 5段階の強度、LEDライトクロノジ: 8色

安全に関する重要な注意事項! 使用する前にお読みください!

- 高周波に関する情報:
 - この製品は多極性高周波を使用しており、表皮を傷つけることなく、深層皮膚および皮下脂肪層に非切削的に働きかけます。
 - 副作用のリスクを減らすため、常にデバイスを動かし続けて皮膚の過熱や火傷を避け、記載された頻度を超えて使用しないでください。
 - 必ず低い強度から始め、お肌の反応を注意深く観察してから強度を上げてください。
 - 高強度で一回行うよりも、低強度で複数回行う方が効果が高まります。
 - 繼続的な改善および結果を得るためにには、継続的にデバイスを使用する必要があります。
 - 予想される副作用:
 - 使用中または使用直後に紅斑（皮膚の赤み）や浮腫（皮膚の腫れ）が発生することがあります。これらの副作用は無害であり、通常数時間以内、最大でも24~48時間以内に消えます。
 - 顔にデバイスを使用した後、頭痛がすることがありますが、これは24~48時間以内に消えます。
 - 予期しない副作用:
 - ラジオ波の過剰使用（頻度や強度が過度）により、皮膚の凹み、火傷、瘢痕、脂肪組織や表皮の損傷が発生する可能性があります。これを避けるため、推奨される方法でのみデバイスを使用してください。
 - 首にデバイスを集中的に使用した後、耳の下の皮膚がしびれることがあります。これは稀な副作用ですが、一時的なものであり、完全に消えるまでには数週間かかることがあります。

- ・追加の安全情報:
 - ・炎症を起こしてたり傷ついている皮膚、または聞いた傷（何かしらの損傷後の部位）、皮膚の細菌またはウイルス感染症（治療中の範囲およびその周り）に製品を使用しないでください。
 - ・本製品は、医学的な皮膚疾患や疾病的治療を目的としたものではありません。医学的な皮膚疾患や疾病をお持ちの方は、本製品の使用前に皮膚科医にご相談ください
 - ・次の状態が見られる場合、製品を使用しないでください: 1) 異常に温かい、2) 機械的に損傷または変形している、3) 変色している。RF技術によって、使用中にデバイスが温くなることは予想されます。
 - ・予想される副作用を超える痛みや不快感が生じた場合、使用を中止し、医師に相談してください。
 - ・目元はとても敏感なエリアです。そこでは特に注意し、製品があぶたや目自体に触れないようにしてください
 - ・バーソナライズされたルーティンで推奨されている製品のみをご使用ください
 - ・衛生上の理由から、製品は他の人と共有しないことをお勧めします
 - ・この製品は、顔への化粧品としての使用を目的としています。体の他の部位への使用、その他の不適切な使用、不適切な電圧源への接続、汚染された導電性液体やボールなどから生じる有害な結果については、GESKEは一切の責任を負いません
 - ・充電する前に、プラグとソケットが完全に乾いていることを必ず確認してください。感電、ショート、火災の原因になります。コンセントに接続したまま使用しないでください
 - ・本製品は強い光を発することがあります。目前や近くには決して塗布しないでください
- 本製品は、以下の条件における使用には適していません。
- ・埋込み式医療デバイスや金属、ベースメーカーなど他の電子デバイスが体内にある場合
 - ・レーザー治療またはケミカルピーリング後
 - ・顔面手術後のご使用は、美容的にも医療的にも適していません
 - ・熱に対する過敏症（熱じんま疹など）がわかっている場合は使用しないでください
 - ・トリートメント中に（過剰な）熱感が生じた場合は、直ちにトリートメントを中止する必要があります

以下の場合、本製品を使用することが適切であるかどうか、医師に相談する必要があります

- ・心臓疾患がある場合
 - ・自己免疫疾患やてんかんをお持ちの方は、必ず専門医にご相談ください。
 - ・妊娠中の場合。妊娠中の使用的安全性は確立していません
 - ・顔に既往歴があり、臨床的に治癒した単純ヘルペスの場合：稀に、集中ケア用デバイスの使用が既存の顔の単純ヘルペス感染（特に唇の周囲）の再活性化を引き起こすことがあります。
- 使用に関する詳細情報:
- ・MicroCurrent Pro Face-Lift TechnologyとRF加熱波長を使用する前に、製品が完全に乾いていることを確認してください。

- ・MicroCurrent Pro Face-Lift TechnologyとAdvanced RF Heated Wavelengthsは、必ずGESKEの保湿マイクロカレントジェルと併用してください。
- ・MicroCurrent Pro Face-Lift TechnologyとAdvanced RF Heated Wavelengthsを、胸元や目の周り、喉、性器やそけい部、赤く炎症を起こした肌やほくろ、拡張した血管の上では使用しないでください。
- ・マイクロカレントとRFの長期的な影響については不明です。
- ・視神経を刺激することで、使用中に光の点滅を感じる場合があります。製品を使用しなくてもこれが続く場合は、医師に相談してください
- ・使用中に軽いチクチク感が生じることがあります。その場合は、チクチク感を軽減または排除するために、マイクロカレントまたはRFの強度を下げてください。
- ・本製品の使用中は、電子監視デバイスが正常に機能しない場合があります
- ・運転中や重機の操作中は絶対に使用しないでください
- ・製品の開口部に銳利なものを突き刺さないでください
- ・本製品は、安全特別低電圧（SELV）用アダプターでのみ使用できます
- ・本製品の充電には、IEC60335規格の電源の使用をお勧めします
- ・メーカー以外のスキンケア製品と併用した場合の安全性と効果は確認されていません。当社の製品と併用することをお勧めします。他の製品と併用する場合は、自己責任で行ってください。
- ・デバイスの推奨使用頻度は、選択した技術によります。ラジオ波は週に3回以上使用しないでください。他の技術は一日一回まで安全に使用できます。
- ・異なる技術を順番に使用することも可能です。肌への刺激や損傷を防ぐために、Advanced RF Heated Wavelengthsは必ず最後に使用してください。複数の技術を続けて使用すると、赤みや軽い腫れなどの肌刺激のリスクが高まるごとにご注意ください。
- ・MicroCurrent Pro Face-Lift TechnologyまたはAdvanced RF Heated Wavelengthsを使用した集中的なセッション後の24時間は、他のGESKEデバイスを使用した化粧品治療やスポーツ、サウナを避けてください。セッション後の数日は、高いSPFの日焼け止めを使用することをお勧めします。
- ・製品は子どもの手の届かない場所に保管してください。



처음 사용하기 전에 안전 정보를 읽으세요. 두 사용 지침을 모두 보관하세요.

제품 한 눈에 보기

이 제품은 라디오 주파수, 미세전류, LED 기술을 가진 다기능 뷰티 기기입니다. 라디오 주파수와 미세전류는 주 3회까지 안전하게 사용할 수 있으며, LED 기술은 매일 사용 가능합니다. 최대한의 안전성과 최적의 결과를 위해 항상 GESKE 앱에서 제공하는 맞춤형 스킨 케어 루틴을 사용하세요.

GESKE 앱을 다운로드하고 맞춤형 루틴을 얻으세요.

규격:

재질: ABS, 아크릴, PC, 실리콘, 스테인리스 스틸 | 보관 온도: -5 ~ +60 °C / 23 ~ 140 °F | 배터리: 리튬 이온 3.7V | 배터리 용량: 1,000 mAh | 최대 충전 전류: 730 mA | 충전 전압: 5V | 충전 시간: 약 3시간 | 운영 시간: 작동시간은 활성화 기술 및 강도에 따라 다릅니다 | 인터페이스: USB | 프로그램: LED 정식 조명: 단일 색상 (흰색), 진동: 5단계 속도, RF: 5 강도, 미세전류: 5 강도, LED 조명 기술: 8가지 색상

중요한 안전 관련 정보! 사용하기 전에 읽으세요!

- 라디오 주파수 정보:
 - 이 제품은 디지털 라디오 주파수를 사용하여 표피를 손상시키지 않으면서 피부 깊숙이와 표층의 지방 조직에 작용합니다.
 - 임상적인 부작용을 줄이기 위해 기기를 항상 움직이며 사용하여 피부 과열이나 화상을 피하세요. 위의 설명보다 더 자주 사용하지 마세요.
 - 항상 가장 낮은 강도로 시작하고 피부 반응을 주의 깊게 관찰한 후 강도를 높이세요.
 - 낮은 강도로 여러 번 세션을 진행하는 것이 높은 강도로 한 번 하는 것보다 더 효과적입니다.
 - 지속적인 개선과 결과를 보기 위해서는 꾸준히 기기를 사용해야 합니다.
 - 예상되는 부작용:
 - 사용 중이나 사용 직후 피부 발적(홍반)이나 부종(보기)을 경험할 수 있습니다. 이러한 부작용은 해롭지 않으며 보통 몇 시간 내에 사라집니다, 최대 24~48시간 내에 완화됩니다.
 - 얼굴에 기기를 사용한 후 두통을 경험할 수 있으며, 이는 사용 후 24~48시간 내에 사라집니다.
 - 예상하지 못한 부작용:
 - 라디오 주파수를 과도하게 사용하면 피부 필름, 화상, 흉터, 지방 조직 또는 표피 손상이 발생할 수 있습니다. 이를 피하기 위해 권장된 방법으로만 기기를 사용하세요.
 - 목에 기기를 강하게 사용한 후 귀 아래의 피부가 무감각해질 수 있습니다. 이 드문 부작용은 일시적이지만 완전히 사라지는 데 몇 주가 걸릴 수 있습니다.
 - 추가 안전 정보:
 - 피부에 세균 또는 바이러스 감염이 있는 경우(치료 부위 및 기타 부위) 자극이 있거나 부상 입은 피부 또는 열린 상처(부상 후에는 제품을 사용하지 마십시오)
 - 이 제품은 의학적 피부 상태나 질병을 치료하기 위한 것이 아닙니다 피부질환이나 질병이 있으신 분은 사용 전 피부과 전문의와 상담하십시오
 - 제품이 1) 비정상적으로 따뜻함, 2) 기계적으로 손상되거나 변형됨, 3) 변색된 경우 사용하지 마세요. 기기가 사용 중 따뜻해지는 것은 라디오 주파수 기술의 특성상 정상적인 현상입니다.
 - 예상된 부작용을 초과하는 통증이나 불편함이 발생하면 사용을 중단하고 의료 전문가의 조언을 구하세요.
 - 눈 부위는 매우 민감합니다 이 부위에는 제품이 눈꺼풀이나 눈에 닿지 않도록 각별한 주의를 기울이십시오
 - 개인맞춤 루틴에서 권장하는 대로만 제품을 사용하십시오
 - 위생상의 이유때문에 다른 사람과 제품을 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다
 - 본 제품은 얼굴에 회장형을 사용하기 위한 용도입니다 GESKE는 다른 신체 부위에 사용하거나 기타 부적절한 사용, 부적절한 전압원에 연결, 오염된 전도성 액체 또는 물로 인해 발생하는 유해한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다
 - 충전하기 전에 항상 플리그와 소켓이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오 그렇지 않으면 감전, 핫선 또는

화재가 발생할 수 있습니다 전원 콘센트에 연결한 상태에서 제품을 사용하지 마십시오

• 강한 빛을 방출할 수 있으므로 눈을 둔 방향이나 그 근처에서의 사용을 삼가하십시오

제품은 다음의 조건에서는 사용하기에 적합하지 않습니다.

- 의료 기기를 이식받았거나 금속, 또는 심박조율기와 같은 다른 전자 기기를 가지고 있는 경우
- 레이저 시술 또는 화학적 박피 후
- 안면거상술 후 사용, 미용과 의료 양자의 용도로 권유됨
- 열에 민감한 것으로 알려진 경우(예: 열 두드려기) 사용하지 마십시오
- 트리트먼트 중 (증) 강렬한 열감이 발생하면 트리트먼트를 즉시 중단해야 합니다

다음과 같은 경우에는 제품이 사용하기에 적합하지 의사의 상담을 받아야 합니다

- 심장질환이 있는 경우
- 자가면역 질환이나 뇌전증이 있으시면 전문가와 상담하세요.
- 임신한 경우, 임신 중 사용에 대한 안전성이 확립되지 않았습니다
- 과거에 얼굴에 임상적으로 치유된 단순 포진(herpes simplex)의 병력이 있는 경우: 드물지만, 집중적인 미용 기기의 사용이 기존 얼굴 단순 포진 감염(특히 입술 부위)을 재발시킬 수 있습니다.

사용에 대한 추가 정보:

- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology와 RF Heated Wavelengths를 사용하기 전에 제품이 완전히 건조되었는지 확인하세요.
- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology와 Advanced RF Heated Wavelengths는 반드시 GESKE 하이드레이팅 마이크로커런트 젤과 함께 사용하세요.
- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology와 Advanced RF Heated Wavelengths는 가슴 부위, 눈 주위, 목, 생식기/서체부, 붉거나 염증이 있는 피부, 젖 또는 확대된 혈관 위에는 사용하지 마세요.
- 미세침류 및 RF의 정기적인 효과에 대해서는 아직 알려진 바가 없습니다.
- 시신경의 자극으로 사용 중에 점멸등이 감지될 수 있습니다. 제품을 사용하지 않을 때에도 이러한 현상이 지속되면 의사의 친절을 받으십시오.
- 사용 중 약간의 따끔거림을 느낄 수 있습니다. 따끔거림을 줄이거나 제거하려면 MicroCurrent 또는 RF의 강도를 낮추세요.
- 장치를 사용하는 동안 전자 모니터링 장치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다
- 문전 중 또는 증강비 조작 중에는 절대 사용하지 마십시오
- 제품 입구에 날카로운 물체를 찔러넣지 마십시오
- 본 제품은 안전특별자제(SELV) 어댑터와 함께 사용해야 합니다
- 표준 IEC60335 전원 공급장치를 사용하여 장치를 충전하는 것이 좋습니다
- 비 GESKE 스키커제어 제품과 함께 사용할 때는 제품의 안전성과 효과가 입증되지 않았습니다. 우리 미세전류 제품과 함께 사용하시길 권장합니다. 다른 제품과 함께 사용할 경우, 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
- 기기의 권장 사용 범도는 선택한 기술에 따라 달라집니다. RF 기술은 주 3회를 초과하지 않도록 사용하셔야 하며, 다른 기술들은 하루에 최대 한 번까지 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 다양한 기술을 연달아 사용할 수 있습니다. Advanced RF Heated Wavelengths는 피부 자극이나 부상에 피하기 위해 항상 미지막에 사용하세요. 연속으로 여러 기술을 적용하면 피부 자극, 예를 들어 붉어짐이나

약간의 부종이 발생할 위험이 높아집니다.

- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology™ Advanced RF Heated Wavelengths로 집중 세션을 받은 후 24시간 동안은 다른 GESKE 기기로 하는 미용 시술, 운동 및 사우나 방문을 피해야 합니다. 세션 후 며칠 동안은 자외선 차단지수가 높은 선크림을 사용하세요.
- 제품을 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요

TR İlk kullanıldan önce güvenlik bilgilerini okuyun. Kullanım için her iki talimatı da saklayın.

ÜRÜNÜNE KISA BIR BAKIŞ

Ürününüz, radyo frekansı, mikro-akım ve LED teknolojilerine sahip çok işlevli bir güzellik cihazdır. Radyo frekansı ve mikro-akım teknolojileri haftada 3 kez güvenle kullanılabilir. LED teknolojisi ise her gün kullanılabilir. Maksimum sonuçlar ve güvenlik için her zaman GESKE uygulaması tarafından oluşturulan kişiye özel cilt bakımı rutinizi takip edin.

GESKE uygulamasını indirin ve kişiselleştirilmiş rutinimize sahip olun.

ÖZELLİKLER:

Malzeme: ABS, akrilik, PC, silikon, paslanmaz çelik | **Depolama sıcaklığı:** -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | **Pil:** Li-İyon 3,7V | **Pil Kapasitesi:** 1.000 mAh | **Maksimum Şarj Akımı:** 730 mA | **Şarj Voltajı:** 5V | **Şarj Süresi:** yaktı 3 saat | **Operasyon zamanı:** Çalışma süresi, etkinleştirilmiş teknolojilere ve yoğunluklara bağlı olarak farklılık gösterir | **Arayüz:** USB | **Programlar:** LED Dekoratif İşık; Tek Renk (Beyaz), Titreşim: 5 hız seviyesi, RF: 5 yoğunluk, Mikro Akım: 5 yoğunluk, LED İşık Teknolojisi: 8 renk

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ: KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!

- Radyofrekans Hakkında Bilgi:
 - Bu ürün, epidermisi zarar vermeden cilt yüzeyine ve daha derinlere ulaşan multipolar radyofrekans kullanır.
 - Olası yan etkileri azaltmak için cihazı sürekli hareket ettirin ve cildin örsü işinmasını veya yanmasını önlemek için sadece yukarıda açıklandığı gibi kullanın.
 - Her zaman en düşük yoğunlukla başlayın ve cildinizin tepkilerini izleyerek yoğunluğu yavaşça artırın.
 - Düşük yoğunlukta birden fazla seans, yüksek yoğunlukta tek bir seansтан daha fazla etki sağlar.
 - Sürekli iyileşme görmektı istiyorsanız cihazı düzenli kullanmalısınız.
 - Beklenen Yan Etkiler:
 - Kullanım sırasında veya sonrasında cilde kızarıklık (eritem) ve şişlik (ödem) yaşayabilirsiniz. Bu yan etkiler zararsızdır ve birkaç saat içinde, en fazla 24-48 saat içinde

geçer.

- Yüzündede cihazı kullandıktan sonra baş ağrısı deneyim edebilirsiniz, bu 24-48 saat içinde geçecektir.
- Beklemeyen Yan Etkiler:
 - RF ile aşırı tedavi (çok sık veya çok yoğun) cildinizde çöküntülere, yanıklara, yara izlerine veya yağ döküsü ve epidermis hasarına neden olabilir. Bunu önlemek için cihazı sadece önerildiği şekilde kullanın.
 - Boynunuzda cihazı yoğun bir şekilde kullandıktan sonra kulağınızın altında ciltte uyuşma hissedebilirsiniz. Bu nadir bir yan etkidir ve geçicidir, tamamen geçmesi birkaç hafta sürebilir.
 - Diğer Güvenlik Bilgileri:
 - Ciltte bakteriyel veya viral enfeksiyon olması durumunda (tedavi alanında veya başka bir yerde) ürün tahrîş olmuş veya incinmiş cilt ya da açık yaralarda (her türlü yaralanmadan sonra) kullanmayın.
 - Bu ürün, tıbbi cilt koşullarını veya hastalıklarını tedavi etmek için tasarlanmamıştır. Tıbbi cilt koşullarınız veya hastalıklarınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce dermatoloğunuza danışın.
 - Ürün şu durumlarda kullanılmamalıdır: 1) Anormal derecede sicaksa, 2) Mekanik olarak hasar görmüş veya şekil bozukluğu varsa, 3) Rengi değişmişse. RF teknolojisi nedeniyle cihazın kullanım sırasında işinması normaldir.
 - Beklenen yan etkilerin ötesinde ağır ve/veya rahatsızlıklı hissederseniz kullanımı durdurun ve tıbbi yardım alın.
 - Göz çevresi çok hassastır: Bu alanda ekstra dikkatli oln ve ürünün göz kapaklarına veya gözün kendisine temasından kaçın.
 - Ürünü yalnızca kişiselleştirilmiş rutininizde önerildiği şekilde kullanın.
 - Hijyen açısından ürününüüzü başkalarıyla paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
 - Ürün yüzde kosmetik kullanım için tasarlanmıştır. GESKE, vücuttan diğer bölgelerinde kullanımdan veya diğer uygunsuz kullanımlarından, uygun olmayan voltaj kaynaklarına bağlandıktan ve kırılmış iletken sıvı veya bilyelerden kaynaklanan olası zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 - Şarj etmeden önce daima fiş ve prizin tamamen kuru olduğunu emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. Ürün prize takılıken kullanılmamalıdır.
 - Ürün yoğun ışık yayabilir; bu nedenle açık göze doğrultarak veya açık göz yakınında uygulamalıdan kaçının.

Ürün aşağıdaki koşullarda kullanıma uygun değildir:

- Eğer vücutunuzda tıbbi bir cihaz, metal veya kalp pili gibi başka bir elektronik cihaz bulunuyorsa

- Lazer tedavisi veya kimyasal peeling sonrası
- Hem tıbbi hem kosmetik amaçlı yapılan yüz operasyonu sonrası
- Sıcağa karşı aşırı duyarlısanız (ör. ısı ürtikeri) kullanmayın
- Tedavi sırasında (çok) yoğun bir sıçıklık oluşturسا tedavi derhal durdurulmalıdır

Aşağıdaki durumlarda, ürünü kullanmanız uygun olup olmadığı konusunda bir doktora danışmanız gereklidir:

- Kalp hastalığınız varsa
- Otoimmün bir hastalığınız veya epilepsiniz varsa, mutlaka bir uzmana danışın
- Hamileyseñiz Hamilelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır
- Eğer yüzünden klinik olarak iyileşmiş ve anamnezde bilinen bir Herpes Simplex vakası varsa: Nadir de olsa, yoğun kozmetik cihaz kullanımı daha önce var olan yüz Herpes Simplex enfeksiyonunu (özellikle dudak bölgesinde) yeniden aktif hale getirebilir.

Kullanım hakkında daha fazla bilgi:

- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology ve RF Heated Wavelengths'i kullanmadan önce ürünün tamamen kuru olduğundan emin olun
- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology ve Advanced RF Heated Wavelengths'i yalnızca GESKE Nemlendirici Mikroakım Jeli ile birlikte kullanmamızız
- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology ve Advanced RF Heated Wavelengths'i göğüs, göz çevresi, boğaz, genital/bel bölgesi, kırmızı ve iltihaplı cilt, doğum lekeleri ve genişlemiş kan damarları üzerinde kullanmayın
- Micro Current ve RF'nin uzun vadeli etkileri hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır
- Optik sinirin uyarılması sonucunda kullanım sırasında yanıp sönün bir ışık algılanabilir. Ürünü kullanmamış birakmanızın ardından bu durum devam ederse tıbbi yardım alın
- Uygulama sırasında hafif bir karınçalanma hissedilebilir. Karınçalanmayı azaltmak veya tamamen ortadan kaldırılmak için MicroCurrent veya RF yoğunluğununu düşürün
- Cihaz kullanılırken elektronik izleme cihazları düzgün çalışmaya bilir
- Ürünü asla ağır makine sırkeren veya çırılçıplak kullanmayın
- Ürün ağırlıklarına keskin nesneler sokmayın
- Ürün yalnızca güvenilirlik bir ekstra düşük voltaj (SELV) adaptörüyle kullanılabilir
- Cihazı şarj etmek için standart IEC60335 güç kaynakları kullanmanızı öneriz
- Ürünün güveniligi ve etkinliği, GESKE dışındaki cilt bakım ürünleriley değerlendirilmemiştir. Ürünün yalnızca kendi mikroakım ürünlerimizle kullanmanızı öneriz. Diğer ürünlerle kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır
- Cihazın önerilen kullanım sıklığı seçtiğiniz teknolojiye bağlıdır. Radyo frekansı haftada üç kereden fazla kullanılmamalıdır. Diğer teknolojiler ise güvenle günde bir kez kullanılabilirsiniz
- Farklı GESKE teknolojilerini art arda kullanılabilsiniz. Ancak cilt tıraşı veya yaralanmayı önlemek için Advanced RF Heated Wavelengths'ı her zaman en son kullanın. Birbirini izleyen birkaç teknolojinin uygulanması ciltte kızarıklık veya hafif şişlik gibi tıraş riskini

artrabilir.

- MicroCurrent Pro Face-Lift Technology veya Advanced RF Heated Wavelengths ile yoğun bir seans sonrasında 24 saat boyunca diğer GESKE cihazları ile kozmetik tedavilerden, spor yapmakta ve sauna ziyaretlerinden kaçının. Seans sonrası günlerde yüksek SPF'li güneş kremleri kullanmayı unutmayın.
- Ürünü çocukları erişmeyeceğii bir yerde saklayın.

TH โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก และเก็บคำแนะนำการใช้งานสองภาษาไว้ใช้งาน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ความงามมาสเตอร์เพสที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย MicroCurrent และ LED สำหรับเครื่องดูแลผิวและ MicroCurrent สามารถใช้ได้จากล่างหน้าโน๊ตบุ๊ค 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนเทคโนโลยี LED ใช้ได้ทุกนัด เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ Rutina การดูแลผิวจะเพิ่มความดูเด็กและช่วยให้ผิวใส GESKE เสนอ

ดาวน์โหลดแอป GESKE และรับกิจกรรมส่วนตัวของจุดเด่น

ข้อมูลจำเพาะ:

วัสดุ: ABS, อะคริลิก, PC, ซิลิโคน, สแตนเลส | อุณหภูมิในการหัตถเย็น: -5 – +60 °C / 23 – 140 °F | แบตเตอรี่: Li-Ion 3.7V | ความจุของแบตเตอรี่: 1,000 mAh | กระแสไฟฟ้าร้อนสูงสุด: 730 mA | กระแสไฟฟ้าในการชาร์จ: ประมาณ 3 ชั่วโมง | เวลาทั่วไป: ระยะเวลาการใช้งานแต่ละกันเป็นอยู่ กันการหั่นตัดก้านไม้โดยไม่เสียแรงขณะเปิดไฟงาน | ตัวชี้แจงต่อ: USB | ปุ่มการทำงาน: ไฟฟ้าแต่ง LED: 3 สี (เขียว, แดง, ฟ้า), การสั่นสะเทือน: 5 ระดับความเร็ว, RF: ความแรง 5 ระดับ, MicroCurrent: ความแรง 5 ระดับ, เทคโนโลยี LED: 8 สี

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ! อย่าก่อนใช้!

- ข้อมูลนี้เป็นข้อบัน្តอย่างเดียว
- Productos นี้ใช้เครื่องดูแลผิวแบบสายฟ้า เพื่อเจาะลึกถึงชั้นผิวและชั้นไขมัน โดยไม่ทำลายผิวค้านบัน
- ลดความเสี่ยงจากการหลอกลวงที่ด้วยการคลิปในไฟ Dispositivo ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้สูบกีดความร้อน เกินหรือไม่ และไม่ควรใช้ก่อนเก็บน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำ
- เมื่อต้องความชื้นต่ำด้วยลม และคงอยู่นานๆ ให้ดูแลอย่างดี
- กรณีต้องการเปลี่ยนถ่ายหัวดูดสูบ ให้ผลิตภัณฑ์ที่ว่าการท้าทาย Sesión ให้ยาห์ความเข้มสูง
- ใช้งานปกติอย่างน้ำมันเชือก ให้ผลิตภัณฑ์ที่ว่าการท้าทาย Sesión ให้ยาห์ความเข้มสูง
- ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปลี่ยน:

 - ในกรณีที่หัวดูดสูบหลังจากการใช้งาน คุณอาจพบผิวแดง (erythema) และบวม (edema) ผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้นไม่ เป็นเหตุการณ์ และจะหายไปภายในไม่กี่วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 24-48 ชั่วโมงหลังการใช้
 - หลังจากใช้งานในหน้า อาจรู้สึกปวดหัว ซึ่งจะหายไปใน 24-48 ชั่วโมง
 - ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรติด:

 - การใช้ RF เกินไป (บ่อยเกินหรือแรงเกิน) อาจทำให้เกิดหัสุมบนผิวหนัง การไห้ใหม่ รอยแมลงเป็น หรือความ

- เสียหายที่มีผลลัพธ์ของน้ำหนักผิว หลักก็เลือยเป็นปุกๆ หนานี้โดยใช้สูญการณ์ความค่าแม่นยำเข้าท่านั้น
- หลังการใช้เกตเคนโดยใช้รากฐานรากที่ต้องห่อให้ร้อนบนดิน เช่น เหงื่อแมลงเปรี้ย (หลังจากได้ร้อนดินเงินๆ ก็)
- แต่เดี๋ยวเวลาหลายสปีคิดว่าจะขาดสารสนิท
- ซึ่งบุคลากรบลอดภัยเพื่อเตือน:
- ห้ามใช้เลือดกันที่กันดินหนังที่รักษาต้องห่อหรือได้ร้อนดิน เช่น เหงื่อแมลงเปรี้ย (หลังจากได้ร้อนดินเงินๆ ก็)
- ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาอาการดินหนัง (ทั้ง ในบริเวณที่ต้องการรักษาและที่อื่นๆ)
- ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาอาการดินหนัง เช่น ห้ามคุณเมื่ออาการทางดินหนังหรือโรคดินหนัง กรดบ้ารักษาแพทย์ดินหนังก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ที่
- ไม่ควรใช้ Product ใดๆ ที่ RF มากกว่า 2 มิลลิเมตร (ไม่ควรดื่มน้ำ หากคุณเมื่ออาการทางดินหนังหรือโรคดินหนัง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์) 3 เบสิ่นสี เมื่อจากเทคโนโลยี RF คาดว่าอุปกรณ์จะถูกห้ามการใช้งาน
- หากมีอาการร้อนบวมหรือไม่สบาย เก็บรักษาส่วนที่ร้อนที่ค่าไว้ทุกอย่างที่ได้รับทันทีและปรึกษาแพทย์
- บริเวณรอบดวงตาบนบานงามมา: ควรระวังด้วยว่าจะเป็นพิเศษในบริเวณนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้เลือดกันที่ในการรักษาส่วนที่บานงามด้วยความ
- ใช้เลือดกันที่กันดินหนังน้ำที่ห้ามใช้กับร้อนบุคคลของคุณร่วมกับสูตรอื่น
- ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราไม่แนะนำให้ใช้เลือดกันที่ของคุณร่วมกับสูตรอื่น
- ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าสำหรับคุณและความงามในหน้า GESKE จะไม่ว่าคิดของคือผลที่เป็นอันตรายอันก็ต้องใช้จากการใช้งานน้ำส้มเชื่อมที่ห้ามใช้ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านประสาทสัมภาระ
- ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าสำหรับคุณและความงามในหน้า GESKE จะไม่ว่าคิดของคือผลที่เป็นอันตรายอันก็ต้องใช้จากการใช้งานน้ำส้มเชื่อมที่ห้ามใช้ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านประสาทสัมภาระ
- ควรจะอ่านให้แน่ใจเสมอว่าเลือดกันที่ห้ามใช้ในหน้าที่มีความบกพร่องทางด้านประสาทสัมภาระ
- ควรจะอ่านให้แน่ใจเสมอว่าเลือดกันที่ห้ามใช้ในหน้าที่มีความบกพร่องทางด้านประสาทสัมภาระ
- ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าสำหรับคุณและความงามในหน้า GESKE จะไม่ว่าคิดของคือผลที่เป็นอันตรายอันก็ต้องใช้จากการใช้งานน้ำส้มเชื่อมที่ห้ามใช้ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านประสาทสัมภาระ
- ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าสำหรับคุณและความงามในหน้า GESKE จะไม่ว่าคิดของคือผลที่เป็นอันตรายอันก็ต้องใช้จากการใช้งานน้ำส้มเชื่อมที่ห้ามใช้ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านประสาทสัมภาระ

- ถ้าคุณเมื่อปีก่อนการรักษาเพื่อฟื้นฟูในร่างกาย metal หรืออุปกรณ์อื่นเลือกห้องนิรภัยเข้า เชื่องกระชุนหัวใจ
- หลังที่เลือกห้องนิรภัยคือตัวคุณเอง
- หลังจากห้องนิรภัยในหน้าที่นั้นได้รับความงามและด้านความแพทย์
- ห้ามใช้ห้องนิรภัยเพื่อการรักษาความงาม
- หากว่ากันว่าห้องนิรภัย (ในนั้นไป) ในระหว่างการรักษาบัด จะต้องหยุดการรับน้ำทันที

ในการเดินทางในนี้ จำเป็นต้องรักษาบันทึกอย่างดีที่สุดที่สามารถรักษาความงามและด้านความแพทย์ใน:

- หากคุณเป็นโรคหัวใจ
- หากคุณเป็นโรคหัวใจคุณก็ต้องห้ามใช้เครื่องห้องนิรภัยก่อน
- ในกรณีที่จังหวัด ความบกพร่องทางด้านความงามและการรักษาความงาม
- P147242AB-tu136:mid-0. ถ้ามีประวัติรักษาความงามเป็นโรคเรื้อรังในหน้าและรักษาความงามแล้ว ในกรณีที่หาย การใช้ปีก่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายที่มีความเชื่อมโยงกับการรักษาความงามของการดูแลบ้านของคุณที่เชื่อมโยงกับการรักษาความงาม
- ต้องได้รับการรักษาความงามที่เหมาะสมกับคุณภาพของคุณ

ห้องน้ำที่ให้ความสำคัญในการใช้:

- ก่อนใช้เกตเคนโดยใช้ MicroCurrent Pro Face-Lift Technology และ Advanced RF Heated Wavelengths ให้เลือดกันที่หัวทันทีหลังจากนั้น

- การใช้เกตเคนโดยใช้ MicroCurrent Pro Face-Lift Technology และ Advanced RF Heated Wavelengths ควรใช้ร่วมกับเจลรักษาสูตรอื่น MicroCurrent ของ GESKE เท่านั้น
- ห้ามใช้เกตเคนโดยใช้ MicroCurrent Pro Face-Lift Technology และ Advanced RF Heated Wavelengths บริเวณหัวอก บริเวณขา ลำคอ บริเวณอวัยวะเพศ หรือบริเวณที่ต้องมีการรักษาด้วยเลือดที่ไม่ไปทาง
- ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของ Microcurrent และ RF
- ผลจากการใช้ด้วยของเหลวประจำตัว อาจทำให้เก็บแสงและรักษาระบบท่องเที่ยวได้ หากบังคับมีอาการน้ำออกมิ่งไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ปรึกษาแพทย์
- อาจมีความรู้สึกเจ็บปวดหรือชาในบริเวณที่ใช้งาน แนะนำให้หลีกเลี่ยงความแรงของ MicroCurrent หรือ RF เพื่อลดหรือขจัดผลลัพธ์ที่กล่าว
- ปุกนมคุณควรมีความรู้สึกการบีบอัดที่หัวท่านไม่ถูกต้องในขณะที่กำลังใช้งานอุปกรณ์
- ห้ามใช้เลือดกันที่ในขณะที่หัวใจ ใช้เครื่องตรวจหัวใจ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถดูดซึมได้
- ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ยังคงอยู่กับแบตเตอรี่ที่ชาร์จตัวไฟฟ้าคัพเพลท (SELV) เท่านั้น
- เราระบุว่าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าคริสตัล IEC60335 เพื่อความปลอดภัย
- ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกประเมินเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นและผู้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของ GESKE แนะนำให้ใช้เลือดกันที่หัวท่านกับผลิตภัณฑ์ MicroCurrent ของเราเท่านั้น การใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นเป็นความเสี่ยงของความปลอดภัย
- ความต้องห้ามในในการใช้สูญการณ์เชือกหัวทันที โดยที่เลือก Radiofrequency ไม่ควรใช้กับสามครั้ง ต่อสปีดack สำหรับเกตเคนโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ IC60335 เพื่อความปลอดภัย
- คุณสามารถใช้เกตเคนโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ IC60335 เพื่อความปลอดภัย Advanced RF Heated Wavelengths ควรใช้เป็นทันที ตอนสุดท้ายของ เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดเชื้อราหัสบดี เช่น การกีดกันด้วยกระเบื้องหิน ฯลฯ ของอาจทำให้ไม่สามารถต้องห้ามห้องน้ำ ได้
- ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการใช้ MicroCurrent Pro Face-Lift Technology หรือ Advanced RF Heated Wavelengths ควรเลี่ยงการใช้ยาที่ต้องห้ามตัวอย่าง Dispositivos อื่น ๆ ของ GESKE การออกกำลังกายหรือการเข้าชั้นเรียน ให้ใช้ครีมกันแดดที่มี SPF สูงในวันที่ผ่านหลัง Sesión
- เก็บเลือดกันที่ให้ต่างจากน้ำ