

# GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

## Quickstart Guide



[www.geske.com](http://www.geske.com)

GESKE Beauty Tech GmbH,  
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany  
[info@geske.com](mailto:info@geske.com), [www.geske.com](http://www.geske.com)

SmartAppGuided™  
MicroNeedle Face & Body Roller | 8 in 1

# Short Introduction

Scan for the full instructions  
in your language





Massage



2 sec



before  
use



GESKE German Beauty Tech App  
Available in 36 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.  
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

EN

**Read the safety information before first use.**

**Keep both instructions for use.**

## YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multi-functional MicroNeedle roller. It is safe to be used up to 2 times per week, at maximum 3 times per week. Please do not use more frequently. This limitation only applies to the most intense function of the device: microneedling. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skin Care Routine created by the GESKE App.

**Download the GESKE app and get your personalized routine.**

### SPECIFICATIONS:

**Material:** silicone, ABS, PC, stainless steel, resin |

**Storage temperature:** -5 - +60°C/23 - 140°F | **Battery:** Li-Ion 3.7V |

**Battery Capacity:** 140 mAh | **Maximum Charging Current:** 140 mA |

**Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 2.5 hours |

**Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities. | **Interface:** USB | **Programs:** Vibration: 1 speed level, LED Light Technology: 1 colour

### IMPORTANT SAFETY NOTES! READ BEFORE USAGE!

**The product is not suitable for use under the following conditions:**

- If you suffer from skin cancer or precancerous stages (actinic keratoses)
- If you suffer from hemorrhagic diseases (congenital blood clotting disorders) and/or take medication that affects blood clotting
- The safety and effectiveness of the product has never been assessed in conjunction with non-GESKE skin care products and masks. We recommend using the product only with GESKE products. Use with other products at your own risk
- After laser treatment or chemical peeling
- After cosmetic facial surgery

**In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:**

- If you have a heart disease
- In case of pregnancy. The safety of use during pregnancy has not been established
- If you have derma fillers or injections
- The product can emit intense light, avoid applying it in the direction of or near an open eye
- Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the usage area and elsewhere)
- Do not use the product on nevi, moles or other (benign) skin lesions

• This product is not intended to treat medical skin conditions or diseases. If you have medical skin conditions or diseases, consult your dermatologist before using this product

### Further information on use:

- Only apply light pressure when using the microneedling head
- Microneedling can lead to mild swelling or bruising. Moisturize thoroughly after each session
- Avoid exercising and swimming for 24 h after a microneedling session. Do not apply make-up for 24 h. Avoid prolonged sun exposure for at least one week and apply sunscreen (with high SPF >30) during this time
- Avoid using products with acids and fragrance, as well as physical scrubs and exfoliators during and after a microneedling session
- Using products with active ingredients such as vitamin C or retinol may lead to more intense irritation of the skin. If this irritation persists for a longer period of time, seek medical advice
- Sanitize the needle attachment after each use with alcohol spray and let it air dry
- Do not use the product if it is 1) untypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend not sharing your product with others and replacing attachments as needed
- The product is intended for cosmetic use on the face. GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet

DE

**Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.**

### DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionaler MicroNeedle-Roller. Er kann sicher bis zu 2 Mal pro Woche, maximal 3 Mal pro Woche verwendet werden. Bitte nicht häufiger verwenden. Diese Einschränkung gilt nur für die intensivste Funktion des Geräts: Microneedling. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse,

verwende immer Deine personalisierte Skin Care Routine, die von der GESKE App erstellt wurde.

## Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

### SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Silikon, ABS, PC, Edelstahl, Kunstharz |

**Lagertemperatur:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V |

**Batteriekapazität:** 140 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 140 mA |

**Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 2,5 Stunden |

**Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten. | **Anschluss:** USB | **Programme:** Vibration: 1 Geschwindigkeitsstufe, LED Licht Technology: 1 Farbe

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt ist nicht zur Verwendung geeignet:

- Wenn Du an Hautkrebs oder Krebsvorstufen (aktinische Keratosen) leidest
- Wenn Du an hämorrhagischen Erkrankungen (angeborene Blutgerinnungsstörungen) leidest und/oder Medikamente einnimmst, die die Blutgerinnung beeinflussen
- Die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts wurde nie in Verbindung mit Nicht-GESKE Hautpflegeprodukten und Masken untersucht. Wir empfehlen, das Produkt nur mit GESKE Produkten zu nutzen. Eine Verwendung mit anderen Produkten geschieht auf eigenes Risiko
- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling
- Nach kosmetischer Gesichtschirurgie

In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:

- Bei Vorliegen einer Herzerkrankung
- Im Falle einer Schwangerschaft. Die Sicherheit der Verwendung während der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen
- Wenn Du Dermafüller oder Injektionen hast
- Das Produkt kann intensives Licht emittieren, eine Anwendung in Richtung bzw. in der Nähe des offenen Auges ist unbedingt zu vermeiden
- Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Anwendungsareal als auch an anderen Stellen)
- Verwende das Produkt nicht auf Nävi, Muttermalen oder anderen (gutartigen) Hautläsionen
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest

### Weitere Hinweise zur Benutzung:

- Bei Verwendung des Microneedling-Kopfes nur leichten Druck ausüben
- Das Microneedling kann zu leichten Schwellungen oder Blutergüssen führen. Trage nach jeder Session eine Feuchtigkeitspflege auf
- Vermeide nach einer Microneedling-Session für 24 Stunden Sport und Schwimmen. Trage 24 Stunden kein Make-up auf. Vermeide längere Sonneneinstrahlung für mindestens eine Woche und trage während dieser Zeit Sonnencreme (mit hohem Lichtschutzfaktor >30) auf
- Vermeide die Verwendung von Produkten mit Säuren und Duftstoffen, Wirkstoffen (wie Vitamin C oder Retinol) sowie physikalischen oder anderen Peelings während und nach einer Microneedling-Session
- Die Verwendung von Produkten mit Wirkstoffen wie Vitamin C oder Retinol kann zu einer stärkeren Reizung der Haut führen. Wenn diese Reizung über einen längeren Zeitraum anhält, hole ärztlichen Rat ein
- Desinfiziere den Microneedle-Aufsatz nach jedem Gebrauch mit Alkohol und lass ihn an der Luft trocknen
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
- Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen und die Aufsätze nach Bedarf auszutauschen
- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen
- Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

ES

Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

### UN VISTAZO A SU PRODUCTO

El producto es un rodillo MicroNeedle multifuncional. Es seguro usarlo hasta dos veces por semana, como máximo tres veces por semana. Por favor, no lo utilices con más frecuencia de la indica-



da. Esta limitación solo se aplica a la función más intensa del dispositivo: microneedling. Para obtener la máxima seguridad y resultados ideales, sigue siempre tu rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

## Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

### ESPECIFICACIONES:

**Materiales:** silicona, ABS, PC, acero inoxidable, resina | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C / 23 - 140 °F | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:** 140 mAh | **Corriente de carga máxima:** 140 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 2,5 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas. | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración: Vibración: 1 niveles de velocidad, tecnología de luz LED: 1 color

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR!

**No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:**

- No usar si padece cáncer de piel o estadios precancerosos (queratosis actínicas)
- Si padece enfermedades hemorrágicas (trastornos congénitos de la coagulación de la sangre) y/o tomas medicamentos que afectan a la coagulación de la sangre.
- La seguridad y eficacia del producto no se ha estudiado nunca en combinación con productos y mascarillas para el cuidado de la piel que no sean de GESKE. Le recomendamos utilizar el dispositivo exclusivamente con los productos de GESKE. El uso junto con otros productos queda bajo su propia responsabilidad
- Después de un tratamiento con láser o un peeling químico
- Después de una cirugía estética facial)

**En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:**

- Si tiene una enfermedad del corazón
- En caso de embarazo. No se ha demostrado la seguridad de uso del aparato durante el embarazo
- Si tienes rellenos dérmicos o inyecciones
- El dispositivo puede emitir una luz intensa, por lo que debe evitarse a toda costa su uso cerca de los ojos
- No utilizar el producto sobre la piel irritada o lesionada o sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), sobre infecciones cutáneas por bacterias o virus (tanto en la zona de tratamiento como en otros lugares)
- No utilices el producto sobre nevos, lunares u otras lesiones cutáneas (benignas)

• Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto

### Otras indicaciones de uso:

- Aplica solo una ligera presión cuando use el cabezal de microagujas
- Las microagujas pueden provocar una hinchazón leve o hematomas. Hidratar a fondo después de cada sesión.
- Evitar hacer ejercicio y nadar durante las 24 h posteriores a una sesión de microneedling. No usar maquillaje durante 24 h. Evitar la exposición prolongada al sol durante al menos una semana y aplicar crema solar (con alto SPF > 30) durante este tiempo
- Evitar el uso de productos con ácidos y fragancias, así como exfoliantes físicos durante y después de una sesión de microneedling.
- El uso de productos con principios activos como la vitamina C o el retinol puede provocar una irritación más intensa de la piel. Consultar con un médico si esta irritación persiste durante un período de tiempo largo.
- Desinfecta el accesorio de la aguja después de cada uso con alcohol en aerosol y déjalo secar al aire.
- No utilice el producto en caso de que esté 1. inusualmente caliente, 2. mecánicamente dañado o deteriorado, 3. descolorido
- En caso de que aparezcan dolores y/o molestias durante su uso, interrumpa su utilización y acuda a un médico
- La zona de los ojos es muy delicada: Tenga especial cuidado en esta zona y evite el contacto del producto con los párpados o el propio ojo
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de su rutina personalizada
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta su dispositivo con otras personas y que reemplace los accesorios cuando sea necesario
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente.



Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.

### VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Ce produit est un rouleau à microaiguilles multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 2 fois par semaine,

au maximum 3 fois par semaine. Veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Cette limitation ne s'applique qu'à la fonction la plus intense de l'appareil : le microneedling. Pour une sécurité maximale et des résultats optimaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'app GESKE.

**Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.**

#### CARACTÉRISTIQUES

**Matériau :** silicone, ABS, PC, acier inoxydable, résine |  
**Température de stockage :** -5 à +60 °C/23-140 °F | **Batterie :** Li-Ion 3,7V |  
**Capacité de la batterie :** 140 mAh | **Courant de charge maximal :** 140mA |  
**Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 2,5 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées. | **Interface :** USB | **Programmes :** Vibration : 1 niveau de vitesse, technologie LED Light : 1 couleur

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !

**Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :**

- Si vous souffrez d'un cancer de la peau ou de stades précancéreux (kératoses actiniques)
- Si vous souffrez de maladies hémorragiques (troubles congénitaux de la coagulation sanguine) et/ou prenez des médicaments qui affectent la coagulation du sang
- La sécurité et l'efficacité du produit n'ont jamais été évaluées en conjonction avec des produits de soins de la peau et des masques d'une autre marque que GESKE. Nous recommandons d'utiliser le produit uniquement avec les produits GESKE. L'utilisation avec d'autres produits se fait à vos risques et périls
- Après traitement au laser ou peeling chimique
- Après une chirurgie esthétique du visage

**Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :**

- Si vous avez une maladie cardiaque
- En cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie
- Si vous avez des produits de comblement dermique ou des injections
- Le produit peut émettre une lumière intense, il faut absolument éviter de l'utiliser en direction ou à proximité de l'œil ouvert
- Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou en cas de plaies ouvertes (tout type de blessure), d'infections bactériennes ou virales de la peau (à la fois sur la zone de traitement et ailleurs)
- Ne pas utiliser le produit sur les naevus, les grains de beauté ou autres lésions cutanées (bénignes)

• Ce produit n'est pas destiné au traitement d'affections cutanées ou de maladies. Si vous souffrez d'affections cutanées ou de maladies, consultez votre dermatologue avant d'utiliser ce produit

#### Informations complémentaires sur l'utilisation :

- N'appliquez qu'une légère pression lors de l'utilisation de la des microaiguilles
- Le microneedling peut entraîner un léger gonflement ou des ecchymoses. Hydratez-vous bien après chaque séance
- Évitez de faire de l'exercice et de nager pendant 24h après une séance de microneedling. Ne vous maquillez pas pendant 24h. Évitez l'exposition prolongée au soleil pendant au moins une semaine et appliquez une crème solaire (avec un FPS élevé > 30) pendant cette période
- Évitez d'utiliser des produits contenant des acides et des parfums, ou des gommages physiques et des exfoliants pendant et après une séance de microneedling
- L'utilisation de produits contenant des ingrédients actifs tels que la vitamine C ou le rétinol peut entraîner une irritation plus intense de la peau. Si cette irritation persiste plus longtemps, consulter un médecin
- Désinfectez l'embout de l'aiguille après chaque utilisation avec un vaporisateur à alcool et laissez-le sécher à l'air
- Ne pas utiliser le produit s'il est 1. anormalement chaud, 2. mécaniquement endommagé ou déformé, 3. décoloré
- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin
- Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudent-e et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes et d'échanger les embouts si nécessaire
- Le produit est destiné à une utilisation cosmétique sur le visage. GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences néfastes résultant d'une application sur d'autres parties du corps ou d'une autre utilisation non conforme, d'un raccordement à des sources de tension inappropriées, de billes ou d'un liquide conducteurs souillés
- Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant

PT

**Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarda ambas as instruções de utilização.**

#### O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O teu produto é um rolo MicroNeedle multifuncional. Pode ser usado em segurança até 2 vezes por semana, no máximo 3 vezes

por semana. Não o utilize com mais frequência. Esta limitação só se aplica à função mais intensa do aparelho: microneedling. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina personalizada de cuidados com a pele criada pela aplicação GESKE.

## Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.

### ESPECIFICAÇÕES

**Material:** silicone, ABS, PC, aço inoxidável, resina |

**Temperatura de armazenamento:** -5 - +60 °C/23-140 °F |

**Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 140 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 140 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 2,5 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas. |

**Interface:** USB | **Programas:** Vibração: 1 nível de velocidade, tecnologia de luz LED: 1 cor

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES! LER ANTES DE UTILIZAR!

**O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:**

- Se sofres de cancro da pele ou lesões pré-cancerosas da pele (queratoses actínicas)
- Se sofres de doenças hemorrágicas (distúrbios congénitos da coagulação do sangue) e/ou toma medicamentos que afetem a coagulação do sangue
- A segurança e a eficácia do produto foram apenas avaliadas em combinação com produtos e máscaras de cuidados com a pele da GESKE. Recomendamos a utilização do produto apenas com produtos GESKE. A utilização com outros produtos ocorre por conta e risco do utilizador

- Após tratamentos a laser ou peelings químicos
- Após cirurgia facial de natureza estética

**Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:**

- Se a pessoa tiver uma doença cardíaca
- Em caso de gravidez. A segurança da utilização durante a gravidez não foi demonstrada
- Se tiveres fillers ou produtos injetáveis
- O produto pode emitir luz intensa. Evita aplicá-lo na direção ou próximo do olho aberto
- Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infeções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)
- Não utilizes o produto em nevos, verrugas ou outras lesões cutâneas (benignas)

• Este produto não se destina a tratar doenças ou condições médicas cutâneas. Se tiver condições doenças médicas cutâneas, consulte o seu dermatologista antes de usar este produto

### Outras informações sobre a utilização:

- Aplica apenas uma leve pressão ao usar a cabeça de microagulhamento
- O microagulhamento pode causar um inchaço ou hematoma ligeiros. Realiza uma hidratação profunda após cada sessão
- Evita exercício físico e nadar por 24 horas após uma sessão de microneedling. Não apliques maquilhagem durante 24 h. Evita a exposição prolongada ao sol por pelo menos uma semana e aplica protetor solar (com FPS alto > 30) durante esse período
- Evita utilizar produtos com ácidos e fragrâncias, bem como esfoliantes físicos ou outros esfoliantes durante e após uma sessão de microneedling
- O uso de produtos com ingredientes ativos, como vitamina C ou retinol, pode levar a uma irritação mais intensa da pele. Se esta irritação persistir por um longo período de tempo, procura orientação médica
- Higieniza o acessório de agulhas após cada uso com spray de álcool e deixa secar ao ar
- Não utilizar o produto, se este estiver anormalmente quente, danificado ou deformado mecanicamente, ou descolorado
- Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico
- O contorno dos olhos é uma zona muito sensível: Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas e substituir os acessórios sempre que necessário
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto. A GESKE não se responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferas
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se

produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente

RU

**Обязательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.**

## ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой многофункциональный мезороллер. Безопасно использовать до 2 раз в неделю, максимум 3 раза в неделю. Не используйте изделие чаще. Это ограничение распространяется только на самую интенсивную функцию устройства: микронидлинг. Для максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

**Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** силикон, АБС, поликарбонат, нержавеющая сталь, смола | **Температура хранения:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Батарея:** литий-ионная, 3,7 В | **Емкость батареи:** 140 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 140 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прибл. 2,5 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности. | **Интерфейс:** USB | **Программы:** Вибрация: 1 уровень скорости, LED-терапия: 1 цвет

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

**Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:**

- Если у тебя рак или предраковое состояние кожи (актинический кератоз)
  - Если вы страдаете геморрагическими заболеваниями (врожденными нарушениями свертываемости крови) и (или) принимаете лекарства, влияющие на свертываемость крови
  - Безопасность и эффективность изделия не исследовались в сочетании со средствами по уходу за кожей и масками других производителей.
- Мы рекомендуем использовать изделие только с продукцией GESKE. Использование с другими средствами осуществляется на твой страх и риск
- После лазерной терапии или химического пилинга
  - После косметических операций на лице

**В следующих случаях необходима консультация с врачом относительно того, подходит ли тебе данное изделие:**

- Если у тебя болезнь сердца
- В случае беременности. Безопасность применения при беременности не установлена
- Если тебе вводили филлеры или делали инъекции
- Изделие может излучать интенсивный свет. Не используй в направлении или рядом с открытым глазом
- Не используй изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травмы любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)
- Не используйте продукт на участках с невусами, родинками или другими (доброкачественными) новообразованиями на коже
- Это средство не предназначено для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. Если у тебя есть проблемы с кожей или кожные заболевания, проконсультируйся с дерматологом перед использованием этого средства

## Дополнительная информация по использованию:

- Не дави сильно на микроигльчатую головку при использовании изделия
- Мезотерапия может привести к небольшому отеку или синякам. Тщательно увлажняй кожу после каждого сеанса
- Избегайте физических упражнений и плавания в течение 24 часов после сеанса микронидлинга. Не наноси макияж в течение 24 часов Избегайте длительного пребывания на солнце в течение как минимум одной недели и наносите солнцезащитный крем (с высоким SPF > 30) в течение этого времени.
- Не пользуйся продуктами с кислотами и ароматизаторами, активными ингредиентами (такими как витамин С или ретинол), а также скрабами и отшелушивающими средствами во время и после сеанса мезотерапии
- Использование продуктов с активными ингредиентами, такими как витамин С или ретинол, может привести к более сильному раздражению кожи. Если это раздражение сохраняется в течение более длительного периода времени, обратись к врачу
- После использования обработай игльчатую насадку спреем с содержанием спирта и дай ей высохнуть
- Не используй изделие, если оно необычно теплое на ощупь, механически повреждено или деформировано, или обесцвечено
- Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, прекрати использовать изделие и обратись к врачу
- Область вокруг глаз очень чувствительна. Проявляй осторожность и избегай контакта изделия с веками или глазом
- Используй изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими

o sostituire le testine in base alle necessità

- L'articolo è destinato per l'uso estetico sul viso. L'azienda GESKE non è responsabile per qualsiasi danno causato dall'uso improprio, collegato all'uso del prodotto su altre parti del corpo o per l'uso del prodotto su persone con condizioni mediche preesistenti o su persone che stanno assumendo farmaci. Il prodotto non deve essere utilizzato su aree con ferite aperte, ustioni, irritazioni o infezioni.
- Sempre verificare che i contatti e la presa siano completamente asciutti prima di collegare il prodotto.
- In caso di cortocircuito o surriscaldamento, il prodotto deve essere immediatamente disconnesso dalla presa e non deve essere utilizzato fino a quando non si è raffreddato.

IT

**Leggere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare entrambe le istruzioni per l'uso.**

## PANORAMICA DEL TUO PRODOTTO

Il tuo prodotto è un Microneedle Roller multifunzionale. È possibile utilizzare il dispositivo fino a 2 volte a settimana, per un massimo di 3 volte a settimana. Non utilizzare più frequentemente. Questa limitazione si applica solo alla funzione più intensa del dispositivo: il microneedling. Per il massimo della sicurezza e risultati ottimali, segui sempre la routine di cura della pelle personalizzata creata dall'app GESKE.

**Scarica l'app GESKE e trova la tua routine personalizzata.**

### SPECIFICHE

**Materiale:** silicone, ABS, PC, acciaio inossidabile, resina | **Temperatura di conservazione:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batteria:** ioni di litio 3,7 V | **Capacità della batteria:** 140 mAh | **Corrente di carica massima:** 140 mA | **Tensione di carica:** 5V | **Tempo di ricarica:** ca. 2,5 ore | **Tempo di funzionamento:** Il tempo di funzionamento varia a seconda delle tecnologie e delle intensità attivate. | **Interfaccia:** USB | **Programmi:** Vibrazione: 1 livello di velocità, tecnologia a luce LED: 1 colore

### IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA! LEGGERE PRIMA DELL'USO!

**Il prodotto non è idoneo all'uso nelle seguenti condizioni:**

- Se soffri di cancro della pelle o di stadi precancerosi (cheratosi attiniche)
- Se soffri di malattie emorragiche (disturbi congeniti della coagulazione del sangue) e/o assumi farmaci che influiscono sulla coagulazione del sangue
- La sicurezza e l'efficacia del prodotto non sono mai state valutate in combinazione con prodotti per la cura della pelle e maschere non GESKE. Si consiglia di utilizzare il prodotto solo con i prodotti GESKE. L'uso con altri

prodotti è a proprio rischio

- Dopo trattamento laser o peeling chimico
  - Dopo chirurgia estetica facciale
- Nei seguenti casi, è necessario consultare il medico per verificare se il prodotto sia adatto all'uso:**

- In presenza di malattie cardiache
- In caso di gravidanza. La sicurezza d'uso durante la gravidanza non è stata dimostrata
- Se hai filler o iniezioni
- Il prodotto può emettere luce intensa, evitare di applicarlo in direzione o in prossimità dell'occhio aperto
- Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesa o ferite aperte (dopo qualsiasi tipo di infortunio), infezioni batteriche o virali della pelle (sia nell'area da trattare che altrove)
- Non utilizzare il prodotto su nevi, nei o altre lesioni cutanee (benigne)
- Questo prodotto non è destinato al trattamento di patologie o disturbi della pelle. Se hai una patologia o un disturbo della pelle, consulta il tuo dermatologo prima di utilizzare questo prodotto

### Ulteriori avvertenze sull'uso:

- Applicare solo una leggera pressione quando si utilizza la testina per microneedling
- Il microneedling può portare a lievi gonfiori o lividi. Idratate accuratamente dopo ogni sessione
- Evita di allenarti e nuotare per 24 ore dopo una sessione di microneedling. Non applicare il trucco per 24 ore. Evita l'esposizione prolungata al sole per almeno una settimana e applica una crema solare (con SPF elevato > 30) durante questo periodo
- Evita l'uso di prodotti con acidi e fragranze, principi attivi (come vitamina C o retinolo), nonché scrub fisici ed esfolianti durante e dopo una sessione di microneedling
- L'uso di prodotti con principi attivi come la vitamina C o il retinolo può portare a un'irritazione più intensa della pelle. Se questa irritazione persiste per un periodo di tempo più lungo, consulta un medico
- Disinfettare l'attacco dell'ago dopo ogni utilizzo con uno spray alcolico e lasciarlo asciugare all'aria
- Non utilizzare il prodotto se è 1. insolitamente caldo, 2. meccanicamente danneggiato o deformato, 3. scolorito
- In caso di dolore e/o malessere durante l'uso, interrompi l'uso e consulta un medico
- Il contorno occhi è molto sensibile: presta la massima attenzione ed evita qualsiasi contatto del prodotto con le palpebre o l'occhio stesso
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone e di cambiare gli accessori quando necessario
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sul viso. GESKE non si assume

alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo o da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttivi contaminati

• Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente

PL

## Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.

### TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjny roller MicroNeedle. Można go bezpiecznie stosować do 2 razy w tygodniu i maksymalnie 3 razy w tygodniu. Nie należy stosować częściej. Ograniczenie dotyczy tylko najbardziej intensywnej funkcji urządzenia, czyli mezoterapii mikroigłami. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

### Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją personalizowaną rutynę.

#### DANE TECHNICZNE

**Materiał:** silikon, ABS, PC, stal nierdzewna, żywica |  
**Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C/23-140°F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 140 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 140 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 2,5 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności. | **Interfejs:** USB | **Programy:** Wibracje: 1 poziom prędkości, technologia LED: 1 kolor

### WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

**Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:**

- Jeśli cierpisz na raka skóry lub stany przedrakowe (rogowacenie słoneczne)
- Jeśli cierpisz na choroby krwotoczne (wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi) i/lub przyjmujesz leki wpływające na krzepliwość krwi
- Bezpieczeństwo i skuteczność produktu nigdy nie były badane w połączeniu z produktami do pielęgnacji skóry i maseczkami innymi niż GESKE. Zalecamy stosowanie produktu tylko z produktami GESKE.

Stosowanie z innymi produktami odbywa się na własne ryzyko

- Po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym
  - Po zabiegach kosmetycznych twarzy
- W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy dany produkt jest odpowiedni do użycia:**

- W przypadku chorób serca
- W przypadku ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało potwierdzone
- Jeśli używasz wypełniacza do skóry lub zastrzyków
- Produkt może emitować intensywne światło, należy bezwzględnie unikać stosowania go w kierunku lub w pobliżu otwartego oka
- Nie stosować produktu na podrażnioną lub zranioną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawanyemu zabiegowi, jak i w innych miejscach)
- Nie stosować produktu na znamiona, pieprzyki lub inne (niezłotliwe) zmiany skórne
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem

#### Dalsze informacje dotyczące stosowania:

- Stosować tylko lekki nacisk podczas korzystania z głowicy mikroigłowej
- Mikronakłuwanie może prowadzić do łagodnego obrzęku lub siniaków. Dokładnie nawilżać po każdej sesji
- Unikaj ćwiczeń i pływania przez 24 godziny po sesji mezoterapii. Nie należy nakładać makijażu na całą dobę. Unikaj długotrwałego przebywania na słońcu przez co najmniej tydzień i w tym czasie stosuj krem przeciwsłoneczny (o wysokim SPF >30)
- Unikaj stosowania produktów z kwasami i substancjami zapachowymi, a także peelingu mechanicznego w trakcie i po sesji mezoterapii
- Stosowanie produktów z aktywnymi składnikami, takimi jak witamina C czy retinol, może prowadzić do mocniejszego podrażnienia skóry. Jeśli podrażnienie utrzymuje się przez dłuższy czas, zasięgnij porady lekarza
- Po każdym użyciu należy zdezynfekować nasadkę igłową za pomocą alkoholu w sprayu i pozostawić do wyschnięcia
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1. nadmiernie ciepły, 2. uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3. odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem
- Okolice oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samym okiem
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom i w razie potrzeby wymieniać nasadki
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz.

GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z zastosowania na innych częściach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek

• Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego

CN

首次使用前請閱讀安全說明。  
請保留這兩份使用說明。

## 產品概覽

該產品是多功能微針滾輪。每周使用 2 次是安全的，最多使用 3 次。請不要過於頻繁地使用。此限制僅適用於設備最強大的功能：微針。為了獲得最大程度的安全和理想的效果，請始終遵循由 GESKE 應用程序創建的個性化護膚流程。

下載 GESKE 應用程式並獲取您的個性化例程。

## 規格

材質：矽膠、ABS、PC、不鏽鋼、樹脂 | 儲存溫度：-5 - +60 °C / 23-140 °F | 電池：鋰離子 3.7V | 電池容量：140 mAh | 最大充電電流：140 mA | 充電電壓：5V | 充電時間：約 2.5 個小時 | 工作時間：操作時間會根據 LED 的技術和強度而有所不同。 | 界面：USB | 程序：振動：1 檔速度等級，LED 照明技術：1 種顏色

**重要安全提示！使用前請先閱讀！**

本產品在下列情況下不宜使用：

- 如果您患有皮膚癌或癌前階段（光化性角化病）
- 如果您患有出血性疾病（先天性凝血障礙）和/或服用影響凝血的藥物
- 本產品的安全性和有效性從未與非GESKE護膚品和面膜一起進行評估。建議本產品僅與GESKE產品一起使用。與其他產品一起使用，風險自負。
- 激光治療或化學去角質後
- 面部美容手術後

下列情況有必要諮詢醫生，以確定本產品是否適用：

- 如果您有心脏病
- 在懷孕期間。孕期使用的安全性尚未確定
- 如果您有皮膚填充劑或注射劑
- 本產品會發出強光，請避免在睜眼時直射或靠近眼睛使用
- 請勿在受刺激或受傷的皮膚或开放性傷口（任何形式的受傷後）、由細菌或病毒引起的皮膚感染（治療區和其他處）使用本產品
- 請勿在瘡或其他（良性）皮膚損傷處使用該產品

• 本產品並非用於醫療方面肌膚狀況或疾病的治療。如果您有醫療方面的肌膚狀況或疾病，請在使用本產品前諮詢您的皮膚科醫生

**其他使用說明：**

- 使用微針時時僅施加輕微壓力
- 微針會導致輕度腫脹或瘀傷。每次使用後需徹底保溼
- 微針治療後 24 小時內避免鍛煉和游泳。24 小時內不要化妝 至少一周內避免長時間暴露在陽光下，並在此期間塗抹防嗮霜（SPF >30）
- 避免在微針治療期間和之後使用含有酸和香料、活性成分（如維生素 C 或視黃醇）以及物理磨砂膏和去角質劑的產品
- 使用含有維生素 C 或視黃醇等活性成分的產品可能會導致更強烈的皮膚刺激。如果這種刺激持續較長時間，請尋求醫療建議
- 每次使用後用酒精噴霧消毒針頭附件，讓其自然風干
- 如果產品出現以下情況，請勿使用：1. 溫度異常；2. 機械損壞或變形；3. 變色
- 如果在使用过程中出現疼痛和/或不適，請停止使用並諮詢醫生
- 眼睛部位非常敏感：要格外小心，避免產品與眼睛或眼睛本身接觸
- 嚴格按照個性化程序中的建議使用本產品
- 出于衛生原因，建議不要與他人共享產品，並根據需要更換附件
- 本產品用於面部美容。GESKE 不承擔因應用於身體其他部位或其他不當使用、連接到不合适的电压源、受污染的导电液或球体而导致的有害后果
- 充电前务必确保插头和插座完全干燥。否则可能导致触电、短路或火灾。本产品在连接到电源插座时不得使用

HI

पहली बार उपयोग करने से पहले सुरक्षा जानकारी पढ़ें।  
उपयोग के लिए दोनों निर्देशों को सुरक्षित रखें।

## आपका उत्पाद पर एक झलक

आपका उत्पाद एक बहुआयामी माइक्रोनीडल रोलर है। हर हफ्ते 2 बार तक, या अधिक से अधिक 3 बार तक उपयोग करना सुरक्षित है। कृपया बार-बार उपयोग न करें। यह सीमा केवल डिवाइस के सबसे तीव्र कार्य पर लागू होती है: माइक्रोनीडलिंग। अधिकतम सुरक्षा और आदर्श परिणामों के लिए, हमेशा GESKE ऐप द्वारा आपके लिए विशेष तौर पर बनाए गए व्यक्तिगत स्किन केयर रूटीन का पालन करें।

**GESKE ऐप डाउनलोड करें और अपना व्यक्तिगत रूटीन प्राप्त करें।**

## विशेष विवरण

**सामग्री:** निलिकॉन, एबीएस, पीसी, स्टेनलेस स्टील, रेज़िन यानि राब | **भंडारण तापमान:** -5 - +60 डिग्री सेल्सियस / 23-140 डिग्री फारेनहाइट | **बैटरी:** ली-आयन 3.7V | **बैटरी क्षमता:** 140 एमएच | **अधिकतम चार्जिंग करंट:** 140 एमए | **चार्जिंग वोल्टेज:** 5V | **चार्ज समय:** लगभग 2.5 घंटे | **ऑपरेटिंग समय:** सक्रिय प्रोद्योगिकियों और तीव्रता के आधार पर ऑपरेटिंग समय अलग-अलग होता है। | **इंटर्फेस:** यूएसबी | **काम:** कंपन; 1 गति स्तर, एलईडी लाइट प्रोद्योगिकी; 1 रंग महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी! उपयोग करने से पहले पढ़ें! उत्पाद निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है:

- यदि आप त्वचा कैसर या पूर्व कैसर अवस्था (एकटिक केराटोसिस) से पीड़ित हैं
- यदि आप रक्तस्रावी रोगों (जन्मजात रक्त के जमावट विकार) से पीड़ित हैं और/या दवाइं लेते हो जो रक्त के जमने को प्रभावित करती है
- गैर-डीएएसकेई त्वचा देखभाल उत्पादों और मास्क के मेल-जोल में उत्पाद की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया है। हम केवल GESKE उत्पादों के साथ उत्पाद का उपयोग करने की सलाह देते हैं। अपने जोखिम पर अन्य उत्पादों के साथ उपयोग करें।
- प्रेजर उपचार या रासायनिक छीलन के बाद
- चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद

**निम्नलिखित मामलों में, एक चिकित्सक के साथ परामर्श आवश्यक है कि उत्पाद आपके उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं:**

- अगर आपको दिल की बीमारी है
- गर्भावस्था के मामले में। गर्भावस्था के दौरान उपयोग की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है
- अगर आपके पास डर्मा फिलर्स या इंजेक्शन हैं
- उत्पाद तीव्र प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, इसे खुली आंख की दिशा में या उसके पास लगाने से बचें।
- त्वचा के जीवाणु संबंधित या वायरल संक्रमण के मामले में (या तो उपचार क्षेत्र और अन्य जगहों पर) जलन वाली या घायल त्वचा या खुले घावों (किसी भी प्रकार की चोट के बाद) पर उत्पाद का उपयोग न करें।

• नेवी, मोल्स या अन्य (सौम्य) त्वचा के घावों पर उत्पाद का उपयोग न करें

• इस उत्पाद को त्वचा की चिकित्सीय अवस्था या बीमारियों के इलाज के इरादे से नहीं बनाया गया है। यदि आप त्वचा से जुड़ी किसी चिकित्सीय अवस्था में हैं या आपको उससे जुड़ा कोई रोग है, तो इस उत्पाद को इस्तेमाल करने से पहले अपने त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।

**उपयोग के बारे में अधिक जानकारी:**

- माइक्रोनीडलिंग हेड का उपयोग करते समय केवल हल्का दबाव डालें
- माइक्रोनीडलिंग से हल्की सूजन या चोट लग सकती है। प्रत्येक सत्र के बाद अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें
- माइक्रोनीडलिंग सत्र के बाद 24 घंटे तक व्यायाम और तैराकी से बचें। 24 घंटे के लिए मेकअप न करें कम से कम एक सप्ताह तक लंबे समय तक धूप में रहने से बचें और इस दौरान सनस्क्रीन (उच्च एमपीएफ> 30 के साथ) लगाएं
- माइक्रोनीडलिंग सत्र के दौरान और बाद में एमिड और सुगंध, साथ ही शारीरिक स्क्रब और एक्सफोलिएटिंग वाले उत्पादों का उपयोग करने से बचें
- बिटामिन सी या रेटिनॉल जैसे सक्रिय अवयवों वाले उत्पादों का उपयोग करने से त्वचा में अधिक तीव्र जलन हो सकती है। अगर यह जलन लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टरों से सलाह लें
- अलर्जिक रिए के साथ प्रत्येक उपयोग के बाद सूई के अटैचमेंट को साफ करें और इसे हवा में सूखने दें
- उत्पाद का उपयोग न करें यदि यह 1) असामान्य रूप से गर्म है, 2) यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त या विकृत है, 3) फीका पड़ा हुआ है।
- यदि उपयोग के दौरान दर्द और/या असुविधा होती है, तो उपयोग बंद कर दें और चिकित्सीय सलाह लें
- आंख का क्षेत्र बहुत संवेदनशील होता है: इस क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें और उत्पाद के फलकों या आंख के किसी भी संपर्क से बचें
- केवल अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में सिफारशीली उत्पाद का उपयोग करें
- स्वच्छता कारकों से, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने उत्पाद को दूसरों के साथ साझा न करें और आवश्यकतानुसार अटैचमेंट को बदलें।
- उत्पाद चेहरे पर प्रसाधन उपयोग के लिए है। GESKE शरीर के अन्य क्षेत्रों या अन्य अनुचित उपयोग, अनुपयुक्त वोल्टेज स्रोतों से कनेक्शन, दूषित संचाहक तरल या गर्मों पर उपयोग से उत्पन्न

होने वाले हानिकारक परिणामों के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।

• चार्ज करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि प्लग और सर्किट पूरी तरह से सूखा है। अन्यथा, बिजली के झटके, शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है। पावर आउटलेट से कनेक्ट होने के दौरान उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

AR

اقرأ معلومات السلامة قبل أول استخدام. احتفظ بكل منشورتي تعليمات الاستخدام.

نظرة سريعة على منتجك

منتجك عبارة عن مدحة للوخز بالإبر الدقيقة متعددة الوظائف. من الأمان استخدامه مرتين في الأسبوع، أو 3 مرات كأقصى حد في الأسبوع، يُرجى عدم تجاوز هذا الحد من الاستعمال (3 مرات). ينطبق هذا القيد فقط على الوظيفة الأكثر كثافة للجهاز؛ اللوخز بالإبر الدقيقة. للحصول على أقصى درجات الأمان وأفضل النتائج، يوصى دائماً بتابع روتينك المخصص للعناية بالبشرة المصنم لك من قبل تطبيق GESKE.

قم بتنزيل تطبيق GESKE واحصل على روتينك المخصص.

المواصفات:

المادة: سيليكون، كربون، كربونتريل بوتادين السئرين (ABS)، بولي كربونات PC، فولاد مقاوم للصدأ، راتنج درجة حرارة التخزين: من

-5 إلى +60 درجة مئوية / من 23 إلى 140 درجة فهرنهايت | البطارية: 3.7 فولت ليثيوم أيون | قدرة البطارية:

140 ملي أمبير | الحد الأقصى لتيار الشحن: 140 ملي أمبير | جهد الشحن: 5 فولت | مدة الشحن: 2.5 ساعات تقريباً |

وقت التشغيل: يختلف وقت التشغيل حسب الشحنات الممتلئة ودرجة الشدة. | واجهه المستخدم: USB |

البرامج: الاهتزاز؛ مستوى 1 للسرعة، تقنية إضاءة LED؛ لون 1 |

معلومات هامة للسلامة! اقرأها قبل الاستخدام!

المنتج غير مناسب للاستخدام في ظل الظروف التالية:

• إذا كنت تعاني/ن من سرطان الجلد أو ورم محتمل الخبيثة (الترقان السفعي)

• إذا كنت تعاني/ين من أمراض زفية (اضطرابات تفتت الدم الخلقية) وأو تناول/ين أدوية تؤثر على تفتت الدم

• لم يتم إطلاقاً تقييم سلامة وفعالية المنتج بالاقتران مع منتجات واقنةناية بالبشرة غير منتجات GESKE. نوصي

باستخدام المنتج فقط مع منتجات GESKE. استخدامكم مع له منتجات أخرى يكون على مسؤوليتكم الخاصة.

• بعد العلاج بالليزر أو التشعير الكيميائي

• بعد عمليات تجديد الوجه

• في الحالات التالية، من الضروري استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسباً لك لاستخدامه:

• إذا كنت تعاني من مرض في القلب

• في حالة الحمل. لم يتم التأكد من سلامة الاستخدام أثناء الحمل

• إذا كان لديك حقن أو حشوات جلدية

• يمكن أن يسبب المنتج حسوةً شديدة، لذا تجنبني وضعه في اتجاه العين المفتوحة أو بالقرب منها

• لا تستخدمني المنتج على الجلد المتهيج أو المصاب أو على الجروح المفتوحة (بعد أي نوع من أنواع الإصابة)، أو

في حالة اللتهابات البكتيرية أو الفيروسية للجلد (سواء كانت في منطقة العلاج أو في أي مكان آخر)

• لا تستخدمني المنتج على الحلمات أو الشامات أو غيرها من الإصابات الجلدية (الحميدة)



• هذا المنتج غير مخصص لعلاج مشكلات البشرة الطبية أو الأمراض الجلدية. إذا كنت تعاني من مشكلات طبية أو أمراض جلدية، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدام هذا المنتج  
زيد من المعلومات حول الاستخدام:

- طبقي/ي ضغطاً خفيفاً فقط عند استخدام رأس الوخز الدقيق (microneedling)
- قد يؤدي الوخز الدقيق (microneedling) إلى تورم خفيف أو كدمات. رطبي/ي البشرة جيداً بعد كل جلسة
- تجنب/ي ممارسة الرياضة والسباحة لمدة 24 ساعة بعد القيام بالوخز الدقيق. لا تضع المكياج لمدة 24 ساعة. تجنب/ي التعرض للشمس لفترات طويلة لمدة أسبوع واحد على الأقل كما ينبغي استعمال مرهم الوقاية من أشعة الشمس (مع عامل حماية عالٍ >30) خلال هذه الفترة.
- تجنب/ي استخدام المنتجات التي تحتوي على الأحماض والعطور، وكذا مستحضرات التقشير والفرق أثناء وبعد الوخز الدقيق (microneedling).
- قد يؤدي استخدام المنتجات ذات المكونات النشطة مثل فيتامين ج أو وصل الريتينول إلى تهيج شديد للجلد. إذا استمر هذا التهيج لفترة أطول من الوقت، ينبغي طلب المشورة الطبية
- مقم/ي ملحق البردة بعد كل استخدام برذاذ الكحول والتركيبات. يجف في الهواء
- لا تستخدم/ي المنتج إذا كان (1) دافئاً بشكل غير معتاد، (2) ثامناً ميكانيكياً أو مشوهاً، (3) قد تغير لونه في حال حدوث ألم و/أو مضايقة أثناء الاستخدام، وتوقف عن الاستخدام واطلب مشورة طبية
- منطقة العين حساسة للغاية؛ احذري جداً في هذه المنطقة وتجنب/ي أي ملامسة للمنتج مع الجفون أو مع العين نفسها

استخدمي المنتج فقط على النحو الموصى به في روتينك الشخصي

- لاعتبارات متعلقة بالنظافة الصحية، نوصي بعدم مشاركة منتجك مع الآخرين وبتبديل القطع الملحقة كلما لزم الأمر
- المنتج مخصص للاستعمال الشخصي على الوجه. لا تتحمل شركة GESKE أي مسؤولية عن العواقب الضارة الناشئة عن الاستخدام في مناطق أخرى من الجسم أو أي استخدام غير ملائم، ولا عن التوصيل بمصادر كهرباء غير مناسبة، أو استخدام سائل أو كرات فاسدة
- تأكد دائماً من جفاف قابس الكهرباء والمقيس تماماً قبل الشحن. وإلا، فقد ينتج عن ذلك صدمات كهربائية، أو ماس كهربائي أو نشوب حريق، يجب عدم استخدام المنتج أثناء توصيله بمقبس التيار الكهربائي



初回使用前に、安全に関する情報をお読みください。  
使用説明書はどちらも保管してください。

## 製品概要

あなたの製品は多機能マイクロニードルデバイスです。週に2回（最大週3回）まで安全にご使用いただけます。より頻ばんな使用はお控えください。この制限は、デバイスの最も負荷の高い機能（マイクロニードル）にのみ適用されます。最大限の安全性と理想的な結果を得るには、GESKEアプリで作成したパーソナライズスキンケアルーティンに常に従ってください。

**GESKEアプリをダウンロードして、パーソナライズされたルーティンを手に入れましょう。**

## 仕様

材質：シリコン、ABS、PC、ステンレススチール、樹脂 | 保管温度：-5+60°C/23-140°F | バッテリー：リチウムイオン3.7V | バッテリー容量：140 mAh | 最大充電電流：140 mA | 充電電圧：5V | 充電時間：約2.5時間 | 動作時間：動作時間は、使用する技術と強度によって異なります。 | インターフェース：USB | プログラム：振動：1つの速度レベル、LEDライトテクノロジー：1色

**安全に関する重要な注意事項 | 使用前にお読みください！**

本製品は、以下の条件における使用には適していません。

- 皮膚がんまたは前がん病変（日光角化症）に罹患している場合
- 出血性疾患（先天性血液凝固障害）の場合、および/または血液凝固に影響を与える薬剤を服用している場合
- GESKE以外のスキンケア製品やマスクとの併用による安全性と有効性の検証は行われていません。GESKE製品でのみの使用をお勧めします。他の製品との併用は自己責任の下で行ってください。
- レーザー治療またはケミカルピーリング後
- 美容整形手術後

以下の場合、本製品を使用することが適切であるかどうか、医師に相談する必要があります。

- 心臓疾患がある場合
- 妊娠中の場合。妊娠中の使用の安全性は確立していません
- ダーマフィラーや注射をしている場合
- 本製品は強い光を発することがあります。目の前や近くには決して塗布しないでください
- 炎症を起していたり傷ついている皮膚、または開いた傷（何かしらの損傷後の部位）、皮膚の細菌またはウイルス感染症（治療中の範囲およびその周り）に製品を使用しないでください
- 母乳、ほくろ、またはその他の（良性的）皮膚病変には本製品を使用しないでください
- 本製品は、医学的な皮膚疾患や疾病の治療を目的としたものではありません。医学的な皮膚疾患や疾病をお持ちの方は、本製品の使用前に皮膚科医にご相談ください

使用に関する詳細情報：

- マイクロニードルヘッドを使用するときは、軽く圧力をかけるだけでしてください
- マイクロニードルは、軽度の腫れやあざを引き起こすことがあります。毎施術後はしっかり保湿を
- マイクロニードルによるセッション後24時間は、運動や水泳を避けてください。24時間はメイクをしないようご注意ください。少なくとも1週間は長時間の日光浴を避け、この期間は日焼け止めクリーム（SPF30以上）を塗布してください
- マイクロニードルの施術中および施術後は、酸や香料、活性成分（ビタミンCやレチノールなど）を含む製品、物理的なスクラブやエクスフォリエーターの使用は避けてください
- ビタミンCやレチノールなどの有効成分を含む製品を使用すると、皮膚の刺激がより強くなる可能性があります。この刺激が長期間続く場合は、医師の診

영향을 미치는 악몽을 복음 중인 경우

- 使用後は毎回、アルコールスプレーでニードルアタッチメントを消毒し、自然乾燥させます
- 1.異常に暖かい、2.的に損傷または変形している、3.変色いる場合は、製品を使用しないでください
- 使用中に痛みや不快感が生じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください
- 目元はとても敏感なエリアです。そこでは特に注意し、製品がまぶたや目自体に触れないようにしてください
- パソナライズされたルーティンで推奨されている製品のみをご使用ください
- 衛生上の理由から、製品を他の人と共有せず、必要に応じてアタッチメントを交換することをお勧めします
- この製品は、顔への化粧品としての使用を目的としています。体の他の部位への使用、その他の不適切な使用、不適切な電圧源への接続、汚染された導電性液体やボールなどから生じる有害な結果については、GESKEは一切の責任を負いません
- 充電する前に、プラグとソケットが完全に乾いていることを必ず確認してください。感電、ショート、火災の原因になります。コンセントに接続したまま使用しないでください

**KO** 처음 사용하기 전에 안전 정보를 읽으세요.  
두 사용 지침을 모두 보관하세요.

### 제품 한 눈에 보기

귀하의 제품은 다기능 MicroNeedle 롤러입니다. 일주일에 2회, 최대 주 3회까지 안전하게 사용하실 수 있습니다. 더 자주 사용하지는 마십시오. 이 펌프 제한은 장치의 가장 강력한 기능인 마이크로 니들링에만 적용됩니다. 최대의 안전함과 함께 이상적인 결과를 얻으려면 항상 GESKE 앱에서 생성된 개인맞춤 스킨 케어 루틴을 따르세요.

### GESKE 앱을 다운로드하고 맞춤형 루틴을 얻으세요.

규격  
재질: 실리콘, ABS, PC, 스테인리스 스틸, 합성수지 | 보관 온도: -5 - +60 °C/23-140 °F | 배터리: 리튬 이온 3.7V | 배터리 용량: 140mAh | 최대 충전 전류: 140mA |  
충전 전압: 5V | 충전 시간: 약 2.5시간 | 작동 시간: 작동시간은 활성화 기술 및 강도에 따라 다릅니다. | 인터페이스: USB | 프로그램: 진동: 1단계 속도, LED 조명 기술: 1 가지 색상

### 중요한 안전 관련 정보! 사용하기 전에 읽으세요!

- 제품은 다음의 조건에서는 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 피부부 또는 전압 단계(광선각화증)를 앓고 있는 경우
- 출혈성 질환(선천성 혈액 응고 장애)을 앓고 있거나 그리고/혹은 혈액 응고에

- 제품 안전성과 효과는 GESKE가 아닌 스킨 케어 제품 및 마스크와 함께 평가된 적이 없습니다. 본 제품을 GESKE 제품에만 사용할 것을 권장합니다. 평가의 책임하여 다른 제품과 함께 사용하지 마세요.
- 레이저 시술 또는 화학적 박피 후
- 성형 연면 수술 후
- 다음과 같은 경우에는 제품이 사용하기에 적합한지 의사의 상담을 받아야 합니다:
- 심장질환이 있는 경우
- 임신한 경우. 임신 중 사용에 대한 안전성이 확립되지 않았습니
- 더마 필러나 주사가 있는 경우
- 강한 빛을 방출할 수 있으므로 눈을 뜬 방향이나 그 근처에서의 사용을 삼가하십시오
- 피부에 세균 또는 바이러스 감염이 있는 경우(치료 부위 및 기타 부위) 자국이 있거나 부상 입은 피부 또는 열린 상처(부상 후)에는 제품을 사용하지 마십시오
- 상피성 모반, 침 또는 기타 (양성) 피부 병변에 제품을 사용하지 마십시오
- 이 제품은 의학적 피부 상태나 질병을 치료하기 위한 것이 아닙니다
- 피부질환이나 질병이 있으신 분은 사용 전 피부과 전문의와 상담하십시오
- 사용에 대한 추가 정보:
- 마이크로 니들링 헤드들 사용할 때 압력을 약하게 가하세요
- 마이크로 니들링은 가벼운 부기나 멍을 유발할 수 있습니다. 각 세션 후 수분을 충분히 공급하세요
- 마이크로니들링 시술 후 24시간 동안 운동과 수영을 피하십시오. 세션 후 24 시간 동안은 화장을 하지 마십시오. 최소 1주일 동안 장기간 태양 노출을 피하고 이 기간 동안 선크림(하미 SPF>30)을 바르십시오
- 마이크로 니들 세션 중 및 후에 물리적 스크럽과 각질 제거제뿐만 아니라 산과 향이 있는 제품, 활성 성분의 사용을 피하십시오
- 비타민 C나 레티놀과 같은 활성 성분이 포함된 제품을 사용하면 피부에 더 강한 자극을 유발할 수 있습니다. 이러한 자극이 장기간 지속되면 의사의 조언을 구하십시오
- 매 사용 후 바늘 부착물을 알코올 스프레이로 소독하고 공기 중에 건조시키십시오
- 1) 비정상적으로 따뜻하거나, 2) 기계적으로 손상 또는 변형, 3) 변색된 경우에는 사용하지 마십시오
- 사용 중 통증 및/또는 불편함이 발생할 경우 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오
- 눈 부위는 매우 민감합니다 이 부위에는 제품이 눈꺼풀이나 눈에 닿지 않도록
- 각별한 주의를 기울이십시오
- 개인맞춤 루틴에서 권장하는 대로만 제품을 사용하십시오
- 위생상의 이유로 다른 사람과 제품을 함께 사용하지 말고 필요에 따라 어택치먼트를 교체하는 것이 좋습니다
- 본 제품은 얼굴에 화장품을 사용하기 위한 용도입니다 GESKE는 다른 신체 부위에 사용하거나 기타 부적절한 사용, 부적절한 전압원에 연결, 오염된 전도성 액체 또는 불로 인해 발생하는 유해한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다
- 충전하기 전에 항상 플러그와 소켓이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오 그렇지 않으면 감전, 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다 전천 콘센트에 연결한 상태에서 제품을 사용하지 마십시오

TR

**İlk kullanımdan önce güvenlik bilgilerini okuyun.**  
Kullanım için her iki talimatı da saklayın.

## ÜRÜNÜZE KISA BİR BAKIŞ

Ürününüz çok işlevli bir MicroNeedle silindirik cihazdır. Haftada 2 defaya kadar, maksimum 3 defaya kadar kullanılması güvenlidir. Lütfen daha sık kullanmayın. Bu sınırlama yalnızca cihazın en yoğun işlevi için geçerlidir: Mikro iğneleme. Maksimum güvenlik ve ideal sonuçlar için daima GESKE Uygulaması tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş Cilt Bakım Rutininizi uygulayın.

**GESKE uygulamasını indirin ve kişiselleştirilmiş rutininize sahip olun.**

### ÖZELLİKLER

**Malzeme:** silikon, ABS, PC, paslanmaz çelik, reçine | **Depolama sıcaklığı:** -5 - +60 °C / 23-140 °F | **Pil:** Li-Iyon 3.7V | **Pil Kapasitesi:** 140 mAh | **Maksimum Şarj Akımı:** 140 mA | **Şarj Voltajı:** 5V | **Şarj Süresi:** yakl. 2.5 saat | **Çalışma Süresi:** Çalışma süresi, etkinleştirilmiş teknolojilere ve yoğunluklara bağlı olarak farklılık gösterir. | **Arayüz:** USB | **Programlar:** Titreşim: 1 hız seviyesi, LED Işık Teknolojisi: 1 renk

### ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!

Ürün aşağıdaki koşullarda kullanıma uygun değildir:

- Cilt kanseri veya kanser öncesi evrelerin varsa (aktinik keratoz)
- Hemorajik hastalıklarınız (doğuştan kan pıhtılaşma bozuklukları) varsa ve/veya kan pıhtılaşmasını etkileyen ilaç kullanıyorsanız
- Ürünün güvenliği ve etkinliği, GESKE haricindeki cilt bakım ürünleri ve maskeleri ile birlikte hiçbir şekilde değerlendirilmemiştir. Ürünü sadece GESKE ürünleri ile kullanmanızı öneririz. Diğer ürünlerle birlikte kullanmaya ilişkin tüm riskler size aittir.
- Lazer tedavisi veya kimyasal peeling sonrası
- Estetik yüz ameliyatı sonrası

**Aşağıdaki durumlarda, ürünü kullanmanızın uygun olup olmadığı konusunda bir doktora danışmanız gerekir:**

- Kalp hastalığınız varsa
- Hamileyseniz Hamilelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır
- Derma dolgularınız veya enjeksiyonlarınız varsa
- Ürün yoğun ışık yayabilir; bu nedenle açık göze doğrudan veya açık göz yakınında uygulamaktan kaçınınız
- Ciltte bakteriyel veya viral enfeksiyon olması durumunda (tedavi alanında veya başka bir yerde) ürünü tahriş olmuş veya incinmiş cilt ya da açık

yaralarda (her türlü yaralanmadan sonra) kullanmayın

- Ürünü nevüs, ben veya diğer (iyi huylu) cilt lezyonlarında kullanmayın
- Bu ürün, tıbbi cilt koşullarını veya hastalıklarının tedavisi için tasarlanmamıştır. Tıbbi cilt koşullarınız veya hastalıklarınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce dermatoloğunuza danışın

### Kullanım hakkında daha fazla bilgi:

- Mikro iğneleme başlığını kullanırken yalnızca hafif basınç uygulayın
- Mikro iğneleme hafif şişlik veya morarmaya neden olabilir. Her seanstan sonra iyice nemlendirin
- Mikro iğneleme seansından sonra 24 saat egzersiz yapmaktan ve yüzmekten kaçınınız. 24 saat makyaj yapmayın En az bir hafta boyunca uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınınız ve bu süre zarfında (yüksek koruyucu değerli SPF>30) güneş kremi uygulayın
- Mikro iğneleme seansı sırasında ve sonrasında asitli ve kokulu ürünler ve de fiziksel keseleme ve peeling ürünleri kullanmaktan kaçınınız
- C vitamini veya retinol gibi aktif içerikli ürünlerin kullanılması cildin daha yoğun tahriş olmasına neden olabilir. Bu tahriş uzun süreler devam ederse, tıbbi destek alın
- Her kullanımdan sonra iğne aparatını alkol spreyi ile dezenfekte edin ve kurumasını bekleyin
- Ürünü 1) alışılmadık derecede sıcaksa, 2) mekanik olarak hasar görmüş veya deforme olmuşsa, 3) rengi değişmişse kullanmayın
- Kullanım sırasında ağrı ve/veya rahatsızlık oluşursa kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın
- Göz çevresi çok hassastır: Bu alanda ekstra dikkatli olun ve ürünün göz kapaklarına veya gözün kendisine temasından kaçınınız
- Ürünü yalnızca kişiselleştirilmiş rutininizde önerildiği şekilde kullanınız
- Hijyen açısından ürününüzü başkalarıyla paylaşmamanızı ve gerektiğinde aparatları değiştirmenizi öneririz
- Ürün yüzde kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. GESKE, vücudun diğer bölgelerinde kullanımdan veya diğer uygunsuz kullanımlardan, uygun olmayan voltaj kaynaklarına bağlantıdan ve kirlenmiş iletken sıvı veya bilyelerden kaynaklanan olası zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez
- Şarj etmeden önce daima fiş ve prizin tamamen kuru olduğundan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. Ürün prize takılıyken kullanılmamalıdır

TH

**โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก และเก็บคำแนะนำการใช้งานทั้งสองเอาไว้ใช้งาน**

### ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณคือลูกกลิ้งเข็มขนาดเล็กออกแบบประสงค์ สามารถใช้ได้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ สูงสุด 3 ครั้งต่อสัปดาห์ กรุณาอย่าใช้

